




## 6. Remplacement des joints toriques



Remplacer les joints toriques dès que de l'air ou de l'eau commence à s'échapper du raccord. Après remplacement, appliquer une petite quantité de MORITA MULTI SPRAY sur les joints toriques de l'instrument.

### AVERTISSEMENT

- Remplacer les cinq joints toriques en même temps et vérifier l'absence de débris ou de morceaux cassés provenant des anciens joints. La présence de résidus sur la pièce de verrouillage peut entraîner un détachement soudain du tuyau sous la pression de l'air et provoquer des blessures.



### MISE EN GARDE

- L'utilisation d'un quelconque lubrifiant autre que le MORITA MULTI SPRAY risque de provoquer un gonflement des joints toriques susceptible d'entraver la mise en place et le retrait de la pièce à main.

## 7. Remplacement de la valve antireflux du pulvérisateur

### Inspecter la valve antireflux

\* Si la valve antireflux est défectueuse, des débris de découpe et de la matière contaminée risquent de s'insérer dans le tube. Inspecter la valve antireflux au moins une fois par mois.




Couvrir le tuyau du pulvérisateur avec l'extrémité d'une seringue sans aiguille en plastique jetable. Presser l'extrémité de la seringue en alignement contre le joint sur le raccord pour assurer l'étanchéité. Tirer légèrement sur le piston, puis vérifier s'il est aspiré en position initiale. S'il ne reprend pas sa position initiale, il faut remplacer la valve antireflux.

### MISE EN GARDE

- Pousser fermement l'extrémité de la seringue contre le joint pour que l'air ne puisse pas s'échapper dans la seringue. À défaut de quoi, le piston ne pourra reprendre sa position initiale même si la valve antireflux fonctionne normalement.

### Remplacement



Retirer le joint avec une aiguille. Désengager la valve antireflux. Insérer une nouvelle valve en position. Remettre le joint dans sa position initiale.

### MISE EN GARDE

- Ne pas endommager la partie du joint qui est pressée contre le tuyau du pulvérisateur, car il est impératif que l'étanchéité soit parfaite.
- Une mauvaise mise en place du joint risque de provoquer un dysfonctionnement du raccord.

## 8. Pièces de rechange

Remplacez les pièces, si besoin, selon le degré d'usure et la durée d'utilisation. Commandez les pièces auprès de votre distributeur local ou de J. MORITA OFFICE.

Jeu de joints toriques	Lampe DEL	Valve antireflux	Joint
Réf. 5811835	Réf. 5011575	Réf. 5811837	Réf. 5811838
1	1	1	1

## EMD (perturbations électromagnétiques)

Le Couplage (modèle : CP4-LD, CP4-W-LD, ci-après, « cet appareil ») est conforme à la norme IEC 60601-1-2 (édition 4.1), la norme internationale correspondant aux perturbations électromagnétiques (PEM).

### [Environnement d'utilisation]

L'environnement d'utilisation de cet appareil est un établissement de soins professionnels.

### AVERTISSEMENT

- Cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'un autre équipement ni empilé sur un autre équipement, car cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement. Si une telle utilisation est nécessaire, cet appareil et l'autre équipement doivent être observés afin de s'assurer de leur bon fonctionnement.
- L'utilisation d'accessoires, de convertisseurs ou de câbles autres que ceux que nous indiquons ou fournissons pourrait induire une augmentation d'émissions électromagnétiques ou une réduction de l'immunité électromagnétique de l'appareil et entraîner un mauvais fonctionnement.
- Aucun équipement de communication RF portable (y compris les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doit être utilisé à moins de 30 cm de toute partie de l'appareil CP4-LD, CP4-W-LD, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Cela pourrait nuire aux performances de cet appareil.

### [Conformité à chacune des normes d'ÉMISSION et d'IMMUNITÉ]

Test d'émission	Conformité	Environnement électromagnétique – Directives
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1 Classe B	Cet appareil utilise de l'énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et il est peu probable qu'elles interfèrent avec les appareils électroniques avoisinants.
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1 Classe B	Cet appareil convient à tous les établissements, y compris dans des bâtiments résidentiels ou directement reliés au réseau électrique public à basse tension qui alimentent les immeubles à des fins domestiques.
Émissions harmoniques IEC 61000-3-2 <sup>1</sup>	N/A	
Fluctuations de tension/ flicker IEC 61000-3-3 <sup>1</sup>	N/A	

<sup>1</sup>: Ce test n'est pas applicable puisque l'équipement testé n'a pas de ports de courant d'entrée CA.

Test d'immunité	Niveau de test IEC 60601	Niveau de conformité	Directives environnement électromagnétique
Décharge électrostatique (DES) IEC 61000-4-2	<b>Contact</b> ±8 kV <b>Air</b> ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV	<b>Contact</b> ±8 kV <b>Air</b> ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV	Les revêtements de sol doivent être en bois, en béton ou en carreau céramique. Si le sol est recouvert d'un matériau synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Champ magnétique de fréquence de régime (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m (m. q.) Sélectionnez de 50 Hz à 60 Hz selon les besoins	30 A/m (m. q.) 50 Hz et 60 Hz	Le champ magnétique de fréquence de régime doit être d'un niveau comparable à celui d'un environnement commercial ou hospitalier représentatif.
Champs magnétiques de proximité IEC 61000-4-39	<b>134.2 kHz</b> 2,1 kHz, 65 A/m <b>13.56 MHz</b> 50 kHz, 7,5 A/m	<b>134.2 kHz</b> 2,1 kHz, 65 A/m <b>13.56 MHz</b> 50 kHz, 7,5 A/m	Le champ magnétique de proximité doit être à un niveau caractéristique des champs magnétiques émis par RFID (identification par radiofréquence), IH (chauffage par induction), etc.

Remarque : m. q. ( moyenne quadratique)

Test d'immunité	Niveau de test IEC 60601	Niveau de conformité	Directives environnement électromagnétique
RF par conduction IEC 61000-4-6	3 V 0,15 MHz à 80 MHz 6 V Bandes ISM <sup>(c)</sup> 0,15 MHz et 80 MHz	3 V 0,15 MHz à 80 MHz 6 V Bandes ISM <sup>(c)</sup> 0,15 MHz et 80 MHz	Les équipements de communication RF portables et mobiles ne doivent pas être utilisés à une distance de toute partie de cet appareil (y compris les câbles) inférieure à la distance de séparation recommandée, calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur.
RF par rayonnement IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz à 2,7 GHz 27 V/m 385 MHz 28 V/m 450 MHz 9 V/m 710, 745, 780 MHz 28 V/m 810, 870, 930 MHz 28 V/m 1720, 1845, 1970 MHz 28 V/m 2450 MHz 9 V/m 5240, 5500, 5785 MHz	3 V/m 80 MHz à 2,7 GHz 27 V/m 385 MHz 28 V/m 450 MHz 9 V/m 710, 745, 780 MHz 28 V/m 810, 870, 930 MHz 28 V/m 1720, 1845, 1970 MHz 28 V/m 2450 MHz 9 V/m 5240, 5500, 5785 MHz	Distances de séparation recommandées $d = \frac{6}{E} \sqrt{P}$ Dans laquelle <i>P</i> est la puissance nominale de sortie maximum de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur, <i>E</i> est le niveau de conformité en V/m et <i>d</i> est la distance de séparation recommandée en mètres (m). Les intensités de champs provenant d'émetteurs fixes de RF, définis par une étude de site électromagnétique <sup>(a)</sup> , devraient être inférieures au niveau de conformité de chaque plage de fréquences <sup>(b)</sup> . Des interférences peuvent survenir à proximité d'appareils portant le symbole suivant :

Remarque : Ces directives ne sont pas forcément valides dans tous les cas. La propagation des ondes électromagnétiques est affectée par l'absorption et la réflexion par les structures, les objets et les personnes.

- (a) Des intensités de champs provenant d'émetteurs fixes, comme les stations pour les téléphones cellulaires ou sans fil et les radios mobiles terrestres, radios amateurs, émissions de radio AM et FM et de télévision, ne peuvent pas être prévues en théorie avec beaucoup de précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique généré par les émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si l'intensité du champ mesurée à l'emplacement où l'appareil est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, il faut vérifier que le fonctionnement de l'appareil est normal. Si un fonctionnement anormal est constaté, d'autres mesures peuvent être nécessaires, comme la réorientation ou le déplacement de l'appareil.
- (b) Au-delà de la plage de fréquences de 0,15 MHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à 3 V/m.
- (c) Les bandes ISM (Industrial, Scientific and Medical) entre 0,15 MHz et 80 MHz sont 6,765 MHz à 6,795 MHz ; 13,553 MHz à 13,567 MHz ; 26,957 MHz à 27,283 MHz ; et 40,66 MHz à 40,70 MHz.

Development and Manufacturing	EU Authorized Representative under the European Directive 93/42/EEC
<b>J. MORITA MFG. CORP.</b> 680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8533, Japan T +81. (0)75. 611 2141, F +81. (0)75. 622 4595 Morita Global Website <a href="http://www.morita.com">www.morita.com</a>	<b>Medical Technology Promet Consulting GmbH</b> Ernst-Reckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert, Germany T +49. 6894. 981020, F +49. 6894. 981021 The authority granted to the authorized representative, Medical Technology Promet Consulting GmbH, by J. MORITA MFG. CORP. is solely limited to the work of the authorized representative with the requirements of the European Directive 93/42/EEC for product registration and incident report.
<b>Distribution</b> <b>J. MORITA CORP.</b> 3-3-18 Tsurumi-cho, Suita-shi, Osaka 564-8650, Japan T +81. (0)6. 6380 1521, F +81. (0)6. 6380 0585 <b>J. MORITA USA, INC.</b> 9 Mason, Irvine CA 92618, USA T +1. 949. 581 8600, F +1. 949. 581 8811 <b>J. MORITA EUROPE GMBH</b> Justus-von-Liebig-Straße 27b, 63128 Ditzingenbach, Germany T +49. (0)6074. 65810, F +49. (0)6074. 636 299 <b>MORITA DENTAL ASIA PTE. LTD.</b> 150 Kongsong Ampal Road-01A KA Centre, Singapore 368324 T +65. 6779. 4795, F +65. 6777. 2279 <b>J. MORITA CORP. AUSTRALIA &amp; NEW ZEALAND</b> Suite 2/05, 247 Coward Street, Mascot NSW 2020, Australia	<b>J. MORITA CORP. MIDDLE EAST</b> 4 Tag Al Rowassan Apartment 302, Saba Pacha 21311 Alexandria, Egypt T +20. (0)3. 59 222 94, F +20. (0)3. 59 222 96 <b>J. MORITA CORP. INDIA</b> Filix Office No.308, L.S.S. Marg, Opp. Asian Paints, Shandurga (West), Mumbai 400075, India T +91-82-8666-7482 <b>J. MORITA MFG. CORP. INDONESIA</b> 28F, DSS Bank Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940, Indonesia T +62-21-2988-8332, F +62-21-2988-8201 <b>SIAMDENT CO., LTD.</b> 1710 Moo 51, ThuanKam A, Bangpakong Chachuangsoo 24130 Thailand T +66 (0) 3857 3042, F +66 (0) 3857 3043 <a href="http://www.siamdent.com">www.siamdent.com</a>