



Capacidades panorámica, cefalométrica y TAC

Veraviewepocs 3D

INSTRUCCIONES DE USO



Gracias por adquirir la unidad Veraviewepocs 3D.

Para un funcionamiento y una seguridad óptimos, lea detenidamente este manual antes de utilizar el equipo.

Preste especial atención a las advertencias y las indicaciones de seguridad.

Mantenga este manual a su alcance para consultarlo cuando sea necesario.

Marcas comerciales (™) y marcas comerciales registradas (®):

El nombre de empresas, productos, servicios, etc. usados en este manual son marcas registradas propiedad de las empresas respectivas.

© 2012 J. MORITA MFG. CORP.

Índice

	Página
Prevención de accidentes	3
Instrucciones para un uso seguro	5
Identificación de piezas	8
1. Identificación de piezas	8
2. Paneles de mando del bastidor para paciente y del brazo	11
3. Herramientas de posicionamiento del paciente y piezas consumibles	16
Funcionamiento	17
i. Pasos previos	17
ii. Procedimientos de uso	20
1. Comprobación de seguridad	20
2. Exposición panorámica	21
(1) Encienda el interruptor principal	21
(2) Perilla de parada de emergencia	21
(3) Configuración de la exposición panorámica	22
(3)-1 Exposición automática(exposición automática directa digital)	22
(3)-2 Exposición manual	23
(3)-3 Configuración "No X-ray" (Sin radiación)	23
(4) Posicionamiento del paciente	24
(5) Exposición panorámica	32
(6) Salida del paciente y transmisión de imágenes	34
(7) Tipos de exposiciones panorámicas	38
(7)-1 Panorámica de la arcada dental	38
(7)-2 Seno maxilar (ampli.: ×1,5, en todo)	42
(7)-3 Exposición cuádruple de la ATM (amplif. ×1,3, en todo)	44
(8) Exposición con la boca cerrada (primera exposición)	49
(9) Exposición con la boca abierta (segunda exposición)	50
3. Exposiciones cefalométricas (opcional)	51
(1) Encienda el interruptor principal	51
(2) Perilla de parada de emergencia	52
(3) Exposición lateral	53
(4) Posicionamiento del paciente	55
(5) Emisión radiológica	59
(6) Salida del paciente y transmisión de imágenes	61
(7) Exposición posteroanterior	63
(8) Instrucciones para exportar los datos de cefalometrías digitales para el análisis con el software	66

	Página
4. Exposición de TC	67
(1) Encienda el interruptor principal.....	68
(2) Perilla de parada de emergencia	68
(3) Tamaños de las exposiciones de TC	69
(4) Exposiciones de TC de campo limitado	70
(4)-1 Configuración de la exposición de TC	70
(4)-2 Tipos de exposición	71
(4)-3 Condiciones de exposición	73
(5) Posicionamiento del paciente	75
(6) Emisión radiológica	79
(7) Salida del paciente y transmisión de imágenes	81
(8) Explorador panorámico	83
(9) Explorador bidireccional.....	89
(10) Emisión radiológica	93
(11) Exposiciones de TC de la arcada dental.....	97
(11)-1 Selección del modo de exposición de TC.....	97
(11)-2 Región y FOV	98
(11)-3 Condiciones de exposición	99
(11)-4 Posicionamiento del paciente	100
(11)-5 Emisión radiológica.....	105
(11)-6 Salida del paciente y transmisión de imágenes.....	107
iii. Tras el uso.....	108
Mantenimiento, sustitución de piezas y almacenamiento.....	109
1. Desinfección.....	109
(1) Mantenimiento regular	109
2. Recambio de las piezas	110
3. Almacenamiento y transporte.....	110
Inspección regular.....	111
Vida útil, consumibles y piezas de repuesto	114
Resolución de problemas.....	116
Precauciones sobre la visualización de imágenes	127
Proceso de verificación de la exposición automática directa digital.....	141
Especificaciones técnicas	146
1. Especificaciones.....	146
2. Símbolos y marcados.....	159
Perturbaciones electromagnéticas.....	164

* Este manual contempla un modelo totalmente equipado. Consulte los apartados relativos al instrumental y a las funciones específicas de su unidad.

Prevención de accidentes

ATENCIÓN CLIENTES

Tenga en cuenta las indicaciones sobre las diferentes maneras de utilizar este equipo que se describen en estas instrucciones de uso.

Para acceder a la información sobre la garantía de este producto, escanee el siguiente código QR y visite nuestro sitio web.



ATENCIÓN DISTRIBUIDORES

No olvide proporcionar instrucciones sobre las diferentes maneras de utilizar este equipo, como se describe en estas instrucciones de uso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y REGISTRO DE INFORMACIÓN

Cuando el Veraviewepocs 3D está instalado, el instalador o personal responsable debe comunicar las precauciones y usos presentes en las instrucciones de uso al usuario y a la persona responsable del mantenimiento y manejo del dispositivo.

Según las leyes del país o de la región del que se trate, podría ser necesario registrar información como la fecha de instalación, los contenidos explicados, el nombre del operador y el representante de mantenimiento del punto de atención sanitaria, así como el nombre del instalador u otro responsable.

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

La mayoría de los problemas de funcionamiento y mantenimiento se producen por no prestar la adecuada atención a las precauciones de seguridad básicas y no prever el peligro de accidente. La mejor manera de evitar problemas y accidentes es previendo la posibilidad de peligro y utilizando la unidad según las recomendaciones del fabricante. En primer lugar, lea detenidamente todas las precauciones e instrucciones relativas a la seguridad y la prevención de accidentes y, a continuación, utilice el equipo con la mayor precaución posible para evitar dañarlo o provocar lesiones corporales.

Tenga en cuenta el significado de los siguientes símbolos y expresiones:



ADVERTENCIA

Previene al usuario ante el peligro de muerte, lesiones corporales graves, daño completo y fallo del instrumento, o incendio.



PRECAUCIÓN

Previene al usuario ante el riesgo de lesión corporal leve a media, o daño del instrumento.

Nota de uso

Brinda información al usuario acerca de datos importantes en el manejo.

El usuario (centro de salud, clínica, hospital, etc.) es responsable del manejo, mantenimiento y uso de los dispositivos médicos.

Obviar la información en materia de seguridad se considera USO ANORMAL de la unidad.

No utilice este equipo para otros usos que no sean los del tratamiento odontológico específico.

Aviso: En EE. UU., la ley federal exige la venta de este producto únicamente a odontólogos, o por orden de dichos profesionales.

PERFIL DE USUARIO PREVISTO

a) Cualificación:

Personas cualificadas legalmente como radiólogos, técnicos en radiología y dentistas cualificados para el uso de aparatos de radiografía (puede variar en función del país).

b) Formación y conocimientos:

Se asume que el usuario comprende los riesgos de los rayos X y las acciones preventivas requeridas. También se asume que el usuario está lo bastante familiarizado con la diagnosis con rayos X, la anatomía y la higiene, incluida la prevención de contaminación cruzada.

c) Conocimiento de idiomas:

Inglés (para el uso profesional citado arriba)

d) Experiencia:

Personas con experiencia en el uso de aparatos de rayos X

No se requiere formación especial, excepto en casos en los que así lo exijan las normas legales del país o región en cuestión.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Installation Instructions (Instrucciones de instalación)

VIDA ÚTIL

- La vida útil del Veraviewepocs 3D es de 10 años desde la fecha de instalación, siempre y cuando se realicen las inspecciones y el mantenimiento de forma periódica y adecuada.
- J. MORITA MFG. CORP. suministrará los repuestos y podrá reparar el producto durante un período de 10 años a partir del momento en que el proceso de fabricación haya terminado.

Instrucciones para un uso seguro


ADVERTENCIA

- No utilice los dispositivos de transmisión inalámbrica que figuran a continuación en el área de exploración:
 1. Terminales móviles y dispositivos inteligentes.
 2. Dispositivos de transmisión inalámbrica como equipos de radioaficionado, walkie-talkies y transceptores.
 3. Personal Handy-phone System (PHS).
 4. Routers para sistemas de radiobúsqueda, LAN inalámbrica, teléfonos analógicos inalámbricos y otros dispositivos eléctricos inalámbricos.
- Las interferencias causadas por los dispositivos mencionados a continuación podrían hacer que el Veraviewepocs 3D funcione de manera aleatoria, inesperada y peligrosa.
 1. Aparatos eléctricos de diagnóstico, exploración y tratamiento
 2. PC
- Veraviewepocs debe instalarse en un lugar protegido de la radiación. Se debe cumplir la normativa local en materia de protección frente a la radiación.
- No utilice esta unidad en pacientes con marcapasos. Este equipo puede afectar el funcionamiento de un marcapasos.
- Si Veraviewepocs no se coloca en una cabina de rayos X o en otro recinto protegido, todos excepto el paciente deben permanecer fuera del área indicada en la ilustración durante la emisión radiológica. El área protegida de la radiación debe tener una pared, suelo y techo con una protección de plomo o equivalente, de un mínimo de 1,5 mm, y debe tener ventanas de vidrio con protección de plomo o equivalente de 1,5 mm, a través de las que el usuario pueda observar al paciente. Debe haber un signo que identifique claramente el área como protegida de la radiación y se debe encender alguna señal de precaución durante la emisión radiológica. Tenga en cuenta la normativa local.
- No utilice esta unidad en pacientes con marcapasos. Este equipo puede afectar el funcionamiento de un marcapasos.
- Se debe proporcionar al paciente un equipo adecuado de protección radiológica, como prendas plomadas que cumplan con la normativa local.
- Se debe establecer procedimientos de control de infecciones adecuados y deben respetarse con cada paciente.
- Se recomienda encarecidamente que no haya personal no autorizado en la zona circundante cuando se esté usando el equipo.
- Esta unidad no ha sido diseñada para realizar “exploraciones fluoroscópicas” y, por tanto, no debe usarse para tal fin.
- Se deben establecer las precauciones de seguridad frente a la radiación adecuadas en virtud de la normativa local, estatal y gubernamental con respecto a la protección del operario y del paciente. La responsabilidad última de garantizar el cumplimiento de los requisitos en materia de protección de la normativa local y nacional recae en el propietario u operario.
- Cuando para un examen es necesaria la radiación a un dispositivo médico electrónico portátil o implantable, el operador debe consultar atentamente el manual de instrucciones (y la información de seguridad relacionada) para dichos dispositivos, ya que si un dispositivo radiológico de diagnóstico irradia directamente a un dispositivo médico electrónico portátil o implantable, puede causar interferencias electrónicas suficientes para afectar a su funcionamiento y a su utilización.

* Para referencia, EE.UU. La FDA publicó información sobre la interferencia con dispositivos cardíacos electrónicos implantables (marcapasos y desfibriladores automáticos implantables), bombas de insulina y neuroestimuladores en el siguiente sitio web. (Acceso en julio de 2018)

Título: Interference between CT and Electronic Medical Devices

URL: <https://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationSafety/ElectromagneticCompatibilityEMC/ucm489704.htm>





ADVERTENCIA

- *Se debe tener sentido común y tomar precauciones a la hora de tomar radiografías a mujeres embarazadas. La decisión debe estar fundamentada en “la necesidad clínica de información de diagnóstico”. El operario debe*
- *e poder ver los parámetros de funcionamiento de la TC que aparecen en el panel de control del brazo antes de la emisión.*
- *El operario debe ser capaz de ver las luces de emisiones radiológicas y de oír la señal audible durante el manejo del equipo.*
- *El operario debe ser capaz de ver y oír al paciente durante el manejo del equipo.*
- *La organización responsable de la institución médica tiene que proporcionar los medios para la comunicación auditiva y visual entre el operador y el paciente.*
- *Vigile la zona que se encuentra alrededor de las partes móviles para evitar la colisión contra partes del cuerpo u otros objetos, lo que podría provocar lesiones.*
- *El EQUIPO no debe colocarse junto a otros equipos ni sobre ellos cuando se utilice y, si esto fuera necesario, deberá vigilarse para comprobar que funciona con normalidad en la configuración en la que se use.*
- *No olvide apagar el equipo después de usarlo para evitar pérdidas de electricidad y accidentes.*
- *Se debe apagar el interruptor principal durante los procedimientos habituales de mantenimiento. También se recomienda apagar el disyuntor o fusible principal del cuadro eléctrico principal, ya que el borne principal que hay dentro de la unidad recibe electricidad incluso cuando el interruptor principal está apagado.*
- *Debe haber la mayor distancia posible entre el punto focal y la piel para mantener la dosis de radiación absorbida tan baja como se pueda.*
- *Se debe prestar especial atención al explicar al paciente las instrucciones adecuadas acerca de cuándo puede moverse, ya que hay “varios movimientos” con cierta exposición radiológica.*
- *No pulse el panel con mucha fuerza para no dañarlo.*
- *Quizás no sea posible realizar una exposición útil para el diagnóstico si el paciente tiene empastes metálicos o algún tipo de prótesis.*
- *Deje suficiente espacio en torno al interruptor principal para que pueda accederse fácilmente al mismo en caso de emergencia.*
- *Deje suficiente espacio en torno al enchufe de corriente para que pueda desenchufarse fácilmente en caso de emergencia. (En el EX-1)*
- *Deje suficiente espacio en torno al cuadro eléctrico para que el disyuntor pueda abrirse fácilmente en caso de emergencia. (En el EX-2)*
- *Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, el equipo debe conectarse siempre a una fuente de alimentación con puesta a tierra.*
- *Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no cambie el cable de alimentación.*
- *No toque a la vez al paciente y piezas conductoras, como los terminales de los conectores.*


PRECAUCIÓN

- *Este equipo no proporciona números de TC (exigidos en 21 CFR 1020.33 y CEI 60601-2-44) ni valores equivalentes calculados mediante la absorción radiológica absoluta en el material de destino.*
- *Las imágenes radiográficas pueden verse afectadas por el ruido electromagnético ambiental constante o intermitente. Esto podría provocar distorsiones o desplazamientos de la imagen, por lo que las imágenes obtenidas pueden no servir para el diagnóstico.*
- *Se deben realizar pruebas de calidad de forma regular una vez cada seis meses (se recomienda hacerlo una vez al mes) para mantener las condiciones necesarias que garanticen una calidad de imagen adecuada así como la seguridad radiológica del equipo. El procedimiento de comprobación se describe en el manual de procedimiento de comprobación de la calidad, que se entregará con el equipo. Las otras funciones básicas, como los movimientos mecánicos, y las teclas de la pantalla LCD y del panel de mando también deben comprobarse diariamente antes de ser usadas.*


Identificación de piezas

1. Identificación de piezas


Unidad principal




Caja de control



Bastidor para paciente




Unidad cefalométrica (opción)



2. Paneles de mando del bastidor para paciente y del brazo

(1) Panel del bastidor para paciente



① Tecla preparado

Pulse la tecla Ready (Preparado) cuando su LED (verde) esté parpadeando. El brazo se moverá a su posición y el LED dejará de parpadear y permanecerá iluminado. Una vez finalizada la exposición, el LED volverá a parpadear.

② Tecla de subida del elevador

③ Tecla de bajada del elevador

El elevador únicamente sube o baja cuando se mantienen pulsadas estas teclas.

④ Tecla de subida del haz del plano horizontal

⑤ Tecla de bajada del haz del plano horizontal

Mantenga presionadas estas teclas para bajar o subir el haz del plano horizontal. Para obtener una radiografía panorámica, alinee este haz con el plano de Fráncfort del paciente. Para exposiciones de TC, alinéelo con el centro de la zona de exposición.

⑥ Tecla de avance del haz del plano coronal

⑦ Tecla de retroceso del haz del plano coronal

Mantenga presionadas estas teclas cuando la unidad esté en modo Ready (Preparado) para mover el haz hacia delante o hacia atrás. Para obtener una radiografía panorámica, alinee este haz con la cara distal del colmillo superior izquierdo.

Para realizar exposiciones de TC de 40×40 y 40×80, alinéelo con el centro de la zona de exposición, tal como se ve desde el lateral.


Para realizar exposiciones de TC de 80×50, 80×80, 100×50 y 100×80, alinéelo con la cara distal del colmillo superior izquierdo.

- ⑧ Tecla de subida del sensor de posicionamiento automático (enfoque automático)
- ⑨ Tecla de bajada del sensor de posicionamiento automático (enfoque automático)
Mantenga presionadas estas teclas para subir o bajar el sensor. Alinéelo de modo que el haz del sensor apunte a la boquilla que se encuentra en la boca del paciente o a sus incisivos.
- ⑩ Tecla de desplazamiento a la derecha del haz del plano sagital
- ⑪ Tecla de desplazamiento a la izquierda del haz del plano sagital
Mantenga presionadas estas teclas para desplazar el haz hacia la izquierda o la derecha. Para capturar imágenes de TC o una imagen bidireccional en modo Scout (explorador), alinee este haz con el centro de la zona de exposición.
- ⑫ Teclas de encendido y apagado del haz
Los haces de posicionamiento se apagan automáticamente después de tres minutos. Pulse estas teclas para volver a encenderlos. También puede pulsarlas para apagar los haces.
- ⑬ Tecla de oclusión incisiva
Esta tecla se usa para hacer una exposición panorámica a pacientes con una oclusión dental normal al morder una boquilla. Después de ajustar la altura del sensor de posicionamiento (enfoque automático), pulse esta tecla para desplazar automáticamente el brazo hacia delante y hacia atrás hasta que alcance la posición óptima.
- ⑭ Tecla de oclusión natural
Esta tecla se usa para hacer una exposición panorámica a pacientes con una oclusión dental normal sin usar una boquilla. Después de ajustar la altura del sensor de posicionamiento (enfoque automático), pulse esta tecla para desplazar automáticamente el brazo hacia delante y hacia atrás hasta que alcance la posición óptima.
- ⑮ Tecla de oclusión maxilar sobresaliente
Esta tecla se usa para hacer una exposición panorámica a pacientes con incisivos maxilares sobresalientes sin usar una boquilla. Después de ajustar la altura del sensor de posicionamiento (enfoque automático), pulse esta tecla para desplazar automáticamente el brazo hasta que alcance la posición óptima.
- ⑯ Tecla de oclusión mandibular sobresaliente
Esta tecla se usa para hacer una exposición panorámica a pacientes con incisivos mandibulares sobresalientes sin usar una boquilla. Después de ajustar la altura del sensor de posicionamiento (enfoque automático), pulse esta tecla para desplazar automáticamente el brazo hasta que alcance la posición óptima.
- ⑰ Pantalla de cristal líquido (LCD) del bastidor
Muestra información variada, incluidas la posición del haz del plano coronal, el modo de exposición, las condiciones de exposición, etc.

(2) Panel de mando del brazo

Nota de uso

- ♦ No ejerza mucha fuerza sobre ninguno de los paneles de mando. No pulse los paneles con ningún objeto punzante como bolígrafos, uñas, etc.



① Barra de título

Muestra la configuración del modo actual: panorámica, cefalometría o TC.

② Pantalla del panel de mando del brazo

Se trata de una pantalla táctil. Pulse las teclas de la pantalla con los dedos para cambiar la configuración.

El color de la tecla cambia a blanco cuando se toca.

En esta pantalla también se muestran distintos tipos de información y diferentes mensajes de error.

③ Pantalla de condiciones de exposición

Muestra la configuración de la tensión (kV) y la corriente (mA) del tubo o la configuración del nivel automático.

④ Teclas de condiciones de exposición



Utilice estas teclas para seleccionar y fijar las condiciones de la exposición automática o manual, así como el nivel automático.

Para realizar una exposición automática, establezca el modo Auto Level (Nivel automático).

Para realizar una exposición manual, configure la tensión (kV) y la corriente (mA) del tubo.

Pulse las teclas Level (Nivel), kV o mA para establecer su valor mediante las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo que aparecerán.

Después de cambiar el valor por medio de estas teclas, vuelva a pulsar la tecla correspondiente (Level [Nivel], kV o mA) para guardar el valor.



⑤ Teclas de modo de exposición

Pulse estas teclas para seleccionar el modo de exposición panorámica, cefalométrica o de TC.

⑥ LED preparado

⑦ Tecla preparado

Cuando el aparato está encendido, el LED de la tecla Ready (Preparado) parpadea. Una vez que el paciente esté en la posición correcta, pulse la tecla Ready (Preparado). El brazo se moverá al lugar de posicionamiento inicial del paciente y el LED de la tecla dejará de parpadear y permanecerá iluminado. Después de colocar al paciente en la posición correcta, vuelva a pulsar la tecla Ready (Preparado). El brazo se moverá a su posición de inicio. Esto se conoce como configuración "Double-Ready*1" (Preparado doble).

*1 La función Double-Ready no está habilitada por defecto. Para habilitar la función Double-Ready, póngase en contacto con su distribuidor local o con J. MORITA OFFICE.

⑧ Pantalla de tiempo de exposición

Muestra el tiempo de exposición previsto antes de la exposición y el tiempo real empleado después de la exposición.


⑨ Pantalla de configuración de la exposición

Muestra la configuración actual para el modo de exposición seleccionado.

⑩ **Teclas de configuración de la exposición**

Utilice estas teclas para configurar el modo de exposición seleccionado: panorámica, cefalometría o TC. Las teclas que aparecerán variarán en función del modo de exposición seleccionado.

Pulse una de las teclas para que aparezcan las posibles configuraciones y, a continuación, seleccione alguna de ellas.



⑪ **Tecla Memory (Memoria)**

Pulse esta tecla para que aparezca el cuadro de diálogo que se muestra a continuación.

Pulse “Yes” (Sí) para que se memorice la configuración actual (presión y corriente del tubo, nivel automático, zona de exposición, etc.).


Pulse “Reset” (Restablecer) para que se restablezca la configuración predeterminada.

Pulse “No” para cancelar la operación.




(3) Panel de mando para cefalometría (opcional)

Si la unidad se configura para realizar exposiciones laterales con el paciente mirando en sentido contrario al habitual, el haz del plano de Fráncfort no funcionará, incluso si se pulsa la tecla correspondiente.



3. Herramientas de posicionamiento del paciente y piezas consumibles

- Boquillas (1 caja de 50)
- Reposabarbillas (1)
- Apoyo de nariz y labios (1)
- Aleta de mordida (1)
- Placa para mordida (1)
- Fundas para aletas de mordida (1 caja de 300)
- Varilla para oído (2, opcional)
- Placa para radiografías de la mano (1, opcional)





Funcionamiento

i. Pasos previos

- * En caso de accidente, no debe usarse el equipo hasta que haya sido reparado por un técnico cualificado y con formación, proporcionado por el fabricante.
- * Pídale al paciente que se quite las gafas, collares, pendientes y cualquier accesorio que pueda interferir en el diagnóstico.
- * Si no se ha usado la unidad durante algún tiempo, asegúrese de que funcione con normalidad y de forma segura antes de usarla.

Encienda el ordenador e inicie la aplicación i-Dixel. A continuación, abra la lista de pacientes.



- * Únicamente tiene que hacer clic en el símbolo de lupa que se encuentra al final del campo de búsqueda para que aparezca la lista completa de pacientes.



Seleccione el paciente para el que vaya a realizar una exposición y abra su lista de imágenes. (En el caso de nuevos pacientes, haga clic en el botón de nuevo paciente, registre al paciente y después abra la página de lista de imágenes.)

Realice la exposición con la página de lista de imágenes abierta.

- * Para obtener más información, consulte el manual de usuario de la aplicación i-Dixel.
- * La resolución de las exposiciones de TC se establece automáticamente y no puede cambiarse.



(1) Comprobación de la resolución

Lleve el cursor del ratón al icono de resolución de la barra de tareas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Icono de resolución: 


(2) Cambio de resolución

Haga clic en el icono de resolución de la barra de tareas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Se marcará la configuración actual (alta velocidad [High Speed] o alta definición [High Definition]). Haga clic en la otra configuración si desea seleccionarla.

* En los modelos 40P y 40CP, solo está disponible la configuración de alta velocidad.

(3) Comprobación del funcionamiento de la exposición panorámica



Encienda el interruptor principal.

Pulse la tecla Ready (Preparado) para activar la emisión radiológica. Mantenga pulsado el botón de emisión y compruebe que el brazo rota, que se emite radiación, que se enciende el LED de emisión radiológica y que se oye la señal acústica. Compruebe también que una vez transcurrido el tiempo de emisión, esta cesa y el brazo deja de rotar. Vuelva a pulsar el botón de emisión para devolver el brazo a la posición de entrada del paciente.




(4) Comprobación del funcionamiento de la exposición cefalométrica

Encienda el interruptor principal.

Pulse la tecla Ceph de exposición cefalométrica del panel de mando principal.

Cierre completamente los estabilizadores de sien girando la perilla de estabilización de sien.


Pulse la tecla Ready (Preparado) para mover el cabezal de rayos X y el brazo hasta su posición de exposición cefalométrica. Compruebe que el LED Ready (Preparado) del panel de mando del brazo y de la caja de control esté encendido. Pulse la tecla de posición de inicio  del panel de mando para exposición cefalométrica para mover la unidad a su posición de inicio. Mantenga pulsado el botón de emisión y compruebe que se emite radiación, que el LED de emisión radiológica se enciende y que se oye la señal acústica. Compruebe también que, una vez transcurrido el tiempo de emisión, la radiación cesa, se apaga el LED de emisión y la señal acústica deja de oírse.





(5) Comprobación del funcionamiento de la exposición de TC

Encienda el interruptor principal.
 Pulse la tecla CT (TC) del panel de mando principal.
 Pulse la tecla Ready (Preparado) para finalizar la preparación. A continuación, mantenga pulsado el botón de emisión. Compruebe que el brazo rota, que se emite radiación, que el LED de emisión radiológica se enciende y que se oye la señal acústica. Compruebe también que una vez transcurrido el tiempo de emisión, esta cesa y el brazo deja de rotar.
 Vuelva a pulsar el botón de emisión para devolver el brazo a la posición de entrada del paciente.






Nota de uso

- ♦ *La unidad no puede encenderse si la perilla de parada de emergencia ha sido pulsado accidentalmente durante la limpieza, etc. Gire la perilla en la dirección que indica la flecha para desbloquearla.*

ii. Procedimientos de uso

1. Comprobación de seguridad

Por su seguridad, mantenga los dedos alejados de las piezas móviles cuando estén en funcionamiento.



PRECAUCIÓN


- *No introduzca los dedos en los huecos y aberturas de las piezas móviles, como los estabilizadores de sien, así como en los orificios de los pernos roscados de la columna de soporte.*

2. Exposición panorámica

(1) Encienda el interruptor principal.

Pulse la parte superior (|) del interruptor principal. Se encenderá el LED Power (Alimentación) azul de la caja de control para indicar que la unidad está encendida.

En la barra de título de la pantalla del brazo aparecerá "Panorama" (Panorámica).





⚠ PRECAUCIÓN

- *No encienda el interruptor principal si el paciente se halla cerca de la unidad. El brazo se moverá y podría golpearlo.*

(2) Perilla de parada de emergencia

En caso de emergencia, pulse la perilla de parada de emergencia. Así, se detendrá la rotación del brazo, el movimiento del elevador y la emisión radiológica.

Use este interruptor solo en caso de emergencia.



Después de pulsar la perilla de parada de emergencia

Ayude al paciente a salir de la unidad y apague el interruptor principal. Así, la unidad volverá a ser segura.

Gire la perilla en la dirección que indica la flecha y reinicie el PC. A continuación, vuelva a encender la unidad principal y compruebe que esté configurada para una exposición panorámica. Si la unidad no volviese a ser segura o no funcionase, póngase en contacto con su distribuidor local o con J. MORITA OFFICE.


⚠ PRECAUCIÓN

- *La imagen se perderá si pulsa la perilla de parada de emergencia durante su transmisión o si el interruptor principal está apagado.*

(3) Configuración de la exposición panorámica


Cuando la unidad esté encendida, el panel de mando mostrará la configuración predeterminada que aparece en la ilustración de la izquierda.

- * Consulte la página 38 para obtener una explicación más detallada sobre la configuración de la exposición.




(3)-1 Exposición automática (exposición automática directa digital)

La exposición automática regula la tensión (kV) y la corriente (mA) del tubo de forma individual para cada paciente. Pulse la tecla Exp (Exposición) y, a continuación, la tecla A (Automática).



Pulse la tecla Level (Nivel) y después las teclas de flecha para fijar el nivel automático. Hay nueve niveles automáticos, de +4 a -4.



Cuadro 1


Nivel automático	Tasa de emisión de radiación
+4	207%
+3	173%
+2	144%
+1	120%
0	100%
-1	83%
-2	69%
-3	58%
-4	48%

El cuadro 1 muestra la emisión de radiación relativa para cada nivel automático. Si se aumenta el valor del nivel automático, aumentarán la densidad y el contraste, lo que resulta beneficioso para los tejidos duros.


- * La configuración predeterminada del nivel automático es 0.

(3)-2 Exposición manual


Pulse la tecla Exp (Exposición) y, a continuación, la tecla M (Manual).



Pulse la tecla kV y después las teclas de flecha para fijar la tensión.




Pulse la tecla mA y después las teclas de flecha para fijar la corriente.




La presión del tubo puede configurarse de 60 a 80 kV en incrementos de 1 kV. La corriente se puede configurar de 1 a 10 mA en incrementos de 1 mA. La configuración predeterminada es de 70 kV y 8 mA.

(3)-3 Configuración “No X-ray” (Sin radiación)

Esta función se ha introducido para simular un escaneo real sin emisión de rayos X. Se utiliza para comprobar la órbita de rotación del brazo, para explicar el movimiento del aparato al paciente y para asegurarse de que el brazo no golpee al paciente durante el escaneo.





LED preparado Tecla preparado



Teclas de encendido y apagado del haz

(4) Posicionamiento del paciente

Pulse la tecla Ready (Preparado). El brazo se moverá de forma automática para permitir el posicionamiento del paciente.

El LED Ready (Preparado) verde dejará de parpadear y permanecerá iluminado. Los haces de los planos horizontal, sagital medio, coronal y del enfoque automático se iluminarán.

Nota de uso

- ◆ Antes de pulsar la tecla Ready (Preparado), asegúrese de que los estabilizadores de sien estén totalmente cerrados. Si no lo están, es posible que el brazo los golpee y los dañe.

Los haces se apagan automáticamente después de tres minutos. Pulse una de las teclas de encendido y apagado del haz para volver a encenderlas de nuevo.

- * El haz del plano coronal no se encenderá si la tecla Ready (Preparado) no se ha pulsado.

⚠ ADVERTENCIA

- Los haces láser podrían dañarle los ojos. No mire a los haces de posición. Advértale al paciente que no debe mirar a los haces de posición.


⚠ PRECAUCIÓN

- Pídale al paciente que se quite las gafas, pendientes y cualquier accesorio que pueda obstaculizar una exposición adecuada.
- No introduzca los dedos en los huecos y aberturas de las piezas móviles, como los estabilizadores de sien, ni en los orificios de la columna de soporte.
- No deje que el paciente toque los interruptores del panel de mando del bastidor.
- Evite que el pelo del paciente quede atrapado en los componentes móviles. Suelte las coletas para que el brazo no las golpee.



- 1) Coloque el reposabarrillas en su soporte. Utilice la posición superior para las exposiciones panorámicas de la arcada dental y las posiciones intermedia e inferior para las exposiciones panorámicas del seno maxilar. (Consulte la página 16, sobre accesorios, y la página 43, sobre el reposabarrillas.)

Alinee el centro de la boquilla con el centro de los incisivos superiores e inferiores.



- 2) Posicionamiento inicial del paciente
 Coloque al paciente un delantal de protección radiológica con collar tiroideo. Pida al paciente que efectúe la oclusión incisiva mientras muerde una boquilla nueva.
 Alinee el centro de la boquilla con el centro de los incisivos superiores e inferiores.
 Pida al paciente que se coloque frente al reposabarbillas. Observe al paciente de perfil y pídale que retraiga la barbilla y que mantenga la espalda recta. A continuación, obsérvelo por detrás y asegúrese de que tenga rectos hombros y espalda.


⚠ ADVERTENCIA

- *Debe utilizarse una nueva boquilla no contaminada con cada paciente para evitar contagios por contaminación cruzada.*

⚠ PRECAUCIÓN

- *Utilice únicamente las boquillas especificadas.*

- * Mantenga las boquillas en un lugar limpio y sin contaminación.



- 3) Utilice las teclas de flecha para subir o bajar el reposabarbillas y alinearlos con la barbilla del paciente. Suelte la tecla cuando el reposabarbillas alcance la altura adecuada. El elevador empieza a moverse despacio (inicio lento). Si la carga es excesiva, el elevador se detendrá automáticamente.

Nota de uso



- ♦ *Use siempre las teclas de flecha para desplazar el elevador. No intente nunca forzarlo: lo dañaría.*
- ♦ *Las cargas excesivas activarán el circuito de protección. El elevador se detendrá y sonará una señal acústica. En la pantalla del bastidor aparecerá durante unos dos segundos el mensaje "Lift Overload" (Sobrecarga en el elevador) y después desaparecerá.*

⚠ ADVERTENCIA

- Evite que los estabilizadores de sien golpeen al paciente en el ojo.


⚠ PRECAUCIÓN

- No ejerza demasiada fuerza para cerrar los estabilizadores de sien. Podría ser incómodo para el paciente y dañar los estabilizadores.
- Introducir o sacar al paciente de forma brusca también podría dañar los estabilizadores.



- 4) Use la perilla para abrir los estabilizadores de sien. Pida al paciente que se mueva hacia delante sin encorvarse ni cambiar su postura. A continuación, pídale que coloque la barbilla en el reposabarbilla y que sujete ligeramente los agarres. Asegúrese de que baja los hombros.


- 5) Cierre los estabilizadores de sien hasta que toquen ligeramente las sienes del paciente.



- 6) Asegúrese de que la cara del paciente esté recta. A continuación, alinee el haz del plano horizontal con el plano de Fráncfort del paciente usando las teclas de subida y bajada del haz.



⚠ ADVERTENCIA

- *Los haces láser podrían dañarle los ojos. No mire a los haces de posición. Advértale al paciente que no debe mirar a los haces de posición.*



- 7) Mueva la cabeza del paciente hacia la derecha o la izquierda hasta que el haz del plano sagital medio esté alineado con el plano sagital medio del paciente. A continuación, ajuste los estabilizadores de sien para que no se mueva la cara del paciente.

Alinear con el centro de la boquilla



Teclas de subida y bajada del haz del sensor de enfoque automático

- 8)-1 Posicionamiento automático
Use las teclas de subida y bajada del sensor de posicionamiento automático (enfoque automático) para alinear el haz del sensor (rojo) con el centro de la boquilla.

Nota de uso

- ♦ *Asegúrese de que la boquilla esté perpendicular y el haz apunte al centro de la misma. Si el haz no está en el centro, la capa de imagen no se detectará adecuadamente y la imagen podría estropearse.*
- ♦ *La condensación en la lente del haz del sensor de enfoque automático podría impedir la detección adecuada de la capa de imagen. Use un paño suave para limpiar la condensación de la lente.*



Pulse la tecla de oclusión incisiva, que se usa para el posicionamiento automático con boquilla.

El brazo (y los haces del plano coronal) se moverá para alinear la capa de imagen con el paciente y se mostrará el valor de la capa de imagen. Compruebe que el haz del plano coronal esté alineado con la cara distal del colmillo superior izquierdo.

Hay tres tipos de posicionamiento automático que no requieren boquilla.

En estos casos, el haz del sensor de enfoque automático se alinea con el centro de los incisivos superiores.

- * Para una oclusión natural, pulse la tecla de oclusión natural .
- * Para incisivos maxilares sobresalientes, pulse la tecla de incisivo maxilar sobresaliente .
- * Para incisivos mandibulares sobresalientes, pulse la tecla de incisivo mandibular sobresaliente .


En cada caso, el brazo se desplazará para hacer coincidir la capa de imagen con la dentadura del paciente y se mostrará el valor de la capa de imagen.

Nota de uso


- ◆ *Si no se usa la boquilla, el haz del sensor de enfoque automático puede no detectar la posición correcta de la capa de imagen en pacientes desdentados, con incisivos superiores torcidos, coronas brillantes o bandas ortodóncicas completas. En estos casos, use el posicionamiento manual.*
- * Si un paciente no permanece en su sitio o está fuera del alcance de los movimientos de avance y retroceso del brazo (entre +20 mm y -20 mm), un pitido indicará un error cuando se pulse una tecla de oclusión. En la pantalla del bastidor aparecerá durante unos dos segundos el mensaje "Out of Range" (Fuera de rango) y después desaparecerá.



Tecla de avance



Tecla de retroceso



8)-2 Posicionamiento manual

se las teclas de avance y retroceso para alinear el haz del plano coronal con la cara distal del colmillo superior izquierdo del paciente.

⚠ ADVERTENCIA

- *Los haces láser podrían dañarle los ojos. No mire a los haces de posición. Advértale al paciente que no debe mirar a los haces de posición.*

- * En función de la forma de la cara del paciente, el haz del plano coronal puede no apuntar directamente a la cara distal del colmillo superior izquierdo. En ese caso, coloque el haz de manera que una extensión imaginaria del haz se alinee correctamente.

El alcance del movimiento del haz es normalmente de entre +20 mm y -20 mm, pero es menor en algunas proyecciones.

Asegúrese de que los haces de los planos horizontal, sagital medio y coronal estén correctamente alineados.

⚠ PRECAUCIÓN

- *Advierta al paciente de que no debe moverse durante la exposición radiológica (mientras suene el indicador acústico). Si el paciente se mueve, el brazo podría golpearlo o la exposición podría fallar.*

La base está diseñada para albergar una silla de ruedas, como se muestra en la ilustración de la izquierda.


- * Sin embargo, las sillas de ruedas con un ancho mayor de 480 mm no caben.

Nota de uso


- ♦ Si el paciente no está colocado correctamente, la imagen puede no servir para el diagnóstico. Consulte los ejemplos que se muestran a continuación para ver mejor el posicionamiento correcto del paciente.

8)-3 Ejemplos de posicionamiento del paciente y resultados de la imagen


Posicionamiento preciso



Paciente mirando hacia abajo




Arcada dental en forma de V



Paciente mirando hacia arriba



La articulación está fuera de la imagen










Paciente mirando hacia la derecha



Ampliada Reducida

Absorción de radiación reducida aquí (saturación excesiva)



Paciente mirando hacia la izquierda**Haz de la capa de imagen demasiado avanzado****Haz de la capa de imagen demasiado retrasado****9) Función Double-Ready*¹ (Preparado doble)**

*¹ La función Double-Ready no está habilitada por defecto. Para habilitar la función Double-Ready, póngase en contacto con su distribuidor local o con J. MORITA OFFICE.

Pulse la tecla Ready (Preparado) una segunda vez después de haber completado el posicionamiento del paciente en el modo Ready (Preparado); sonará un sonido de dos tonos y el brazo se desplazará hasta la posición de inicio de la exposición. El LED Ready (Preparado) permanecerá encendido, pero el haz del plano coronal desaparecerá.

- En el modo Double-Ready*¹ (Preparado doble), la emisión radiológica comienza cuando se pulsa el botón de emisión.
- En el modo Double-Ready*¹ (Preparado doble), se desactivan todos los interruptores y todas las teclas de funcionamiento, excepto la tecla Ready (Preparado) y las teclas del elevador.
- En el modo Double-Ready*¹ (Preparado doble), vuelva a pulsar la tecla Ready (Preparado) para volver al modo Ready (Preparado) del posicionamiento del paciente.

Nota de uso

- ♦ Si el paciente se sale de su posición después de que la unidad haya sido configurada en el modo Double Ready*¹ (Preparado doble), vuelva a pulsar la tecla Ready (Preparado) para que la unidad vuelva a la configuración Ready (Preparado) normal y vuelva a posicionar al paciente.

(5) Exposición panorámica

- 1) Asegúrese de que el LED Ready (Preparado) verde esté encendido; compruebe el brazo, el bastidor para paciente y la caja de control.




LED preparado



LED preparado



LED preparado



- 2) Descuelgue el interruptor de mano y mantenga pulsado el botón de emisión. El brazo comenzará a rotar y se emitirá radiación. Durante la emisión radiológica, se encenderá el LED Emission (Emisión) amarillo de la caja de control y sonará una señal acústica.

Nota de uso

- ◆ *Es posible que transcurran hasta 15 segundos desde que pulse el botón de emisión hasta que esta comience. Esto se debe a que el PC confirma la configuración de la unidad radiológica. No se trata de un fallo de funcionamiento.*
- ◆ *Si el PC no está listo, aparecerá un mensaje de error en la pantalla del brazo. Si esto ocurre, apague el interruptor principal. Cuando el PC esté listo, vuelva a encender el interruptor principal.*



- 3) Mantenga pulsado el botón de emisión. La emisión radiológica y la rotación del brazo se pararán, el LED Emission (Emisión) se apagará y la señal acústica desaparecerá. A continuación, el brazo pasará a su posición de salida del paciente. Así finaliza el procedimiento de exposición.

Suelte el botón de emisión.


El LED Ready (Preparado) empezará a parpadear en ámbar para indicar que la imagen se está transmitiendo. Una vez haya finalizado la transmisión, los LED Ready (Preparado) del brazo y la caja de control parpadearán en verde.

⚠️ ADVERTENCIA


- *Abandone siempre la cabina de rayos X y pulse el botón desde fuera.*
- *En caso de emergencia, suelte el botón de emisión para parar la unidad por completo.*
- *Si, por cualquier motivo, el usuario debe permanecer en la sala de rayos X durante la emisión radiológica, debe estar a un mínimo de dos metros de la unidad y llevar un delantal de protección radiológica con collar tiroideo. No debe estar en la trayectoria del haz de rayos X.*

⚠️ PRECAUCIÓN

- *Advierta al paciente de que no debe moverse durante la emisión (mientras suene el indicador acústico). Si el paciente se mueve, el brazo podría golpearlo o la imagen podría estropearse.*
- *Mantenga presionado el botón de emisión hasta que la exposición haya finalizado. Si suelta el botón durante la exposición, el brazo se detendrá y la exposición se cancelará. Para hacer otra exposición, primero acompañe al paciente fuera de la unidad radiológica con cuidado y vuelva a ajustar el aparato en la posición de ingreso de paciente. Si el cabezal de rayos X o el detector está en la espalda del paciente, apague la unidad y rote el brazo cuidadosamente a mano antes de alejar al paciente de la unidad. Si activa la acción "Ready procedure" antes de alejar al paciente de la unidad, el brazo podría golpear al paciente y herirlo.*
- *Si hay un error durante la emisión, el brazo se detendrá y la exposición se cancelará. Acompañe al paciente fuera de la unidad con cuidado. Si el cabezal de rayos X o el detector está en la espalda del paciente, apague la unidad y rote el brazo cuidadosamente a mano antes de alejar al paciente de la unidad. Si activa la acción "Ready procedure" antes de alejar al paciente de la unidad, el brazo podría golpear al paciente y herirlo.*
- *Si posiciona al paciente en alguna otra posición que no sea la posición plana Frankfurt, el brazo podría golpear al paciente durante la exposición si la cabeza se movió ligeramente hacia atrás. Por favor tenga esto en cuenta cuando posicione al paciente. Si el paciente tiene una cabeza grande, seleccione la opción "No X-ray" y haga una prueba en seco para verificar que el brazo no pueda golpear al paciente.*



- 4) Cuelgue el interruptor de mano en su sitio.



(6) Salida del paciente y transmisión de imágenes

1) Salida del paciente

Después de la exposición, el brazo volverá automáticamente a la posición de salida del paciente: 90 grados.

Abra completamente los estabilizadores de sien y acompañe al paciente fuera de la unidad.

A continuación, cierre completamente los estabilizadores de sien.

Si se pulsa la tecla Ready (Preparado) sin cerrar los estabilizadores de sien, el brazo los golpeará cuando vuelva a su sitio.

ADVERTENCIA

- *No ejerza nunca demasiada fuerza para sacar al paciente, ya que podría lesionarlo o dañar los estabilizadores.*
- *Evite que los estabilizadores de sien golpeen al paciente en el ojo.*

* Tire la boquilla del paciente.



- 2) Pulse la tecla Ready (Preparado) del panel de mando del brazo o del bastidor para paciente para desplazar automáticamente el brazo hasta la posición de entrada del paciente. Los LED Ready (Preparado) del panel de mando y de la caja de control se encenderán en verde para indicar que la unidad está preparada para realizar otra exposición panorámica.


⚠ ADVERTENCIA

- *Asegúrese de que el paciente esté fuera de la unidad antes de volver a poner el brazo en la posición de entrada del paciente; así, evitará que el paciente se golpee.*
- *En caso de emergencia, cuando el brazo esté volviendo a la posición de entrada del paciente, pulse el botón de emisión, la tecla Ready (Preparado) del panel de mando o la perilla de parada de emergencia para detenerlo.*


⚠ PRECAUCIÓN

- *Si se intenta que el brazo vuelva a la posición de entrada sin haber cerrado los estabilizadores de sien o sin sacar al paciente de la unidad tras la exposición, en el panel de mando del brazo aparecerá el mensaje "Guide patient away and close temple stabilizers before pressing the Ready key" (Saque al paciente y cierre los estabilizadores de sien antes de pulsar la tecla Ready).*
Si pulsa la tecla Ready (Preparado) sin cerrar los estabilizadores de sien o sin haber sacado al paciente de la unidad, el brazo rotará hasta su posición inicial, pero, mientras lo hace, puede golpear los estabilizadores de sien o al paciente.

- 3) Durante la transferencia de imágenes, aparecerá un mensaje en el monitor del PC.



A continuación, aparecerá una barra de progreso mientras se reconstruye la imagen panorámica.



La imagen aparecerá tras unos pocos segundos.

PRECAUCIÓN

- *No apague el interruptor principal hasta que haya finalizado la transferencia de imágenes y se muestre la imagen panorámica. Si lo hace, la imagen se perderá y el PC se bloqueará.*

Nota de uso

- ◆ *Después de la transferencia de imágenes, sonará un pitido de dos tonos. No obstante, no se puede realizar otra exposición hasta que aparezca la imagen en la pantalla del PC.*
- ◆ *Si pulsa el botón de emisión durante la transmisión de imágenes, se oírán una serie de sonidos pero no se emitirá radiación.*





- * En las imágenes digitales, se aplica la opción de compensación de la densidad del software para crear una imagen óptima. Sin embargo, si algunas zonas de la imagen están especialmente oscuras, la compensación de la densidad tenderá a aclarar toda la imagen más de lo habitual.
- * Dependiendo de la configuración de la emisión radiológica y de la fisonomía del paciente, puede producirse un cambio repentino horizontal en la densidad, o líneas horizontales claras. No se trata de un fallo de funcionamiento ni de una avería: se debe a diferencias sutiles en la sensibilidad de distintas secciones del detector de panel plano.
- * En áreas con una elevada opacidad a los rayos X, como las zonas que rodean los implantes y las prótesis, puede aparecer una línea negra horizontal. No se trata de un fallo de funcionamiento ni de una avería: se debe a diferencias sutiles en los distintos fotodiodos (píxeles) del detector de panel plano.



(7) Tipos de exposiciones panorámicas

(7)-1 Panorámica de la arcada dental

- 1) Pulse la tecla Region (Zona) y, a continuación, la tecla de panorámica estándar.




- 2) Pulse la tecla Size (Tamaño) y, a continuación, pulse la tecla de adulto o la de niño.



Panorámica pediátrica

Para obtener una panorámica pediátrica, el ángulo de rotación del brazo y el rango de exposición se reducen; la dosis de radiación se reduce a su vez entre un 10% y un 15%.

- * La panorámica pediátrica es para pacientes con un hueso mandibular pequeño. Si el hueso mandibular es demasiado grande, es posible que la ATM no aparezca en la imagen. Para que aparezca la mandíbula entera en la imagen, la longitud de una línea horizontal desde el centro de los incisivos al conducto auditivo externo debe ser menor de 70 mm.



- 3) Pulse la tecla de lupa y, a continuación, pulse $\times 1,3$ o $\times 1,6$.






Imagen con amplificación de 1,6.



Si selecciona la amplificación de 1,6, la imagen será alrededor de un 20% mayor que en la amplificación de 1,3. Sin embargo, la ATM puede quedar cortada.





- 4) Pulse la tecla Mode (Modo) y seleccione una de las proyecciones.




Proyección estándar



Proyección sin sombras



Proyección ortorradiar



Proyección panorámica estándar

Se trata del tipo más habitual. Pulse la tecla Mode (Modo) y, a continuación, la tecla Standard de proyección estándar.



Proyección sin sombras

Reduce las sombras oscureciendo la rama mandibular.

Pulse la tecla Mode (Modo) y, a continuación, la tecla Shadowless de proyección sin sombras.




Proyección ortorradiar

Reduce el solapamiento de los dientes, ya que el haz de rayos X está en un ángulo adecuado respecto de la arcada dental.

Pulse la tecla Mode (Modo) y, a continuación, la tecla Ortho de proyección ortorradiar.






5) Panorámica parcial
Reduce la dosis radiológica, ya que no se irradian algunas secciones de la arcada dental.

5)-1 Pulse la tecla Region (Zona).
Pulse la tecla de panorámica parcial. Se mostrará la arcada dental dividida en cinco secciones iguales.

5)-2 Si se pulsa alguna de las secciones, aparecerá en negro y no se irradiará. Vuelva a pulsar la sección si quiere que se irradie. La sección aparecerá de nuevo en color blanco.

5)-3 Pulse cualquiera de las cinco secciones del seno maxilar, que aparecen en la parte superior, para evitar que se irradie toda esta zona.


* Si se pulsaran todas las secciones (en negro), el brazo rotará cuando se pulse el botón de emisión, pero no se emitirá radiación.



(7)-2 Seno maxilar (ampli.: ×1,5, en todo)

Se utiliza principalmente para examinar el seno maxilar o lesiones faciales.

- 1) Pulse la tecla Region (Zona) y, a continuación, la tecla de seno maxilar.





1)-A Panorámica posterior del seno maxilar

Pulse la tecla Mode (Modo) y, a continuación, la tecla de seno maxilar posterior.




1)-B Panorámica anterior del seno maxilar

Pulse la tecla Mode (Modo) y, a continuación, la tecla de seno maxilar anterior.




Panorámica posterior del seno maxilar



Panorámica anterior del seno maxilar


El posicionamiento inicial del paciente y los procedimientos de posicionamiento automático son similares a los de las exposiciones panorámicas estándar. (Consulte la página 25, "Posicionamiento inicial del paciente".)



Posición del reposabarbillas


Ponga el reposabarbillas en su posición inferior para realizar una exposición del seno maxilar.

- * Si, al tratarse de un niño o de una persona de baja estatura, el haz del sensor de enfoque automático no llegara a apuntar a la boquilla incluso cuando está en su punto más bajo, coloque el reposabarbillas en su posición intermedia.




Inferior (para el seno maxilar)

Alinee la estría inferior (véase la ilustración) con la parte posterior del soporte del reposabarbillas.



Intermedia (para seno maxilar de niños y personas de baja estatura)

Alinee la estría intermedia (véase la ilustración) con la parte posterior del soporte del reposabarbillas.




Superior (para panorámica estándar)

Alinee la estría superior (véase la ilustración) con la parte posterior del soporte del reposabarbillas.

Nota de uso

- ♦ *Tenga cuidado al cambiar el reposabarbillas por el apoyo de nariz y labios o la aleta de mordida: podría romperse si se cae.*

(7)-3 Exposición cuádruple de la ATM (amplif. ×1,3, en todo)




- 1) Pulse la tecla Region (Zona) y, a continuación, la tecla de ATM. En la pantalla, aparecerá "CLOSE" (Cerrar).
- 2) Pulse la tecla Size (Tamaño) y, a continuación, pulse la tecla de adulto o la de niño. Distancia estimada entre articulaciones


Adulto : 100 mm
 Niño : 90 mm
 Grosor de la capa de imagen : 10,5 mm
 Longitud de la capa de imagen: 54 mm

Seleccione el tamaño que mejor se adecue al paciente.

Amplif.: ×1,3




Aparecerán cuatro imágenes en la pantalla del PC: una para cada lado de la boca, abierta y cerrada. El ángulo del haz de rayos X es ideal para la distancia media entre las articulaciones y la longitud media de la capa de imagen. El brazo rota dos veces para hacer una toma de imágenes completa.



Posicionamiento del paciente

- 1) Cambie el reposabarbillas por el apoyo de nariz y labios a media altura. (Consulte la lista de accesorios.)

- 2) Coloque al paciente un delantal de protección radiológica con collar tiroideo. Observe al paciente de perfil y pídale que retraiga la barbilla y que mantenga la espalda recta. A continuación, obsérvelo por detrás y asegúrese de que tenga rectos hombros y espalda.





- 3) Abra los estabilizadores de sien y use las teclas de subida o bajada del elevador para subir o bajar el apoyo de nariz y labios hasta la altura adecuada para el paciente. Suelte la tecla cuando el apoyo esté a la altura adecuada.

⚠ PRECAUCIÓN

- Mantenga los dedos fuera del alcance de los componentes móviles, los componentes de estabilización de cabeza y los orificios de la columna de soporte.

Nota de uso

- ♦ Use siempre las teclas de flecha para desplazar el elevador. No intente nunca forzarlo: lo dañaría.
- ♦ Las cargas excesivas activarán el circuito de protección. El elevador se detendrá y sonará una señal acústica. En la pantalla del bastidor aparecerá durante unos dos segundos el mensaje "Lift Overload" (Sobrecarga en el elevador) y después desaparecerá.



Teclas de subida y bajada del haz del plano horizontal



- 4) Pida al paciente que se mueva hacia delante sin encorvarse ni cambiar su postura. A continuación, pídale que ponga el labio superior en el apoyo de nariz y labios, y que sujete ligeramente los agarres.

⚠ ADVERTENCIA

- Evite que los estabilizadores de sien golpeen al paciente en el ojo.

- 5) Después de colocar el plano de Fráncfort del paciente en posición horizontal, alinee el haz del plano horizontal con el conducto auditivo del paciente usando las teclas de subida y bajada del haz. Pida al paciente que mueva la cabeza a la derecha o la izquierda hasta que el haz de plano sagital medio se alinee con su plano. A continuación, ajuste los estabilizadores de sien.

- 6) Use las teclas de avance y retroceso para alinear el haz del plano coronal con el conducto auditivo externo del paciente. Debe ser perpendicular al haz del plano horizontal. (El brazo se mueve de +20 mm a -16 mm.)

- * La capa de imagen es de alrededor de 12 mm frente al haz del plano coronal. Pida al paciente que cierre la boca.

⚠ ADVERTENCIA

- Los haces láser podrían dañarle los ojos. No mire a los haces de posición. Advértale al paciente que no debe mirar a los haces de posición.

⚠ PRECAUCIÓN

- Advierta al paciente de que no debe moverse durante la emisión (mientras suene el indicador acústico). Si el paciente se mueve, el brazo podría golpearlo o la imagen podría estropearse.

7) Función Double-Ready*¹ (Preparado doble)

*¹ La función Double-Ready no está habilitada por defecto. Para habilitar la función Double-Ready, póngase en contacto con su distribuidor local o con J. MORITA OFFICE.

Pulse la tecla Ready (Preparado) una segunda vez después de haber completado el posicionamiento del paciente en el modo Ready (Preparado); sonará un sonido de dos tonos y el brazo se desplazará hasta la posición de inicio de la exposición. El LED Ready (Preparado) permanecerá encendido, pero el haz del plano coronal desaparecerá.

- En el modo Double-Ready*¹ (Preparado doble), la emisión radiológica comienza cuando se pulsa el botón de emisión.
- En el modo Double-Ready*¹ (Preparado doble), se desactivan todos los interruptores y todas las teclas de funcionamiento, excepto la tecla Ready (Preparado) y las teclas del elevador.
- En el modo Double-Ready*¹ (Preparado doble), vuelva a pulsar la tecla Ready (Preparado) para volver al modo Ready (Preparado) del posicionamiento del paciente.

Nota de uso


- ◆ *Si el paciente se sale de su posición después de que la unidad haya sido configurada en el modo Double Ready*¹ (Preparado doble), vuelva a pulsar la tecla Ready (Preparado) para que la unidad vuelva a la configuración Ready (Preparado) normal y vuelva a posicionar al paciente.*

Exposiciones con la boca abierta y cerrada

Compruebe que se enciende el LED Ready (Preparado) (verde) del bastidor para paciente, del panel de mando o de la caja de control.



LED preparado





LED preparado



LED preparado

(8) Exposición con la boca cerrada (primera exposición)



- 1) Descuelgue el interruptor de mano y mantenga pulsado el botón de emisión. El brazo volverá a su posición inicial, comenzará a rotar y se realizarán exposiciones de ambos lados, derecho e izquierdo. Durante la emisión radiológica, se encenderá el LED Emission (Emisión) amarillo de la caja de control y sonará una señal acústica. Suelte el botón de emisión cuando los brazos dejen de rotar.

Nota de uso

- ◆ Es posible que transcurran hasta 15 segundos desde que pulse el botón de emisión hasta que esta comience. Esto se debe a que el PC confirma la configuración de la unidad radiológica. No se trata de un fallo de funcionamiento.

⚠ ADVERTENCIA

- Abandone siempre la cabina de rayos X y pulse el botón desde fuera.
- En caso de emergencia, suelte el botón de emisión para parar la unidad por completo.
- Si, por cualquier motivo, el usuario debe permanecer en la sala de rayos X durante la emisión radiológica, debe estar a un mínimo de dos metros de la unidad y llevar un delantal de protección radiológica con collar tiroideo. No debe estar en la trayectoria del haz de rayos X.

- 2) Pida al paciente que permanezca quieto y que se mantenga erguido. Pulse la tecla Ready (Preparado) del bastidor para paciente o del panel de mando del brazo, o pulse el botón de emisión.


El brazo volverá a su posición inicial.

⚠ PRECAUCIÓN

- Advierta al paciente de que no debe moverse durante la emisión (mientras suene el indicador acústico). Si el paciente se mueve, el brazo podría golpearlo o la imagen podría estropearse.


(9) Exposición con la boca abierta (segunda exposición)

- 1) En la pantalla del brazo aparecerá "OPEN" (Abierta).
Pida al paciente que abra la boca.
- 2) Descuelgue el interruptor de mano y mantenga pulsado el botón de emisión. El brazo empezará a rotar y se realizarán exposiciones de ambos lados, derecho e izquierdo. Suelte el botón de emisión cuando los brazos dejen de rotar.
El LED Ready (Preparado) de la caja de control empezará a parpadear para indicar que el procedimiento de exposición ha finalizado.



⚠ ADVERTENCIA


- *Abandone siempre la cabina de rayos X y pulse el botón desde fuera.*
- *En caso de emergencia, suelte el botón de emisión para parar la unidad por completo.*
- *Si, por cualquier motivo, el usuario debe permanecer en la sala de rayos X durante la emisión radiológica, debe estar a un mínimo de dos metros de la unidad y llevar un delantal de protección radiológica con collar tiroideo. No debe estar en la trayectoria del haz de rayos X.*



- 3) Abra completamente los estabilizadores de sien y acompañe al paciente fuera de la unidad. A continuación, cierre completamente los estabilizadores de sien.

Si se pulsa la tecla Ready (Preparado) sin cerrar los estabilizadores de sien, el brazo los golpeará cuando vuelva a su sitio.


Pulse la tecla Ready (Preparado) del bastidor para paciente o del panel de mando del brazo. El brazo volverá a la posición de entrada del paciente y se detendrá.



- 4) Retire el apoyo de nariz y labios y cámbielo por el reposabarrillas.

3. Exposiciones cefalométricas (opcional)


(1) Encienda el interruptor principal.



- 1) Pulse la parte superior (|) del interruptor principal. Se encenderá el LED de alimentación azul para indicar que la unidad está encendida.
- 2) Pulse la tecla Ceph para preparar la unidad para la exposición cefalométrica. En la barra de título que se encuentra en la parte superior de la pantalla parecerá "Cephalo" (Cefalometría).



- 3) Antes de pulsar la tecla Ready (Preparado), asegúrese de que los estabilizadores de sien para exposiciones panorámicas están totalmente cerrados.
- 4) Pulse la tecla Ready (Preparado). El cabezal de rayos X se girará a su posición de cefalometría y el brazo rotará. Automáticamente, el brazo y el cabezal pasarán a sus posiciones de cefalometría y se bloquearán.




Antes de pulsar la tecla Ready (Preparado), saque al paciente de la unidad y cierre los estabilizadores de sien. La tecla Ready (Preparado) no puede utilizarse cuando los estabilizadores de sien están totalmente cerrados.

Nota de uso

- ◆ Si los estabilizadores de sien no están cerrados o el paciente no ha salido del asiento tras la exposición, la pantalla LCD del bastidor para paciente mostrará un mensaje de error.

⚠ PRECAUCIÓN


- Asegúrese de que el paciente se ha alejado de la unidad antes de pulsar la tecla Ready (Preparado). De lo contrario, el brazo podría golpearlo.



- 5) Se encenderá el LED Ready (Preparado) verde.

Nota de uso

- ◆ *No mueva el brazo de forma manual. Si se mueve repentinamente con la mano, el brazo podría perder la posición de cefalometría configurada. De la misma forma que si es golpeado por el usuario (p. ej., con el hombro) mientras se mueve. Si el brazo se gira por accidente con la mano o se toca mientras está en movimiento, pulse la tecla Pan (Panorámica). A continuación, vuelva a pulsar la tecla Ceph (Cefalometría). Tras ello, pulse la tecla Ready (Preparado).*



(2) Perilla de parada de emergencia

En caso de emergencia, pulse la perilla de parada de emergencia. Así, se detendrá la rotación del brazo, el movimiento del elevador y la emisión radiológica. No use esta perilla sin motivo. Si pulsa la perilla de parada de emergencia, el elevador se parará en unos 10 mm y el brazo dejará de rotar en unos 15 grados.



Después de pulsar la perilla de parada de emergencia

Ayude al paciente a salir de la unidad y apague el interruptor principal. Así, la unidad volverá a ser segura.

Gire la perilla en la dirección que indica la flecha y reinicie el PC. A continuación, vuelva a encender la unidad principal y compruebe que esté configurada para una exposición panorámica. Si la unidad no volviese a ser segura o no funcionase, póngase en contacto con su distribuidor local o con J. MORITA OFFICE.

⚠ PRECAUCIÓN

- *La imagen se perderá si pulsa la perilla de parada de emergencia durante su transmisión o si el interruptor principal está apagado.*

(3) Exposición lateral

1) Pulse la tecla Mode (Modo) y, a continuación, la tecla de exposición lateral.

2) Pulse la tecla Dens Comp (Compensación de la densidad) para seleccionar los tejidos blandos y duros necesarios para tomar medidas cefalométricas.

Para conseguir imágenes de los tejidos blandos, la corriente del tubo cambia durante la irradiación. Por ello, la corriente no se muestra en la pantalla.

La compensación de la densidad no es igual a la exposición automática.

(Si la tecla Dens Comp [Compensación de la densidad] no se ha pulsado, no aparecerán los tejidos blandos.)

* Cuando la tecla Dens Comp (Compensación de la densidad) está activada, el panel de mando del brazo muestra "90 kV".

* Cuando el paciente es un niño, se debe fijar la tensión del tubo en 80 kV.





* No se pueden hacer exposiciones cefalométricas en el modo de exposición automática.

Cefalometría parcial


Para reducir la dosis de la radiación, es posible configurar la unidad para que no irradie la parte superior o posterior de la cabeza, o ambas.

Pulse las secciones rectangulares de la pantalla para que en su lugar aparezca un fondo negro. Las secciones negras no se irradiarán.

Vuelva a pulsar la sección para que aparezca de nuevo en color blanco.



- * Puede seleccionar el modo "No X-ray" (Sin radiación) para realizar una prueba del movimiento de la ranura secundaria y del detector para cefalometría sin emitir radiación.



(4) Posicionamiento del paciente


- 1) Use las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo para subir o bajar el craneostato hasta que coincida con la altura del paciente. Suelte la tecla para detener el craneostato.

Nota de uso

- ◆ Las cargas excesivas podrían activar el circuito de protección contra sobrecargas. Sonará un pitido de advertencia y en la pantalla del bastidor aparecerá durante unos dos segundos el mensaje "Lift Overload" (Sobrecarga en el elevador), y después desaparecerá.
- ◆ Use siempre las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo para desplazar el craneostato. No intente nunca forzarlo: lo dañaría.

⚠ PRECAUCIÓN


- No introduzca los dedos en los huecos y aberturas de las piezas móviles, como los estabilizadores de sien, los componentes del craneostato y los orificios de la columna de soporte.



- 2) Agarre la base de las placas de la varilla para oído y rote el craneostato hasta su posición lateral.


⚠ PRECAUCIÓN

- *La placa del nasión debe estar al frente. Si se le ha dado la vuelta no se puede realizar una exposición adecuada.*




Nota de uso


- ◆ *Rote el craneostato cuando la placa de nasión esté bajada y hacia dentro.*
- ◆ *Para mover la placa del nasión, agarre la base de su brazo, no el extremo. En caso contrario, podría dañarlo.*




- 3) Agarre las placas de varillas para oído con ambas manos y ábralas totalmente.




- 4) Facilite al paciente la entrada subiendo la placa del nasión y retirándola.



- 5) Compruebe que las varillas para oído estén colocadas en los salientes correspondientes.



- 6) Pida al paciente que se coloque directamente bajo el craneostato.





- 7) Con las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo, suba o baje el craneostato hasta que las varillas para oído se alineen con el orificio del conducto auditivo externo del paciente.



- 8) Agarre las placas de varilla para oído con ambas manos y ciérrelas con suavidad hasta que las varillas para oído entren en los oídos del paciente.

⚠ ADVERTENCIA

- *Extreme precauciones al introducir las varillas y no mueva el craneostato una vez las haya introducido. Podría causarle lesiones graves al paciente.*



- 9) Use la tecla del haz del plano de Fráncfort para alinearlo con el plano de Fráncfort del paciente y asegúrese de que es perpendicular al plano sagital medio del paciente. Ajuste la longitud de la placa del nasión y póngala contra el nasión del paciente.

⚠ ADVERTENCIA

- *Los haces láser podrían dañarle los ojos. No mire a los haces de posición. Advértale al paciente que no debe mirar a los haces de posición.*


Si la unidad se configura para realizar exposiciones laterales con el paciente mirando en sentido contrario al habitual, el haz del plano de Fráncfort no funcionará, incluso si se pulsa la tecla correspondiente.

- 10) Después de haberse asegurado de que los haces del plano sagital medio y del plano de Fráncfort están alineados y de que las varillas para oído están bien colocadas, pulse la tecla de posición de inicio: 

⚠ ADVERTENCIA

- *No permita nunca que el paciente se agarre a su pantalla de protección.*

Incorrecto



- 11) El detector para cefalometría y la placa de ranura secundaria pasarán a sus posiciones iniciales.

⚠ PRECAUCIÓN


- *Advierta al paciente de que no debe moverse durante la emisión (mientras suene el indicador acústico). Si el paciente se mueve, el brazo podría golpearlo o la imagen podría estropearse.*
- *Asegúrese de que el detector para cefalometría y la placa de ranura secundaria no golpeen el hombro del paciente.*

(5) Emisión radiológica

- 1) Compruebe el panel de mando del brazo, el bastidor para paciente y la caja de control; y asegúrese de que el LED Ready (Preparado) verde está encendido.




LED preparado



LED preparado



LED preparado



- 2) Descuelgue el interruptor de mano y mantenga pulsado el botón de emisión. Después de unos segundos, la ranura secundaria empezará a moverse y comenzará la emisión radiológica. Durante la emisión radiológica, se encenderá el LED Emission (Emisión) amarillo de la caja de control y sonará una señal acústica.

Nota de uso

- ♦ *Es posible que transcurran hasta 15 segundos desde que pulse el botón de emisión hasta que esta comience. Esto se debe a que el PC confirma la configuración de la unidad radiológica. No se trata de un fallo de funcionamiento.*



- 3) Mantenga pulsado el botón de emisión. Cuando la exposición haya acabado, la placa de ranura secundaria se parará, al igual que la emisión radiológica. El LED Emission (Emisión) se apagará y se dejará de oír la señal acústica.

Suelte el botón de emisión.


El LED Ready (Preparado) empezará a parpadear en ámbar para indicar que la imagen se está transmitiendo. Una vez haya finalizado la transmisión, los LED Ready (Preparado) del brazo y la caja de control parpadearán en verde.

⚠️ ADVERTENCIA

- *Abandone siempre la cabina de rayos X y pulse el botón desde fuera.*
- *En caso de emergencia, suelte el botón de emisión para parar la unidad por completo.*
- *Si, por cualquier motivo, el usuario debe permanecer en la sala de rayos X durante la emisión radiológica, debe estar a un mínimo de dos metros de la unidad y llevar un delantal de protección radiológica con collar tiroideo. No debe estar en la trayectoria del haz de rayos X.*

⚠️ PRECAUCIÓN


- *Advierta al paciente de que no debe moverse durante la emisión (mientras suene el indicador acústico). Si el paciente se mueve, la imagen podría estropearse.*
- *La imagen podría distorsionarse si la ranura secundaria o el detector para cefalometría tocan el hombro del paciente durante la emisión.*
- *Mantenga pulsado el botón de emisión hasta que finalice todo el procedimiento. Si suelta el botón, el procedimiento de exposición se detendrá.*
- *Si se detiene una exposición antes de haber terminado, acompañe al paciente fuera de la unidad. Pulse la tecla Ready (Preparado), vuelva a posicionar al paciente y realice la exposición.*



- 4) Cuelgue el interruptor de mano en su sitio.

- * Colgar un espejo en la pared, donde el paciente pueda verlo: ayuda a evitar que se mueva durante la emisión radiológica.

(6) Salida del paciente y transmisión de imágenes



- 1) Con cuidado, abra las placas de las varillas para oído con las dos manos y saque las varillas para oído de los oídos del paciente.

⚠ ADVERTENCIA

- *Abra las placas de las varillas para oído con mucho cuidado y asegúrese de que las varillas para oído están totalmente fuera de los oídos del paciente para evitar lesiones.*



- 2) Retire la placa del nasión y súbala. A continuación, acompañe al paciente fuera de la unidad.


- 3) En la pantalla del PC aparecerá "Transferring image!" (Transfiriendo imagen) y, transcurridos unos 30 segundos, se mostrará la imagen.

⚠ PRECAUCIÓN


- *No apague el interruptor principal hasta que haya finalizado la transferencia de imágenes y se muestre la imagen cefalométrica. Si lo hace, la imagen se perderá y el PC se bloqueará.*

Nota de uso




- ◆ *Después de la transferencia de imágenes, sonará un pitido de dos tonos. No obstante, no se puede realizar otra exposición hasta que aparezca la imagen en la pantalla del PC.*
- ◆ *Si pulsa el botón de emisión durante la transmisión de imágenes, se oirá una serie de sonidos pero no se emitirá radiación.*



- * Se aplica la opción de compensación de la densidad del software para crear una imagen óptima. Sin embargo, si algunas zonas de la imagen están especialmente oscuras, la compensación de la densidad tenderá a aclarar toda la imagen más de lo habitual.
- * En las imágenes digitales hay líneas de unión que no se ven cuando la imagen se muestra al principio. Sin embargo, si la imagen se amplía, aparecen como líneas finas y horizontales que dividen la imagen en tres. Estas líneas están donde se unen los tres sensores CCD.



- * Hay siete bolas de acero de un milímetro alineadas en el centro de la placa del nasión a intervalos de cinco milímetros. En la configuración predeterminada del programa i-Dixel, las bolas tendrán un espacio entre sí de cinco milímetros en la imagen, pero el intervalo será de 5,5 milímetros si se exportan los datos, por ejemplo, si la imagen se amplía 1,1 veces. Por ejemplo, se puede utilizar estas bolas para hacer una estimación de la longitud mediante software de análisis.



(7) Exposición posteroanterior

1) Pulse la tecla Mode (Modo) y, a continuación, la tecla de exposición posteroanterior.

- * En la pantalla aparecerán 90 kV y 10 mA.
- * No se pueden hacer exposiciones cefalométricas en el modo de exposición automática.

2) Pulse la tecla Dens Comp (Compensación de la densidad) para seleccionar los tejidos blandos y duros necesarios para tomar medidas cefalométricas.

(Si no se ha pulsado la tecla Dens Comp, no se seleccionarán los tejidos blandos.)

Cefalometría parcial

Para reducir la dosis de la radiación, es posible configurar la unidad para que no irradie la parte superior de la cabeza.



Pulse la sección rectangular de la pantalla para que en su lugar aparezca un fondo negro. La sección negra no se irradiará.

Vuelva a pulsar la sección para que aparezca de nuevo en color blanco.

Posicionamiento del paciente

Ponga el craneostato en la posición de exposición posteroanterior.

- * El posicionamiento, la emisión radiológica y la salida del paciente son iguales que en la exposición lateral. No obstante, la placa del nasión debe levantarse.




Nota de uso


- ◆ *No saque la placa del nasión, ya que podría romperse.*
- ◆ *Coloque la placa del nasión en la posición que se muestra en la ilustración de la izquierda.*

Exposición con inclinación de 45 grados


Configure el craneostato con un ángulo de 45 grados a la derecha o a la izquierda.

- * Configure la unidad para una exposición posteroanterior.








pantalla de protección del paciente



placa para radiografías de la mano



placas de las varilla para oído



Exposición de la mano

- 1) Seleccione la configuración para exposiciones posteroanteriores.
- 2) Apague la tecla Dens Comp.
- 3) Fije la corriente del tubo en 1 mA.
 - * 90 kV y 1 mA son cifras orientativas para un niño, pero la corriente (mA) se puede ajustar en función del tamaño del paciente.
 - * No se pueden hacer exposiciones cefalométricas en el modo de exposición automática.

- 4) Ajuste la placa para radiografías de la mano a la pantalla de protección del paciente.
- 5) Fije el craneostato en la posición de exposición posteroanterior. Levante la placa del nasión. Abra por completo las placas de las varilla para oído.
- 6) Pida al paciente que coloque la mano dentro del rectángulo de la placa para radiografías de la mano.

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que no hay nada más que la mano del paciente en el rectángulo de la placa para radiografías de la mano.
- No olvide retirar la placa para radiografías de la mano después de la exposición. Si no lo hace, podría estropear la siguiente exposición cefalométrica.

- * El procedimiento de emisión radiológica es el mismo que el de las exposiciones cefalométricas.
- * Extraiga la placa para radiografías de la mano después de la exposición.

(8) Instrucciones para exportar los datos de cefalometrías digitales para el análisis con el software

Los datos de cefalometrías digitales deben calibrarse para cualquier software de análisis que esté usando.

PRECAUCIÓN

- Las medidas no serán correctas si los datos no se han calibrado.


- * Los datos de las imágenes cefalométricas equivalen a 264,6 ppp.
- * Consulte el manual de usuario de su software de análisis para obtener instrucciones acerca de la calibración de los datos.

Datos de calibración


- * Se suministra un CD con los datos de calibración. Se titula "Chart(264dpi).jpg."

Cómo usar los datos de calibración

- Importe los datos a su software de análisis.
- Consulte la guía de usuario de su software de análisis para efectuar la calibración.
 - * La distancia desde el centro de un cruce al siguiente que aparece en la imagen de los datos es de 27,5 mm.
Por lo tanto, la distancia total de cuatro cruces es de 110 mm.
- En función de las distancias mencionadas, seleccione puntos de calibración y compruebe la distancia entre ellos.
Por ejemplo, calibre el software de modo que la distancia de un cruce a otro situado a tres cruces de distancia sea de 110 mm.
- Guarde los datos de calibración en un lugar seguro a su alcance.
Le recomendamos que copie los datos en su disco duro en una carpeta con el nombre "C:\Program Files\3dxcom".




CD-R




Chart(264dpi).jpg

4. Exposición de TC



Encienda el ordenador e inicie la aplicación i-Dixel. A continuación, abra la lista de pacientes.


- * Únicamente tiene que hacer clic en el símbolo de búsqueda (lupa) que se encuentra al final del campo de búsqueda para que aparezca la lista completa de pacientes.



Seleccione el paciente para el que vaya a realizar una exposición y abra su lista de imágenes. (En el caso de nuevos pacientes, haga clic en el botón de nuevo paciente, registre al paciente y después abra la página de lista de imágenes.)

Realice la exposición con la página de lista de imágenes abierta.


- * Para obtener más información, consulte el manual de usuario de la aplicación i-Dixel.
- * La resolución de las exposiciones de TC se establece automáticamente y no puede cambiarse.



(1) Encienda el interruptor principal.

Pulse la parte superior (|) del interruptor principal. Se encenderá el LED Power (Alimentación) azul de la caja de control para indicar que la unidad está encendida.

⚠ PRECAUCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • No encienda el interruptor principal si el paciente se halla cerca de la unidad. El brazo se moverá y podría golpearlo.




(2) Perilla de parada de emergencia

En caso de emergencia, pulse la perilla de parada de emergencia. Así, se detendrá la rotación del brazo, el movimiento del elevador y la emisión radiológica. No use esta perilla sin motivo. Si pulsa la perilla de parada de emergencia, el elevador se parará en unos 10 mm y el brazo dejará de rotar en unos 15 grados.

Después de pulsar la perilla de parada de emergencia

Ayude al paciente a salir de la unidad y apague el interruptor principal. Así, la unidad volverá a ser segura.

Gire la perilla en la dirección que indica la flecha y reinicie el PC. A continuación, vuelva a encender la unidad principal y compruebe que esté configurada para una exposición panorámica. Si la unidad no volviese a ser segura o no funcionase, póngase en contacto con su distribuidor local o con J. MORITA OFFICE.



⚠ PRECAUCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • La imagen se perderá si pulsa la perilla de parada de emergencia durante su transmisión o si el interruptor principal está apagado.

(3) Tamaños de las exposiciones de TC

- 40 mm (diám.) × 40 mm (alto)
- 40 mm (diám.) × 80 mm (alto)
- 80 mm (diám.) × 50 mm (alto)
- 80 mm (diám.) × 80 mm (alto)
- 100 mm (diám. equivalente) × 50 mm (alto)
- 100 m (diám. equivalente) × 80 mm (alto)


Pan		Ceph	FOV	CT		
Area	Rest	Projection		Area	Rest	Positioning
 Dental Arch  Maxillary Sinus  TMJ	 Chin Rest H  Chin Rest L  Lip-Nose Rest M	 Lateral  Posterior-anterior	 40x40	 Dental Arch  Maxillary Sinus  TMJ	 Bite Block H  Bite Block L  Lip-Nose Rest M	 Two-Direction Scout  Manual
			 80x50	Dental Arch	50 Maxillary  Bite Block L	 Two-Direction Scout
			 80x80		Mandible  Bite Block H	
 Dental Arch	 Chin Rest H  Chin Rest L  Lip-Nose Rest M	 Lateral  Posterior-anterior	 80x50	Dental Arch	50 Maxillary  Bite Block L	 Two-Direction Scout
			 100x50		Mandible  Bite Block H	
			 100x80	80  Bite Block H	 Manual	

* El uso de los soportes que muestra el cuadro anterior representa una estimación general. Use el tipo de soporte pertinente a la altura en la que el área de exposición esté centrada.

(4) Exposiciones de TC de campo limitado




(4)-1 Configuración de la exposición de TC

- 1) Pulse la tecla CT (TC) del panel de mando del brazo Aparecerá la pantalla de TC.



- 2) En la barra de título aparecerá "CT" (TC). El número que aparece al lado de "CT" en la barra de título es el CTDIvol(índice de dosis de tomografía computarizada por volumen), medido y calculado según IEC60601-2-44.

(4)-2 Tipos de exposición



- * Seleccione el procedimiento manual para el seno maxilar y la ATM. Para la arcada dental, utilice el procedimiento manual o el explorador bidireccional.

Seleccionar ángulo de corte


Botón Slice Angle
(Ángulo de corte)




Ángulo de corte
predeterminado



- * De -90° a $+90^\circ$ en incrementos de 5° .
El ángulo de corte únicamente puede configurarse para exposiciones de 40×40 y 40×80 .
Si lo intenta configurar para otros FOV sonará un pitido.




Por ejemplo, puede fijar el ángulo de corte de modo que el plano sagital (plano X) esté alineado con la arcada dental. De esta forma, resultará más sencillo interpretar las imágenes.




Pulse el botón Slice Angle (Ángulo de corte) y ajuste el ángulo con las teclas de flecha.

Para obtener más información sobre los ángulos de corte recomendados, consulte el manual de la aplicación i-Dixel.



Tecla Exposición



Tecla Preparado

(4)-3 Condiciones de exposición

- 1) Pulse la tecla de Exp (Exposición) y compruebe que la unidad esté configurada en modo de exposición manual.
- 2) Pulse la tecla kV y fije el valor mediante las teclas de flecha.

- 3) Pulse la tecla mA y fije el valor mediante las teclas de flecha.

* Valores recomendados: 90 kV y 3 a 5 mA.

* No se pueden hacer exposiciones de TC en el modo de exposición automática.

- 4) Pulse la tecla Ready (Preparado).
Se encenderá el LED correspondiente.




Nota de uso

- ◆ Cierre totalmente los estabilizadores de sien antes de pulsar la tecla Ready (Preparado). Si no lo hace, el brazo podría golpearlos, lo que podría generar daños en el brazo o los estabilizadores.

⚠ ADVERTENCIA

- Las emisiones radiológicas intensas pueden saturar los fotodiodos del sensor en el caso de áreas con una alta transparencia a los rayos X. En la imagen resultante, podría parecer erróneamente que no hay ningún tejido. Observe la imagen rotatoria generada durante la emisión radiológica para ver si esto ocurre y téngalo en cuenta cuando realice el diagnóstico.

- * Seleccione "No X-ray" (Sin radiación) como modo de exposición para asegurarse de que el brazo no golpee al paciente o para realizar otras pruebas sin emisión radiológica.



Exposición con reducción de dosis ("DR")

La dosis de la radiación se reduce mediante la disminución de la corriente del tubo en áreas con una mayor transparencia a los rayos X, y solo es del 60% en comparación con el uso de un valor fijo para la corriente del tubo. También mejora la calidad de la imagen mediante la reducción de la carga en el detector de rayos X.

- 1) Pulse la tecla Exp (Exposición) y, a continuación, la tecla D.R. (Reducción de dosis).
 - * No puede utilizarse para las imágenes de TC de la ATM. *¹
- 2) Pulse la tecla kV y fije el valor mediante las teclas de flecha.

- 3) Pulse la tecla mA y fije el valor mediante las teclas de flecha.
 - * La pantalla de mA muestra la corriente máxima del tubo durante la emisión radiológica. Puede seleccionarse un valor de entre 3 y 10 mA, pero únicamente de 3 a 8 mA si la tensión del tubo es de 85 kV o superior.*²


- 4) Pulse la tecla Ready (Preparado). Se encenderá el LED correspondiente.

*¹ Aunque el modo de reducción de la dosis mejora las imágenes de la mandíbula y las zonas de la boca con una mayor transparencia a los rayos X, las imágenes de las regiones molares no siempre son mejores. El modo de reducción de la dosis no resulta eficaz para las imágenes de la ATM. Por tanto, no debe utilizarse para dichas imágenes.

*² El modo de reducción de la dosis no supone una compensación automática de la densidad, sino que regula la corriente del tubo dentro de un intervalo establecido. La regulación de la corriente se calcula mediante la anticipación de las regiones en las que la absorción radiológica será mayor, como la región cervical. El modo de reducción de la dosis funciona siempre que la corriente máxima sea de 3 mA o superior. La configuración de la corriente (mA) representa la corriente máxima del tubo durante la exposición. Normalmente, puede dejarse la configuración normal para la corriente. Si el valor introducido para la corriente es inferior a 3 mA, subirá automáticamente a 3 mA cuando en la unidad se seleccione el modo de reducción de la dosis.

(5) Posicionamiento del paciente


Para realizar exposiciones de TC, cambie el reposabarrillas por la aleta de mordida. Así, ayudará a que el paciente no mueva la cabeza y conlleva una mayor reproducibilidad.



- * Use el reposabarrillas para pacientes desdentados o para otros pacientes que no puedan usar la aleta de mordida.
- * El posicionamiento automático no puede utilizarse con la aleta de mordida.
- * Parte de la aleta de mordida aparecerá en la imagen.

1) Cambie el reposabarrillas por la aleta de mordida.
Ponga una funda a la aleta de mordida.

2) Coloque al paciente un delantal de protección radiológica con collar tiroideo.
Abra los estabilizadores de sien y pida al paciente que suba a la unidad.



⚠ ADVERTENCIA


- *Debe utilizarse una nueva funda de aleta de mordida con cada paciente para evitar contagios por contaminación cruzada.*
- *Evite que los estabilizadores de sien golpeen al paciente en el ojo.*

⚠ PRECAUCIÓN

- *Pida al paciente que se quite las gafas, pendientes y demás accesorios. Podrían estropear la imagen.*
- *Suelte las coletas para que el brazo no las golpee.*

Nota de uso

- ◆ *Guarde las fundas de las aletas de mordida en un lugar limpio y sin contaminación.*




- 3) Use las teclas de flecha para colocar el elevador a la altura del paciente.

⚠ PRECAUCIÓN

- No introduzca los dedos en los huecos de los componentes móviles, como los estabilizadores de sien, ni en los orificios de la columna de soporte.

Nota de uso

- ♦ Use siempre las teclas de flecha para desplazar el elevador. No intente nunca forzarlo: lo dañaría.
- ♦ Las cargas excesivas activarán el circuito de protección. El elevador se detendrá y sonará una señal acústica. En la pantalla del bastidor aparecerá durante unos dos segundos el mensaje "Lift Overload" (Sobrecarga en el elevador) y después desaparecerá.






- 4) Pida al paciente que se mantenga erguido, se mueva hacia delante y muerda ligeramente la aleta de mordida. A continuación, ajuste el soporte a su barbilla. Pídale que sujete los agarres y baje los hombros. Cierre los estabilizadores de sien suavemente hasta que toquen la cabeza del paciente. Use los haces láser como se indica en el epígrafe "Posicionamiento del paciente" de la sección de exposiciones panorámicas y, a continuación, cierre los estabilizadores de sien con firmeza.

Nota de uso

- ♦ Antes de pulsar la tecla Ready (Preparado), asegúrese de que los estabilizadores de sien estén cerrados. Si se dejan abiertos, el brazo podría golpearlos.

⚠ PRECAUCIÓN

- No ejerza demasiada fuerza para cerrar los estabilizadores de sien. Podría ser incómodo para el paciente y dañar los estabilizadores.
- Introducir o sacar al paciente de forma brusca también podría dañar los estabilizadores.



- 5) Alinee el haz del plano sagital con el plano sagital medio del paciente. Alinee también el haz del plano coronal con la cara distal del colmillo superior izquierdo.

Nota de uso

- ♦ Si la unidad no está en modo Ready (Preparado), el haz del plano coronal no se encenderá y las teclas que lo regulan no funcionarán.

⚠ ADVERTENCIA

- Los haces láser podrían dañarle los ojos. No mire a los haces de posición. Advértale al paciente que no debe mirar a los haces de posición.
- Pida al paciente que cierre los ojos durante el posicionamiento.

- 6) Mantenga pulsada la tecla CT (TC) durante un segundo aproximadamente hasta que se oiga un sonido de dos tonos. En la pantalla aparecerá el círculo del FOV, y su centro estará alineado con el centro del área de los incisivos. De esta forma, se muestra el área aproximada de la exposición.

- * Mueva el haz del plano coronal y el haz del plano sagital para cambiar la posición del círculo del FOV.

- 7) Para hacer una exposición de 40x40, mueva hacia arriba o hacia abajo el haz del plano horizontal para fijar la posición vertical. La zona de exposición tiene una altura de 40 mm y el haz del plano horizontal indica el centro de la zona.

- * Para hacer exposiciones con una altura de 80 ó 50, no se puede ajustar el haz del plano horizontal.



- 8) El centro de la exposición está donde se cruzan los haces. Mueva los haces de los planos sagital y horizontal hasta el centro de la zona de exposición. La zona de exposición tiene un diámetro de 40 mm.

Asegúrese de que los haces pasen a través del centro de la zona de exposición.

El círculo del FOV que aparece en la pantalla únicamente indica el área de exposición aproximada. Compruebe minuciosamente los haces para realizar los ajustes finales necesarios para el posicionamiento.

- * Si la zona de exposición está a la derecha del paciente, use el espejo del brazo para comprobar los haces.

Nota de uso

- ◆ *El círculo del FOV que aparece en la pantalla sirve de guía aproximada para el posicionamiento, pero no siempre es preciso.*

- 9) Función Double-Ready*¹ (Preparado doble)

*¹ La función Double-Ready no está habilitada por defecto. Para habilitar la función Double-Ready, póngase en contacto con su distribuidor local o con J. MORITA OFFICE.

Vuelva a pulsar la tecla Ready (Preparado) tras el posicionamiento del paciente.

Sonará un pitido de dos tonos y el brazo se desplazará hasta la posición de inicio de la exposición.

El LED Ready (Preparado) permanecerá encendido y el haz del plano coronal desaparecerá.


- En el modo Double-Ready*¹ (Preparado doble), la emisión radiológica comienza cuando se pulsa el botón de emisión.
- En el modo Double-Ready*¹ (Preparado doble), se desactivan todos los interruptores y todas las teclas de funcionamiento, excepto la tecla Ready (Preparado) y las teclas del elevador.
- En el modo Double-Ready*¹ (Preparado doble), vuelva a pulsar la tecla Ready (Preparado) para volver al modo Ready (Preparado) del posicionamiento del paciente.

Nota de uso


- ◆ *Si el paciente se sale de su posición después de que la unidad haya sido configurada en el modo Double Ready*¹ (Preparado doble), vuelva a pulsar la tecla Ready (Preparado) para que la unidad vuelva a la configuración Ready (Preparado) normal y vuelva a posicionar al paciente.*

(6) Emisión radiológica

- 1) Compruebe el panel de mando del brazo, el bastidor para paciente y la caja de control; y asegúrese de que el LED Ready (Preparado) verde está encendido.




LED preparado



LED preparado



LED preparado



- 2) Descuelgue el interruptor de mano y mantenga pulsado el botón de emisión. Después de unos segundos, la ranura secundaria empezará a moverse y comenzará la emisión radiológica. Durante la emisión radiológica, se encenderá el LED Emission (Emisión) amarillo de la caja de control y sonará una señal acústica.

Nota de uso

- ♦ *Es posible que transcurran hasta 15 segundos desde que pulse el botón de emisión hasta que esta comience. Esto se debe a que el PC confirma la configuración de la unidad radiológica. No se trata de un fallo de funcionamiento.*


- 3) Mantenga pulsado el botón de emisión. Después de unos 10 segundos, la emisión radiológica y la rotación del brazo se detendrán. El LED Emission (Emisión) se apagará y se dejará de oír la señal acústica. El brazo se desplazará a la posición de salida del paciente y se apagará el LED Ready (Preparado). A continuación, el LED Ready (Preparado) empezará a parpadear en ámbar para indicar que la imagen se está transmitiendo. Una vez haya finalizado la transmisión, los LED Ready (Preparado) del brazo y la caja de control parpadearán en verde.

⚠️ ADVERTENCIA

- *Abandone siempre la cabina de rayos X y pulse el botón desde fuera.*
- *En caso de emergencia, suelte el botón de emisión para parar la unidad por completo.*
- *Si, por cualquier motivo, el usuario debe permanecer en la sala de rayos X durante la emisión radiológica, debe estar a un mínimo de dos metros de la unidad y llevar un delantal de protección radiológica con collar tiroideo. No debe estar en la trayectoria del haz de rayos X.*


⚠️ PRECAUCIÓN

- *Advierta al paciente de que no debe moverse durante la emisión (mientras suene el indicador acústico). Si el paciente se mueve, la imagen podría estropearse.*
- *Mantenga presionado el botón de emisión hasta que la exposición haya finalizado. Si suelta el botón durante la exposición, el brazo se detendrá y la exposición se cancelará. Para hacer otra exposición, primero acompañe al paciente fuera de la unidad radiológica con cuidado y vuelva a ajustar el aparato en la posición de ingreso de paciente. Si el cabezal de rayos X o el detector está en la espalda del paciente, apague la unidad y rote el brazo cuidadosamente a mano antes de alejar al paciente de la unidad. Si activa la acción "Ready procedure" antes de alejar al paciente de la unidad, el brazo podría golpear al paciente y herirlo.*
- *Si hay un error durante la emisión, el brazo se detendrá y la exposición se cancelará. Acompañe al paciente fuera de la unidad con cuidado. Si el cabezal de rayos X o el detector está en la espalda del paciente, apague la unidad y rote el brazo cuidadosamente a mano antes de alejar al paciente de la unidad. Si activa la acción "Ready procedure" antes de alejar al paciente de la unidad, el brazo podría golpear al paciente y herirlo.*
- *Si posiciona al paciente en alguna otra posición que no sea la posición plana Frankfurt, el brazo podría golpear al paciente durante la exposición si la cabeza se movió ligeramente hacia atrás. Por favor tenga esto en cuenta cuando posicione al paciente. Si el paciente tiene una cabeza grande, seleccione la opción "No X-ray" y haga una prueba en seco para verificar que el brazo no pueda golpear al paciente.*



4) Cuelgue el interruptor de mano en su sitio.

- * Si la emisión radiológica no comienza cuando pulse el botón de emisión, compruebe si el PC está ocupado reconstruyendo alguna imagen o solicitando instrucciones.



(7) Salida del paciente y transmisión de imágenes

- Después de la exposición, el brazo volverá automáticamente a la posición de salida del paciente.
Abra completamente los estabilizadores de sien y acompañe al paciente fuera de la unidad.
A continuación, cierre completamente los estabilizadores.


⚠ ADVERTENCIA

- No ejerza nunca demasiada fuerza para sacar al paciente, ya que podría lesionarlo o dañar los estabilizadores.*
- Evite que los estabilizadores de sien golpeen al paciente en el ojo.*

- * Cuando el brazo está en la posición de salida del paciente después de una exposición, pulse la tecla Ready (Preparado) en el panel de mando del brazo para llevarlo a la posición de entrada del paciente.

⚠ PRECAUCIÓN

- No apague el interruptor principal hasta que haya finalizado la transferencia de imágenes. Si lo hace, la imagen se perderá y el PC se bloqueará.*



Transmitiendo imagen

Nota de uso

- ◆ Después de la transferencia de imágenes, sonará un pitido de dos tonos. No obstante, no se puede realizar otra exposición hasta que aparezca la imagen en la pantalla del PC.
- ◆ Si pulsa el botón de emisión durante la transmisión de imágenes, se oírán una serie de sonidos pero no se emitirá radiación.
- ◆ Durante la captura de imágenes pueden aparecer algunas líneas verticales u horizontales. Se deben a diferencias en la sensibilidad de los píxeles y no son el reflejo de un fallo de funcionamiento del sensor.
- ◆ Consulte el manual de usuario de la aplicación i-Dixel para obtener más información sobre el funcionamiento del software.



2) El cuadro de diálogo que se muestra a la izquierda aparecerá una vez terminada la transmisión.

- * La reconstrucción de las imágenes lleva alrededor de cinco minutos. (Haga clic en "No" si desea hacer otra exposición inmediatamente después.)

Haga clic en "Yes" (Sí) para reconstruir la imagen y crear los cortes. Una vez hecho lo anterior, la tarea de TC se guardará en el disco duro.


La tarea de TC es el conjunto de datos básicos necesarios para crear cortes e imágenes tridimensionales.



3) Aparece una barra de progreso mientras se reconstruye la imagen.

Nota de uso

- ♦ *Las tareas de TC necesitan mucho espacio en el disco duro, por lo que deben borrarse de forma periódica.*






- * Si, por cualquier motivo, se detuvo la exposición antes de que finalizara, la imagen de TC no estará completa. En este caso, haga clic en "No" y, a continuación, pulse la tecla Ready (Preparado). El brazo regresará a su posición inicial y podrá repetir la exposición.

(8) Explorador panorámico

Puede seleccionar la zona de exposición de TC con el explorador panorámico del monitor del PC.

El explorador panorámico solo puede usarse para las TC de la arcada dental de 40x40 y 40x80.



- 1) Siga el proceso de posicionamiento del paciente para exposiciones de TC tal como se describe en las páginas 75 y 76. Asegúrese de que el haz del plano sagital esté alineado con el plano sagital medio del paciente, y alinee el haz del plano coronal con la cara distal del colmillo superior izquierdo.

⚠ PRECAUCIÓN

- Para hacer una exposición con el explorador panorámico, use la menor radiación que pueda, de modo que no afecte a la posición de la TC.
- Advierta al paciente de que no debe moverse durante la exposición con el explorador ni durante la de la TC.
- En el caso de pacientes desdentados que usen el reposabarrillas, puede resultar imposible seleccionar la zona de exposición de TC en la imagen del explorador panorámico si el haz del plano coronal está 5 mm o más por delante de su posición normal. En este caso, use el posicionamiento del haz para realizar la exposición de TC.




- 2) La imagen del explorador panorámico aparecerá en el monitor del PC.

⚠ PRECAUCIÓN

- Al voltear horizontalmente la imagen panorámica, no puede aplicarse el explorador panorámico a la misma. Devuelva la imagen a su posición original. Además, no utilice imágenes con las siguientes condiciones para el explorador panorámico. Dado que estas imágenes no contienen información sobre volteo horizontal, el explorador panorámico no puede procesarse correctamente.
- Imágenes panorámicas importadas que se han volteado horizontalmente.
- Imágenes que fueron volteadas horizontalmente y guardadas como una nueva imagen por la versión del software i-Dixel 2.360 o anterior.




- 3) Haga clic en el botón del explorador panorámico : 




- 4) Aparecerá en la imagen un cuadro verde que representa el área de exposición de TC. Arrastre el cuadro hasta el área en que desee realizar la exposición de TC.

- * Para cambiar el tamaño del cuadro, haga clic en el botón de tamaño de la TC : 
(Consulte la página siguiente.)



Nota de uso


- ◆ Si se hace clic repetidas veces en algún objeto o se arrastra durante mucho tiempo, el PC puede ralentizarse o incluso bloquearse.
- ◆ No pulse ninguna de las teclas del brazo o del bastidor mientras se muestre en la pantalla el cuadro del tamaño de la TC. Si lo hace, podría deshabilitarse la unidad.
- ◆ El cuadro de las TC de 40x40 puede moverse hacia arriba, hacia abajo y a izquierda o derecha. El cuadro de las TC de 40x80 solo se puede mover a la derecha o a la izquierda.
- ◆ Si el color del cuadro cambia de verde a rojo, significa que se encuentra fuera de la región en que pueden realizarse exposiciones de TC y no puede utilizarse para el posicionamiento.




Tamaño del área de la TC

Haga clic en el botón del tamaño de la TC para seleccionar 40×40 ó 40×80.

- 1) Haga clic en el botón del tamaño de la TC : . Aparecerá un cuadro de diálogo.





- 2) Haga clic en el triángulo (▼) para que aparezca el menú desplegable, seleccione el tamaño y haga clic en "OK" (Aceptar).




- 3) Si hace clic dentro del cuadro, también podrá cambiar el tamaño. Se oirá un pitido y cambiará el tamaño del cuadro.

Nota de uso

- ♦ El cuadro de las TC de 40 × 40 puede moverse hacia arriba, hacia abajo y a izquierda o derecha. El cuadro de las TC de 40 × 80 solo se puede mover a la derecha o a la izquierda.






- 5) Haga clic en el botón de transmisión del explorador : 
 Aparecerá una cruz en la imagen panorámica para indicar el centro del área de exposición.

Nota de uso


- ◆ No olvide hacer clic en el botón de transmisión del explorador después de haber colocado el cuadro. Si no hace clic en este botón, el cuadro no representará el área de exposición.
- ◆ Al voltear horizontalmente la imagen panorámica, no puede aplicarse el explorador panorámico a la misma. Asegúrese de seleccionar una imagen que no haya sido volteada horizontalmente y especifique el área de exposición. Para ver detalles, consulte la página 84.
- ◆ Si se produce un error en la unidad radiológica, aparecerá el mensaje de error que se muestra a continuación y no se podrán transmitir correctamente los datos del explorador.




En tal caso, solucione el error y vuelva a pulsar el botón de transmisión del explorador.



- 6) Si el área seleccionada es correcta se oír un sonido de dos tonos y en el panel de mando aparecerá el mensaje que se muestra a la izquierda.
 Pulse "Yes" (Sí) para realizar la exposición de TC.
 Pulse "No" para cancelar la operación.



- 7) El brazo regresará a su posición inicial y estará listo para realizar una exposición.
 Se seleccionará automáticamente el modo TC como modo de exposición.
 En el panel de mando del brazo aparecerá el FOV seleccionado.




En el eje Y no se puede establecer un valor superior a +5 mm. (Este valor aparece en la pantalla del bastidor.)

Si $Y = +5$ mm, el área rosa del dibujo anterior estará dentro del área de exposición.

Puede seleccionar el área rosa con el cuadro del explorador, aunque no estará en el centro de la exposición. En este caso, el cuadro no pasará de color verde a rojo.

Además, el área seleccionada no estará en el centro de la exposición.




8) El centro del área de exposición de TC es el punto de intersección de los tres haces (coronal, horizontal y sagital). Compruebe siempre estos haces para confirmar el posicionamiento. Use los haces para realizar ajustes en el posicionamiento.

9) Pulse la tecla Ready (Preparado) para que la unidad entre en modo Double-Ready*¹ (Preparado doble).

*¹ La función Double-Ready no está habilitada por defecto. Para habilitar la función Double-Ready, póngase en contacto con su distribuidor local o con J. MORITA OFFICE.

PRECAUCIÓN

- *El explorador panorámico no es totalmente preciso. Es especialmente inadecuado para la región molar inferior. Utilice el explorador bidireccional para esta región.*




- 10) Consulte las instrucciones para la emisión radiológica de TC en uno de los apartados anteriores de este manual.
 - 11) Una vez que se hayan reconstruido y que se hayan creado los cortes, las imágenes de TC aparecerán en la pantalla del PC. Las imágenes de TC estarán vinculadas a la imagen del explorador panorámico que se empleó para crearlas. Si hace doble clic en la cruz de la imagen del explorador panorámico, aparecerán en pantalla las imágenes de TC asociadas.
- * Cuando utilice el explorador panorámico, el ángulo de corte de las imágenes de TC resultantes se alinearán con la arcada dental.

(9) Explorador bidireccional



Si selecciona el explorador bidireccional, aparecerán dos imágenes con ángulos diferentes en el monitor del PC.

El brazo y la ranura del haz de rayos X se moverán automáticamente para que cualquier punto seleccionado en la imagen del explorador aparezca en el centro de la exposición de TC.




PRECAUCIÓN

- No cierre la imagen del explorador bidireccional hasta que la imagen de TC haya sido capturada. Si la cierra, cancelará el posicionamiento.



- 1) Pulse la tecla Mode (Modo) y, a continuación, la tecla del explorador bidireccional. 




En el eje Y no se puede establecer un valor superior a +5 mm. (Este valor aparece en la pantalla del bastidor.)

Si $Y = +5$ mm, el área rosa del dibujo anterior estará dentro del área de exposición.

Puede seleccionar el área rosa con el cuadro del explorador, aunque no estará en el centro de la exposición. En este caso, el cuadro no pasará de color verde a rojo.

Además, el área seleccionada no estará en el centro de la exposición.



- 2) Pida al paciente que se coloque el delantal de protección radiológica con collar tiroideo, abra los estabilizadores de sien, y acompañe al paciente hasta su posición.

⚠ ADVERTENCIA

- Evite que los estabilizadores de sien golpeen al paciente en el ojo.

⚠ PRECAUCIÓN

- Pídale al paciente que se quite las gafas, collares, pendientes y cualquier accesorio que pueda interferir en el diagnóstico.




- 3) Ajuste el elevador a la altura del paciente con las teclas de subida y bajada del elevador.

⚠ PRECAUCIÓN


- No introduzca los dedos en los huecos de los componentes móviles, como los estabilizadores de sien, ni en los orificios de la columna de soporte.

Nota de uso


- ♦ Use siempre las teclas de flecha para desplazar el elevador. No intente nunca forzarlo: lo dañaría.
- ♦ Las cargas excesivas activarán el circuito de protección. El elevador se detendrá y sonará una señal acústica. En la pantalla del bastidor aparecerá durante unos dos segundos el mensaje "Lift Overload" (Sobrecarga en el elevador) y después desaparecerá.



- 4) Pida al paciente que se mantenga erguido, se mueva hacia delante y muerda ligeramente la aleta de mordida. A continuación, ajuste el soporte a su barbilla. Pídale que sujete los agarres y baje los hombros. Cierre los estabilizadores de sien suavemente hasta que toquen la cabeza del paciente.



- 5) Asegúrese de que los haces de los planos sagital y coronal estén alineados, lo más cerca posible, con el centro del área de exposición. Los haces pueden no funcionar si están demasiado lejos del explorador bidireccional.



- 6) Configure la tensión (kV) y la intensidad de corriente (mA) del explorador bidireccional.

PRECAUCIÓN


- Para realizar una exposición con el explorador bidireccional, use la menor radiación que pueda de modo que no afecte a la posición de la TC.

(10) Emisión radiológica


- 1) Compruebe el panel de mando del brazo, el bastidor para paciente y la caja de control; y asegúrese de que el LED Ready (Preparado) verde está encendido.




LED preparado



LED preparado



LED preparado



- 2) Descuelgue el interruptor de mano y mantenga pulsado el botón de emisión. El brazo comenzará a moverse y se emitirá radiación. Durante la emisión radiológica, se encenderá el LED Emission (Emisión) amarillo de la caja de control y sonará una señal acústica. Mantenga pulsado el botón de emisión. La unidad realizará dos exposiciones. Mantenga presionado el botón hasta que ambas exposiciones hayan finalizado.

Nota de uso

- ♦ *Es posible que transcurran hasta 15 segundos desde que pulse el botón de emisión hasta que esta comience. Esto se debe a que el PC confirma la configuración de la unidad radiológica. No se trata de un fallo de funcionamiento.*

PRECAUCIÓN


- *Si suelta el botón antes de que hayan finalizado las dos exposiciones, no se tomará la imagen de explorador. En este caso, pulse la tecla Ready (Preparado) y repita la exposición con el explorador.*

ADVERTENCIA

- *Abandone siempre la cabina de rayos X y pulse el botón desde fuera.*
- *En caso de emergencia, suelte el botón de emisión para parar la unidad por completo.*
- *Si, por cualquier motivo, el usuario debe permanecer en la sala de rayos X durante la emisión radiológica, debe estar a un mínimo de dos metros de la unidad y llevar un delantal de protección radiológica con collar tiroideo. No debe estar en la trayectoria del haz de rayos X.*


⚠ PRECAUCIÓN

- *Advierta al paciente de que no debe moverse durante la emisión (mientras suene el indicador acústico). Si el paciente se mueve, la imagen podría estropearse.*
- *Mantenga presionado el botón de emisión hasta que ambas exposiciones hayan finalizado. Si lo suelta después de que se haya realizado una sola de las exposiciones, se perderá dicha exposición y no se tomará ninguna imagen.*




- 3) Las dos imágenes del explorador aparecerán en el monitor del PC. La intersección de las líneas roja y amarilla indica el centro del área de exposición y el cuadro verde indica el tamaño del FOV. Arrastre el cuadro para fijar el centro de la exposición.

- * Para cambiar el tamaño del cuadro, haga clic en el botón de tamaño de la TC :  (véase la página 85).




Nota de uso

- ◆ *Si se hace clic repetidas veces en algún objeto o se arrastra durante mucho tiempo, el PC puede ralentizarse o incluso bloquearse.*
- ◆ *No pulse ninguna de las teclas del brazo o del bastidor mientras se muestre en la pantalla el cuadro del tamaño de la TC. Si lo hace, podría deshabilitarse la unidad.*
- ◆ *Si el color del cuadro cambia de verde a rojo, significa que se encuentra fuera de la región en que pueden realizarse exposiciones de TC y no puede utilizarse para el posicionamiento.*
- ◆ *El cuadro de las TC de 40x40 puede moverse hacia arriba, hacia abajo y a izquierda o derecha. El cuadro de las TC distintas de 40x40 solo se puede mover a la derecha o a la izquierda.*



- * Consulte la página 85 para conocer el modo de cambiar el tamaño del FOV.




4) Haga clic en el botón de transmisión del explorador :




Aparecerá una cruz en la imagen panorámica para indicar el centro del área de exposición.

Nota de uso


- ◆ No olvide hacer clic en el botón de transmisión del explorador después de haber colocado el cuadro. Si no hace clic en este botón, el cuadro no representará el área de exposición.
- ◆ Si se produce un error en la unidad radiológica, aparecerá el mensaje de error que se muestra a continuación y no se podrán transmitir correctamente los datos del explorador.




En tal caso, solucione el error y vuelva a pulsar el botón de transmisión del explorador.



- 5) Si el área seleccionada es correcta se oirá un sonido de dos tonos y en el panel de mando aparecerá el mensaje que se muestra a la izquierda.
 Pulse "Yes" (Sí) para realizar la exposición de TC.
 Pulse "No" para cancelar la operación.



- 6) El brazo regresará a su posición inicial y estará listo para realizar una exposición.
 Se seleccionará automáticamente el modo TC como modo de exposición.
 En el panel de mando del brazo aparecerá el círculo del FOV seleccionado.



- 7) El centro del área de exposición de TC es el punto de intersección de los tres haces (coronal, horizontal y sagital).
 Compruebe siempre estos haces para confirmar el posicionamiento. Use los haces para realizar ajustes en el posicionamiento.
- 8) Pulse la tecla Ready (Preparado) para que la unidad entre en modo Double-Ready*¹ (Preparado doble).

*¹ La función Double-Ready no está habilitada por defecto. Para habilitar la función Double-Ready, póngase en contacto con su distribuidor local o con J. MORITA OFFICE.

- 9) La exposición de TC comenzará.

(11) Exposiciones de TC de la arcada dental


- * El tamaño equivalente a 100 mm captura casi toda la arcada dental.

Tamaños de las exposiciones de TC


- 80 mm (diám.) × 50 mm (alto)
- 80 mm (diám.) × 80 mm (alto)
- 100 mm (diám. equivalente) × 50 mm (alto)
- 100 m (diám. equivalente) × 80 mm (alto)

(11)-1 Selección del modo de exposición de TC


Pulse la tecla CT (TC) del panel de mando del brazo.



TC de arcada dental de 80×80



TC de arcada dental de 100×50





(11)-2 Región y FOV

- 1) Solo hay una región de la arcada dental disponible.
- 2) En los FOV de 80x80 y 80x50, no es posible realizar la exposición de las regiones molares. Sin embargo, en los FOV de 100x80 y de 100x50, aparecerá toda la arcada dental.

Nota de uso

- ◆ Si el paciente tiene la mandíbula excepcionalmente grande, es posible que en la exposición no quepa toda la arcada dental.




Nota de uso

- ◆ En los FOV de 80x50, 80x80, 100x80 y 100x50 no puede seleccionarse la región de la ATM.


(11)-3 Condiciones de exposición

- * No se pueden hacer exposiciones de TC en el modo de exposición automática.
- * Seleccione "No X-ray" (Sin radiación) como modo de exposición para asegurarse de que el brazo no golpee al paciente o para realizar otras pruebas sin emisión radiológica.

Pulse la tecla kV y fije el valor mediante las teclas de flecha.



Pulse la tecla mA y fije el valor mediante las teclas de flecha.




- * Valores recomendados: 90 kV y 3 a 5 mA.

Compruebe que todos los parámetros sean correctos y, a continuación, pulse la tecla Ready (Preparado).

**Exposición con reducción de dosis ("DR")**

La dosis de la radiación se reduce mediante la disminución de la corriente del tubo en áreas con una mayor transparencia a los rayos X, y solo es del 60% en comparación con el uso de un valor fijo para la corriente del tubo. También mejora la calidad de las imágenes de la mandíbula y los pómulos mediante la reducción de la carga en el detector de rayos X.

- * Véase la página 74 para obtener más información.



(11)-4 Posicionamiento del paciente

- 1) Coloque al paciente un delantal de protección radiológica con collar tiroideo. Abra los estabilizadores de sien y pida al paciente que suba a la unidad.

ADVERTENCIA

- *Debe utilizarse una nueva funda de aleta de mordida con cada paciente para evitar contagios por contaminación cruzada.*
- *Evite que los estabilizadores de sien golpeen al paciente en el ojo.*

PRECAUCIÓN

- *Pida al paciente que se quite las gafas, pendientes y demás accesorios. Podrían estropear la imagen.*




- 2) Use las teclas de flecha para colocar el elevador a la altura del paciente.

PRECAUCIÓN

- *No introduzca los dedos en los huecos de los componentes móviles, como los estabilizadores de sien, ni en los orificios de la columna de soporte.*

Nota de uso

- ◆ Use siempre las teclas de flecha para desplazar el elevador. No intente nunca forzarlo: lo dañaría.
- ◆ Las cargas excesivas activarán el circuito de protección. El elevador se detendrá y sonará una señal acústica. En la pantalla del bastidor aparecerá durante unos dos segundos el mensaje "Lift Overload" (Sobrecarga en el elevador) y después desaparecerá.




- 3) Pida al paciente que se mantenga erguido, se mueva hacia delante y muerda ligeramente la aleta de mordida. A continuación, ajuste el soporte a su barbilla. Pídale que sujete los agarres y baje los hombros. Cierre los estabilizadores de sien suavemente hasta que toquen la cabeza del paciente.

⚠ PRECAUCIÓN

- No ejerza demasiada fuerza para cerrar los estabilizadores de sien. Podría ser incómodo para el paciente y dañar los estabilizadores.
- Introducir o sacar al paciente de forma brusca también podría dañar los estabilizadores.


- * Parte de la aleta de mordida aparecerá en la imagen.




- 4) Alinee el haz del plano sagital con el plano sagital medio del paciente.

Nota de uso


- ◆ Si la unidad no está en modo Ready (Preparado), el haz del plano coronal no se encenderá y las teclas que lo regulan no funcionarán.

**⚠ ADVERTENCIA**


- Los haces láser podrían dañarle los ojos. No mire a los haces de posición. Advértale al paciente que no debe mirar a los haces de posición.
- Pida al paciente que cierre los ojos durante el posicionamiento.




- 5) La imagen de la izquierda corresponde a un FOV de 80×80.



La imagen de la izquierda corresponde a un FOV de 100×50.






- 6) Realice ahora el posicionamiento manual. Alinee el haz del plano coronal con la cara distal del colmillo superior izquierdo. Mantenga pulsada la tecla CT (TC) durante un segundo aproximadamente. En la pantalla aparecerá el círculo del FOV. El borde delantero del FOV estará unos 20 mm por delante del haz del plano coronal, y en un FOV de 80 ó 100 tendrá cabida toda la arcada dental. El círculo del FOV representa aproximadamente el plano horizontal.




Nota de uso

- ♦ Con los FOV de 100 y, dependiendo del tamaño del paciente, el brazo podría rozarle el hombro. Este contacto será menor si se usa un FOV de 80.






- 7) Con los FOV de 80×80 y 100×80, cuando la aleta de mordida está en la posición superior, el plano oclusal se encuentra más o menos a media altura. Si es necesario, esto puede ajustarse cambiando la altura de la aleta de mordida. Mueva los haces de los planos coronal o sagital para cambiar el centro del FOV.



Ajuste vertical

Con los FOV de 100×50 y 80×50, cuando la aleta de mordida está en la posición superior, el FOV se encuentra configurado para la región mandibular. No es posible ajustar esto mediante el haz del plano horizontal. Si el objetivo no se encuentra en esta región, suba o baje la aleta de mordida para realizar un ajuste vertical.



Nota de uso

- ♦ El haz del plano horizontal indica la altura del centro del FOV. Utilice el haz del plano horizontal como referencia para que el plano oclusal esté lo más nivelado posible.

8) Función Double-Ready*¹ (Preparado doble)

*¹ La función Double-Ready no está habilitada por defecto. Para habilitar la función Double-Ready, póngase en contacto con su distribuidor local o con J. MORITA OFFICE.

Vuelva a pulsar la tecla Ready (Preparado) tras el posicionamiento del paciente.

Sonará un pitido de dos tonos y el brazo se desplazará hasta la posición de inicio de la exposición.

El LED Ready (Preparado) permanecerá encendido y el haz del plano coronal desaparecerá.


- En el modo Double-Ready*¹ (Preparado doble), la emisión radiológica comienza cuando se pulsa el botón de emisión.
- En el modo Double-Ready*¹ (Preparado doble), se desactivan todos los interruptores y todas las teclas de funcionamiento, excepto la tecla Ready (Preparado) y las teclas del elevador.
- En el modo Double-Ready*¹ (Preparado doble), vuelva a pulsar la tecla Ready (Preparado) para volver al modo Ready (Preparado) del posicionamiento del paciente.

Nota de uso


- ◆ *Si el paciente se sale de su posición después de que la unidad haya sido configurada en el modo Double Ready*¹ (Preparado doble), vuelva a pulsar la tecla Ready (Preparado) para que la unidad vuelva a la configuración Ready (Preparado) normal y vuelva a posicionar al paciente.*
- ◆ *Antes de pulsar la tecla Ready (Preparado), asegúrese de que los estabilizadores de sien estén cerrados. Si no lo están, es posible que el brazo los golpee.*

(11)-5 Emisión radiológica

- 1) Compruebe el panel de mando del brazo, el bastidor para paciente y la caja de control; y asegúrese de que el LED Ready (Preparado) verde está encendido.




LED preparado



LED preparado



LED preparado



- 2) Descuelgue el interruptor de mano y mantenga pulsado el botón de emisión. El brazo comenzará a moverse y se emitirá radiación. Durante la emisión radiológica, se encenderá el LED Emission (Emisión) amarillo de la caja de control y sonará una señal acústica.

Nota de uso

- ♦ *Es posible que transcurran hasta 15 segundos desde que pulse el botón de emisión hasta que esta comience. Esto se debe a que el PC confirma la configuración de la unidad radiológica. No se trata de un fallo de funcionamiento.*


- 3) Mantenga pulsado el botón de emisión. Después de unos 10 segundos, la emisión radiológica y la rotación del brazo se detendrán. El LED Emission (Emisión) se apagará y se dejará de oír la señal acústica. El brazo se desplazará a la posición de salida del paciente y se apagará el LED Ready (Preparado). A continuación, el LED Ready (Preparado) empezará a parpadear en ámbar para indicar que la imagen se está transmitiendo. Una vez haya finalizado la transmisión, los LED Ready (Preparado) del brazo y la caja de control parpadearán en verde.

⚠ ADVERTENCIA

- *Abandone siempre la cabina de rayos X y pulse el botón desde fuera.*
- *En caso de emergencia, suelte el botón de emisión para parar la unidad por completo.*
- *Si, por cualquier motivo, el usuario debe permanecer en la sala de rayos X durante la emisión radiológica, debe estar a un mínimo de dos metros de la unidad y llevar un delantal de protección radiológica con collar tiroideo. No debe estar en la trayectoria del haz de rayos X.*


⚠ PRECAUCIÓN

- *Adverta al paciente de que no debe moverse durante la emisión (mientras suene el indicador acústico). Si el paciente se mueve, la imagen podría estropearse.*
- *Mantenga presionado el botón de emisión hasta que la exposición haya finalizado. Si suelta el botón durante la exposición, el brazo se detendrá y la exposición se cancelará. Para hacer otra exposición, primero acompañe al paciente fuera de la unidad radiológica con cuidado y vuelva a ajustar el aparato en la posición de ingreso de paciente. Si el cabezal de rayos X o el detector está en la espalda del paciente, apague la unidad y rote el brazo cuidadosamente a mano antes de alejar al paciente de la unidad. Si activa la acción "Ready procedure" antes de alejar al paciente de la unidad, el brazo podría golpear al paciente y herirlo.*
- *Si hay un error durante la emisión, el brazo se detendrá y la exposición se cancelará. Acompañe al paciente fuera de la unidad con cuidado. Si el cabezal de rayos X o el detector está en la espalda del paciente, apague la unidad y rote el brazo cuidadosamente a mano antes de alejar al paciente de la unidad. Si activa la acción "Ready procedure" antes de alejar al paciente de la unidad, el brazo podría golpear al paciente y herirlo.*
- *Si posiciona al paciente en alguna otra posición que no sea la posición plana Frankfurt, el brazo podría golpear al paciente durante la exposición si la cabeza se movió ligeramente hacia atrás. Por favor tenga en cuenta cuando posicione al paciente. Si el paciente tiene una cabeza grande, seleccione la opción "No X-ray" y haga una prueba en seco para verificar que el brazo no pueda golpear al paciente.*




4) Cuelgue el interruptor de mano en su sitio.

- * Si la emisión radiológica no comienza cuando pulse el botón de emisión, compruebe si el PC está ocupado reconstruyendo alguna imagen o solicitando instrucciones.



- * Si, por cualquier motivo, se detuvo la exposición antes de que finalizara, la imagen de TC no estará completa. En ese caso, haga clic en "No" y, a continuación, pulse la tecla Ready (Preparado). El brazo regresará a su posición inicial y podrá repetir la exposición.

(11)-6 Salida del paciente y transmisión de imágenes



- Después de la exposición, el brazo volverá automáticamente a la posición de salida del paciente.
Abra completamente los estabilizadores de sien y acompañe al paciente fuera de la unidad.
A continuación, cierre completamente los estabilizadores.


⚠ ADVERTENCIA

- No ejerza nunca demasiada fuerza para sacar al paciente, ya que podría lesionarlo o dañar los estabilizadores.*
- Evite que los estabilizadores de sien golpeen al paciente en el ojo.*

- * Cuando el brazo está en la posición de salida del paciente después de una exposición, pulse la tecla Ready (Preparado) en el panel de mando del brazo para llevarlo a la posición de entrada del paciente.
- * Tire la funda de la aleta de mordida.

iii. Tras el uso

(1) Apague el interruptor principal.



Pulse el botón (o) del interruptor principal para apagarla. El LED Power (Alimentación) se apagará.

⚠ ADVERTENCIA

- *No olvide apagar el equipo después de usarlo para evitar pérdidas de electricidad y accidentes.*



Mantenimiento, sustitución de piezas y almacenamiento

1. Desinfección

(1) Mantenimiento regular

- Desinfecte los estabilizadores de sien, las varillas para oído, el reposabarrillas, la aleta de mordida, la placa del nasión, el apoyo de nariz y labios, los agarres para paciente, etc., después de cada paciente con un paño empapado en etanol (al 70 vol% u 80 vol%).
Si no le es posible obtener etanol para la etanol (al 70 vol% u 80 vol%), use uno de los desinfectantes que se enumeran a continuación. No use otro tipo de desinfectante.
 - Preparado para la desinfección rápida FD 322 de DÜRR DENTAL
 - Preparado para la desinfección rápida FD 333 de DÜRR DENTAL
 - FD 360 Limpieza y cuidado del cuero artificial de DÜRR DENTAL
 - FD 366 Preparado para la desinfección rápida delicada de DÜRR DENTAL
- Limpie el panel de mando con etanol (al 70 vol% u 80 vol%).
- Revise y engrase el cableado metálico del elevador cada seis meses.

ADVERTENCIA

- *Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de realizar cualquier labor de mantenimiento. De este modo, eliminará el riesgo de descargas eléctricas, quemaduras o un encendido accidental del interruptor que pudiera causar lesiones.*

Nota de uso

- ◆ *Use solo etanol (al 70 vol% u 80 vol%) o un detergente neutro para limpiar las superficies exteriores. No use nunca soluciones ácidas o alcalinas, o jabón que contenga cresol u otra solución química, ya que podría decolorar o degradar los materiales.*
- ◆ *Humedezca un paño suave con etanol (al 70 vol% u 80 vol%) o con un detergente neutro y estrújelo con fuerza para escurrirlo. Asegúrese de que no penetre ningún líquido en el interior, ya que podría provocar daños mecánicos u otros fallos de funcionamiento.*
- ◆ *Si cae agua, detergente o cualquier otra solución química en las superficies exteriores, límpielas de inmediato con un paño humedecido con etanol (al 70 vol% u 80 vol%).*
- ◆ *No pulverice directamente etanol (al 70 vol% u 80 vol%), detergentes neutros o agua en la unidad. Asegúrese de que no penetre ningún líquido en el interior, ya que podría provocar daños mecánicos u otros fallos de funcionamiento.*
- ◆ *No use agua ozonizada para limpiar la unidad. Podría dañarla.*
- ◆ *No desinfecte la clínica con gas ozono o luz ultravioleta. Si lo hace, podría dañar los componentes de plástico y goma.*
- ◆ *Cuando limpie la unidad, no tire de ningún cable.*

2. Recambio de las piezas

- * Sustituya las piezas detalladas en la Lista de inspección regular según sea necesario, en función del grado de desgaste y del tiempo de uso. Para más información, consulte la página 114 « Vida útil, consumibles y piezas de repuesto ».
- * Solicite las piezas de repuesto a su distribuidor local o a J. MORITA OFFICE.

3. Almacenamiento y transporte

- * Guarde las boquillas y las fundas de las aletas de mordida en un lugar limpio y sin contaminación.
- * Si la unidad no se ha utilizado durante un tiempo, asegúrese de que funcione correctamente antes de volver a utilizarla.

Inspección regular

- El mantenimiento y la inspección generalmente se consideran responsabilidad y obligación del usuario, pero, si por alguna razón este no pudiera llevar a cabo estas tareas, puede delegarlas en el personal de mantenimiento autorizado. Póngase en contacto con su distribuidor local o con J. MORITA OFFICE para obtener más información.
- Debe hacerse una inspección anual de la unidad de acuerdo con la lista que aparece a continuación.
- Compruebe que el interruptor principal funciona correctamente, encendiendo y apagando la unidad al comienzo y final de cada jornada laboral.
- Las tareas de inspección marcadas con un asterisco corresponden en exclusiva al personal de mantenimiento. Se trata de tareas de inspección y mantenimiento preventivo que se llevan a cabo durante la vida útil del aparato.
- Para reparaciones u otros tipos de servicio técnico póngase en contacto con su distribuidor local o con J. MORITA OFFICE.

Lista de inspección regular

Fuente de alimentación y estabilidad física

1. Tensión de la fuente de alimentación
 - * Utilice un multímetro digital o analógico para medir la fuente de alimentación de la unidad. El resultado debe ser: 120 Vca \pm 10% para el EX-1, y 220/230/240 Vca \pm 10% para el EX-2.
2. Conexión a tierra
 - Inspeccione visualmente la conexión a tierra para asegurarse de que esté conectada de forma segura y adecuada.
3. Pernos de fijación al suelo y a la base
 - Inspeccione visualmente los pernos de fijación al suelo y a la base.
 - Compruebe que el suelo esté al mismo nivel y asegúrese de que no se hayan aflojado los pernos de la base.
4. Grado de apriete de los pernos y los tornillos
 - Inspeccione todos los pernos y los tornillos de la unidad.
 - Asegúrese de que todos los pernos estén en su lugar y se encuentren debidamente apretados.
5. Circuitos eléctricos
 - Asegúrese de que todos los cables y las conexiones estén intactos. * La inspección del cableado que se encuentra en compartimentos cerrados corresponde en exclusiva al personal de mantenimiento autorizado.
6. Cableado LAN
 - Asegúrese de que no haya cables doblados o pinzados, y de que estén conectados de forma segura.
7. Aspecto exterior y etiquetas
 - Asegúrese de que las cubiertas y paneles exteriores, etc. no estén dañados, rajados, sueltos o sucios.
 - Asegúrese de que las etiquetas, el tubo y los láseres estén bien colocados y acoplados de forma segura.
8. Interruptor principal
 - Apague el interruptor principal y asegúrese de que el LED Power (Alimentación) de la caja de control esté encendido.
9. Perilla de parada de emergencia
 - Encienda el interruptor principal y a continuación pulse la perilla de parada de emergencia. Compruebe que se apaga. (El LED Power [Alimentación] de la caja de control se apaga.)
10. Posicionamiento automático del paciente (enfoco automático)
 - Coloque un objeto de prueba. Pulse las teclas de tipo de paciente y asegúrese de que el brazo se mueva hacia delante y hacia atrás. Repita la prueba tres veces cambiando la posición del objeto de prueba.
 - Asegúrese de que el sensor de posicionamiento automático se mueva suavemente hacia arriba y hacia abajo.

11. Haces de luz

Asegúrese de que los haces de los planos sagital medio, horizontal, coronal (ambos lados) y sagital se iluminan, y pueden encenderse y apagarse. Asegúrese a su vez de que los haces de los planos horizontal, coronal (ambos lados) y sagital se muevan suavemente.

12. Agarres para paciente

Asegúrese de que los agarres son firmes y estén bien fijados.

13. Estabilizadores de sien y reposabarrillas

Gire la perilla de estabilización de sien para asegurarse de que los estabilizadores se abren y se cierran correctamente. Asegúrese de que el reposabarrillas, el apoyo de nariz y labios y la aleta de mordida son seguros en las dos posiciones: superior e inferior.

14. Elevador

Pulse las teclas de flecha.

Asegúrese de que el elevador se mueva de forma fluida y se detenga correctamente.

Repita esta prueba tres veces.

15. Cableado metálico

Compruebe que no haya filamentos rotos en los cables metálicos. Asegúrese de que los extremos se encuentren correctamente fijados. Engrase los cables con la grasa suministrada por el fabricante.

16. Panel de mando y pantalla

Pulse todas las teclas del panel de mando y de la pantalla para asegurarse de que funcionan.

Pulse todas las teclas del bastidor para paciente para asegurarse de que funcionan.

Asegúrese de que el LED de la caja de control se ilumina cuando pulsa la tecla Ready (Preparado).

17. Emisión radiológica y visualización

Asegúrese de que el LED Emission (Emisión) amarillo, de la caja de control, se ilumina durante la emisión radiológica y de que se oye la señal acústica.

18. Fuga de aceite

Compruebe que no haya fugas del aceite de aislamiento en el cabezal del tubo de rayos X desde fuera de la carcasa. * La inspección de las fugas de aceite en el cabezal del tubo realizada desde dentro de la carcasa corresponde en exclusiva al personal de mantenimiento autorizado.

Exposiciones panorámicas

1. Emisión radiológica y lectura de imágenes

Haga una exposición radiológica de una pieza de prueba y compruebe la imagen en el monitor del PC.

2. Rotación del brazo

Mantenga presionado el botón de emisión para rotar el brazo.

Asegúrese de que no hace ningún ruido anormal ni se desplaza y de que se detiene en el punto especificado.

3. Parada de emergencia del brazo

Asegúrese de que el brazo se para al soltar el botón de emisión y al pulsar la perilla de parada de emergencia.

4. Verificación de la exposición automática directa digital

Exposición cefalométrica (solo con la opción de cefalometría)

1. Cambio de posición del cabezal de rayos X
Cierre los estabilizadores de sien panorámicos. Pulse las teclas de cefalometría lateral o posteroanterior y a continuación la tecla Ready (Preparado). Asegúrese de que el cabezal de rayos X gira y que tanto el cabezal como el brazo se desplazan automáticamente hasta sus posiciones de cefalometría.
La operación anterior no se efectúa cuando los estabilizadores de sien panorámicos están abiertos incluso si la tecla Ready (Preparado) y la de cefalometría están pulsadas.
Repita cada procedimiento tres veces.
2. Emisión radiológica y lectura de imágenes
Haga una exposición radiológica de una pieza de prueba y compruebe la imagen en el monitor del PC.
3. Movimiento del craneostato
Mueva el craneostato hacia arriba y hacia abajo con las teclas de subida y bajada.
Asegúrese de que se mueve suavemente y de que se detiene con precisión. Repita esta prueba tres veces.
4. Ranura secundaria
Pulse la tecla de posición de inicio y la de entrada y salida del paciente, y asegúrese de que el portacasetes y la ranura secundaria se mueven con suavidad y se detienen con precisión.
Repita esta prueba tres veces.
5. Craneostato
Agarre la base de las placas de las varillas para oído con las dos manos y asegúrese de que se abren y cierran con suavidad y de que se desplazan a su posición de forma segura.
Agarre la base del dispositivo de retención del nasión y asegúrese de que se mueve a la derecha y a la izquierda y arriba y abajo con suavidad, y de que se posiciona de forma segura.
6. Haz de luz
Asegúrese de que la luz del haz de cefalometría horizontal puede encenderse y apagarse con su interruptor.
7. Parada de emergencia de la cefalometría
Suelte el botón de emisión mientras el sensor de cefalometría y la ranura secundaria estén en movimiento y asegúrese de que se detienen.

Exposición de TC

1. Emisión radiológica y lectura de imágenes
Haga una exposición radiológica de una pieza de prueba y compruebe la imagen en el monitor del PC.
2. Ranura de rayos X
Asegúrese de que el haz de rayos X irradie el área de detección del detector de panel plano.
3. Rotación del brazo
Mantenga presionado el botón de emisión para rotar el brazo. Asegúrese de que no hace ningún ruido anormal ni se desplaza y de que se detiene en el punto especificado.
4. Parada de emergencia del brazo
Asegúrese de que el brazo se para al soltar el botón de emisión y al pulsar la perilla de parada de emergencia.
5. Prueba de garantía de calidad
Las pruebas de calidad deben realizarse regularmente para mantener las condiciones necesarias para obtener una visualización óptima y garantizar la seguridad radiológica del equipo al menos una vez cada 6 meses (se recomienda hacerlo una vez al mes).
El procedimiento de prueba se describe en el manual de procedimiento de pruebas de calidad, que se entrega con el equipo.

Vida útil, consumibles y piezas de repuesto

Vida útil hace referencia al periodo estándar durante el cual se espera que la unidad o los componentes individuales sean utilizables siempre y cuando los procedimientos de inspección y mantenimiento especificados por J. MORITA MFG. CORP. sean seguidos.

La lista de vida útil de los componentes hace referencia a los componentes que se espera que se puedan desgastar, degradar o romper en función de la frecuencia o las condiciones de uso, lo que afecta en gran medida al tiempo durante el cual estos componentes conservan sus estándares de rendimiento.

Consumibles se refiere a las piezas y componentes que inevitablemente se degradan y necesitan ser sustituidos periódicamente y no están cubiertos por la garantía.

La garantía del producto tiene una validez de 3 años tras la entrega.

Los componentes de la Lista de vida útil de los componentes con la indicación «Sí» son críticos para la seguridad. Estos componentes deben ser inspeccionados y sustituidos o deben someterse a un mantenimiento adecuado cuando sea necesario obligatoriamente antes de que su vida útil estándar expire.

El usuario se deberá hacer cargo de las piezas y reparaciones que se realicen una vez expire la garantía o si la pieza ha sobrepasado su vida útil. No obstante, si se ha acordado un contrato de mantenimiento, esto dependerá del contenido de dicho contrato.

Para detalles sobre inspecciones regulares y piezas de repuesto, póngase en contacto con su distribuidor local o con J. MORITA OFFICE.

Lista de vida útil de los componentes

Componentes	Vida útil estándar	Componente de seguridad fundamental	Notas
Partes móviles (para brazo y elevador)	45.000 exposiciones o 6 años, lo que ocurra primero.	Sí	Incluidos cables, rodamientos, etc.
Motores (para brazo y elevador)	45.000 exposiciones o 6 años, lo que ocurra primero.	N/A	
Tubo de rayos X *1	15.000 exposiciones	N/A	
Unidad de alto voltaje	3 años	N/A	
Detector de rayos X *2	3 años	N/A	
Placas de circuito impreso	6 años	Sí	
Pantalla LCD	6 años	N/A	
Panel táctil, interruptores de funcionamiento	3 años	N/A	
Agarres para paciente	6 años	Sí	
Estabilizadores de sien	3 años	N/A	
Placas de la varilla para oído	3 años	N/A	
Placa del nasión	3 años	N/A	

*1 La vida útil del tubo de rayos X depende del número y la duración de exposiciones, así como de la potencia (tensión y corriente del tubo) y del tiempo entre exposiciones. De entre estos factores, el más importante es el número de exposiciones, lo cual degrada el ánodo. A medida que el ánodo se degrada gradualmente, se pierde potencia estable y el sistema de protección del circuito detecta errores y termina la emisión de rayos X.

*2 La vida útil del detector de rayos X depende principalmente de las condiciones ambientales (temperatura y humedad) en las que se usa y de la cantidad acumulada de radiación que recibe. A medida que aumenta la cantidad acumulada de radiación, se degrada gradualmente la sensibilidad del detector. Una alta humedad también puede producir degradación. La degradación del semiconductor causada por la radiación y las diferencias en unidades individuales de semiconductores pueden hacer que las partes del detector pierdan sensibilidad. La pérdida de sensibilidad puede remediarse hasta cierto punto realizando la calibración y la compensación de la sensibilidad durante las inspecciones regulares, pero la degradación parcial de la sensibilidad no siempre se puede corregir.

Piezas consumibles

Componentes	N.º de código	Frecuencia de intercambio	Componente de seguridad fundamental	Notas
Boquillas (100)	6270750	Uso único	Sí	Para control de infecciones
Funda de la aleta de mordida	6211120	Uso único	Sí	Para control de infecciones
Reposabarbillas (RAL)	6213900	1 año o cuando esté arañado o dañado	N/A	
Apoyo de nariz y labios (RAL)	6213901	1 año o cuando esté arañado o dañado	N/A	
Aleta de mordida (RAL)	6213903	1 año o cuando esté arañado o dañado	N/A	
Conjunto de la aleta de mordida (RAL)	6213902	1 año o cuando esté arañado o dañado	N/A	
Varilla para oído	6290325	1 año o cuando esté arañado o dañado	N/A	
Placa para radiografías de la mano (RAL)	6292400	1 año o cuando esté arañado o dañado	N/A	
Filtro de cobre de tres piezas de X550 2D/3D (RAL)	6331001	Cuando esté arañado o dañado	N/A	

Piezas de repuesto

Tipo	N.º de código	Descripción	Potencia	Tipo	Cant.
EX-1	6112442	Fusible principal	F25A 250V	Rápido y alta capacidad de interrupción Tamaño: 0,25 × 1,25 pulgadas	1
EX-2	6112473	Fusible principal	F12.5A 250F	Rápido y alta capacidad de interrupción Tamaño: 5 × 20 mm	1
EX-1,2	6310324	Scheda di potenza F2	F10A 400V	Rápido y alta capacidad de interrupción Tamaño: 0,25 × 1,25 pulgadas	1

El fusible debe ser reemplazado por personal cualificado. El usuario nunca debe sustituir el fusible por sí mismo.

PRECAUCIÓN

- *Algunas partes siguen presentando corriente incluso cuando el interruptor principal se ha apagado.
Para evitar las descargas eléctricas, asegúrese de apagar el disyuntor en EX-2 y de desenchufar el cable de alimentación en EX-1 antes de realizar las tareas de mantenimiento.*

Servicio técnico

El Veraview 3D puede ser reparado y revisado por :

- Los técnicos de las subsidiarias de J. MORITA en todo el mundo.
- Los técnicos contratados por representantes autorizados y capacitados especialmente por J. MORITA.
- Los técnicos independientes especialmente capacitados y autorizados por J. MORITA.




Los esquemas eléctricos, las listas de componentes, las descripciones, las instrucciones de calibración y cualquier otra información estarán únicamente a disposición del personal de mantenimiento autorizado por J. MORITA para reparar dichas piezas, previa solicitud de los mismos.

Resolución de problemas



Si el funcionamiento del equipo no parece normal, compruebe o ajuste lo siguiente antes de solicitar un servicio de asistencia técnica.

- ◆ Si el equipo no funciona adecuadamente después de la inspección, del ajuste o de la sustitución de piezas, o si no puede inspeccionarlo por sí mismo, póngase en contacto con su distribuidor local o con J. MORITA OFFICE.
- ◆ Las piezas internas del equipo tienen una carga de tensión. No intente realizar tareas de mantenimiento o ajuste que no estén descritas en la tabla de resolución de problemas.
- ◆ En caso de accidente, no debe usarse el equipo hasta que haya sido reparado por un técnico cualificado y con formación, proporcionado por el fabricante.
- ◆ Antes de inspeccionar o ajustar el equipo, confirme que el LED Power (Alimentación) (azul) de la caja de control esté encendido.
- ◆ Póngase en contacto con su distribuidor local o con J. MORITA OFFICE para solicitar una reparación si el equipo no funciona con normalidad después incluso de haber seguido los pasos que se detallan más adelante.

Unidad principal		
Problema	Causa posible	Solución
No hay suministro eléctrico cuando el interruptor principal está encendido.	No hay suministro eléctrico.	Compruebe el disyuntor del cuadro eléctrico.
	Se ha pulsado la perilla de parada de emergencia.	Suelte la perilla de parada de emergencia y encienda el interruptor principal.
Los interruptores no funcionan. El brazo no va a la posición inicial.	Hay alguna función o proceso en curso.	<p>Espere. Si no se restablece un funcionamiento normal, apague la unidad, espere un minuto y vuelva a encenderla.</p> <p>* En el modo Double-Ready*¹ (Preparado doble), se desactivan todas las teclas de funcionamiento, excepto la tecla Ready (Preparado). Pulse la tecla Ready (Preparado).</p> <p>*¹ La función Double-Ready no está habilitada por defecto. Para habilitar la función Double-Ready, póngase en contacto con su distribuidor local o con J. MORITA OFFICE.</p>

Pantallas del PC y del brazo		
Problema	Causa posible	Solución
<p>Mensajes de advertencia</p> <p>En la pantalla del PC para las imágenes de TC</p>  <p>(para exposición de TC)</p> <p>En la pantalla del brazo de la unidad radiológica:</p> <p>The computer is not receiving the image. X-Ray is terminated.</p> <p>(El PC no recibe la imagen. La radiación ha terminado.)</p>	<p>Problema de transmisión en el cable LAN</p> <p>* El cable LAN no está conectado correctamente.</p>	<p>Vuelva a conectar el cable LAN y confirme su conexión.</p> <p>Reinicie la aplicación i-Dixel.</p>
<p>Si aparece alguno de los siguientes mensajes de error de i-Dixel en la pantalla del PC</p>   <p>* Si aparecen los mensajes de error anteriores, puede aparecer el siguiente mensaje en la pantalla del brazo:</p> <p>Computer is not ready to capture images.</p> <p>(El PC no está preparado para tomar imágenes.)</p>	<p>Esto ocurre cuando el PC no tiene suficiente memoria por realizarse de forma sucesiva varias exposiciones y reconstrucciones de imágenes.</p>	<p>Reinicie la aplicación i-Dixel.</p>

Exposiciones y unidad principal

Problema	Causa posible	Solución
<p>Mensajes de advertencia En la pantalla del PC</p>  <p>En la pantalla del brazo de la unidad radiológica:</p> <p>Message Number : 30 Cannot establish communication with the driver software. The application software may not be ready, or busy processing data.</p> <p>(Número de mensaje: 30 No se puede establecer comunicación con el software controlador. Es posible que el software de la aplicación no esté preparado o esté ocupado procesando datos.)</p>	<p>Se inició la exposición sin haber seleccionado una página de paciente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cierre el mensaje en el monitor del PC y seleccione una página de paciente. • Pulse la tecla Ready (Preparado) y repita el procedimiento de preparación (pulse la tecla Ready o el botón de emisión). • Realice la exposición.
<p>Mensajes de advertencia En la pantalla del PC</p>  <p>En la pantalla del brazo de la unidad</p> <p>Message Number : 30 Cannot establish communication with the driver software. The application software may not be ready, or busy processing data.</p> <p>(Número de mensaje: 30 No se puede establecer comunicación con el software controlador. Es posible que el software de la aplicación no esté preparado o esté ocupado procesando datos.)</p>	<p>La exposición se inició sin que el software fuera capaz de procesar una nueva exposición.</p> <p>* Mensaje de i-Dixel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cierre el mensaje en el monitor del PC. • Pulse la tecla Ready (Preparado) y repita el procedimiento de preparación (pulse la tecla Ready o el botón de emisión). • Realice la exposición.
<p>Al hacer clic en el icono de enviar posición del explorador de TAC en el explorador panorámico, el área de exposición no puede enviarse a la unidad.</p>	<p>La imagen panorámica se voltea horizontalmente.</p>	<p>Devuelva la imagen a su posición original y vuelva a especificar el área de exposición.</p>

Exposiciones y unidad principal		
Problema	Causa posible	Solución
Panorámica y cefalometría <ul style="list-style-type: none"> • Imagen demasiado clara. • Hay una línea en la imagen. • Hay un borde blanco en la imagen. • Imagen parcial. • Imagen completamente negra. 	<ul style="list-style-type: none"> * Interferencias acústicas * Corte breve, temporal del suministro eléctrico 	<p>Apague la unidad. Asegúrese de que tanto el paciente como usted están seguros. Vuelva a encender la unidad para comprobar si funciona con normalidad.</p> <p>Asegúrese de que la fuente de alimentación sea de 108 a 132 Vca (incluyendo la regulación de la tensión de línea) con una intensidad de corriente de al menos 20 A para el EX-1, y de 220/230/240 Vca con una intensidad de corriente de 16 A para el EX-2. Asegúrese también de que la unidad esté puesta a tierra correctamente.</p> <p>No utilice dispositivos que puedan hacer ruido durante la exposición.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • La unidad vuelve por sí sola al mismo estado en el que estaba cuando se encendió al principio. • O los interruptores no funcionan. 		<p>Apague la unidad. Asegúrese de que tanto el paciente como usted están seguros. Vuelva a encender la unidad para comprobar si funciona con normalidad.</p> <p>Asegúrese de que la fuente de alimentación sea de 108 a 132 Vca (incluyendo la regulación de la tensión de línea) con una intensidad de corriente de al menos 20 A para el EX-1, y de 220/230/240 Vca con una intensidad de corriente de 16 A para el EX-2. Asegúrese también de que la unidad esté puesta a tierra correctamente.</p>
Panorámica y cefalometría La imagen tiene efecto estroboscópico.	Las prótesis metálicas pueden causar reacciones excesivas en el sistema de exposición automático y producir efecto estroboscópico. (E. A. estroboscópica)	Compruébelo realizando una exposición sin utilizar el modo automático.
El área de los incisivos está borrosa.	El posicionamiento del paciente es incorrecto.	Revise el posicionamiento del paciente. El paciente puede haberse movido después de haber finalizado el posicionamiento automático. En el caso del posicionamiento manual, el haz del plano coronal puede no haberse alineado con el colmillo superior izquierdo.
El centro de la imagen panorámica es blanco y el lado izquierdo está contraído.		
Densidad inconsistente	Configuración de la aplicación	Configure la aplicación con la barra de herramientas.
Densidad de imagen irregular	Configuración de la aplicación i-Dixel	Ajuste la densidad mediante las opciones de configuración de la barra de herramientas de i-Dixel.
Hay áreas muy oscuras o toda la imagen es demasiado clara.	Mala configuración de las condiciones de exposición	Ajuste el nivel automático o la configuración manual de los kV o los mA.

Exposiciones y unidad principal		
Problema	Causa posible	Solución
<ul style="list-style-type: none"> • La pantalla LCD se apaga. • Aparecen caracteres extraños en la pantalla LCD. • Aparece un mensaje de error en la pantalla LCD. • El color de la pantalla LCD no es normal. • La unidad vuelve por sí sola al mismo estado en el que estaba cuando se encendió al principio. • Los interruptores no funcionan. 	Acumulación de electricidad estática.	<p>Apague la unidad. Asegúrese de que tanto el paciente como usted están seguros. Vuelva a encender la unidad para comprobar si funciona con normalidad.</p> <p>Asegúrese de que la toma de tierra esté bien conectada. Mantenga la temperatura ambiental.</p>
<p>Aparece un mensaje en la pantalla del brazo.</p> <p>LIFT OVERLOAD</p> <p>(SOBRECARGA DE ELEVACIÓN)</p>	El paciente está apoyado en el bastidor o tira de él.	Pida al paciente que se relaje y que no se poye ni tire del bastidor.

Números de mensaje


Cuando se detectan anomalías, aparecen mensajes en la pantalla del brazo. Adopte la solución recomendada en el siguiente cuadro para el número de mensaje correspondiente. Si no se resuelve el problema, póngase en contacto con su distribuidor local o con J. MORITA OFFICE. Anote el número de error e indíquelo a la compañía cuando solicite su asistencia.

N.º de mensaje	Causa posible	Solución
00	Se ha activado la protección frente a sobrecargas de corriente del circuito de baja tensión.	Apague la unidad, espere 1 minuto, y vuelva a encenderla.
01	No se ha instalado el pin corto en la DCN12 de la tarjeta de la CPU1.	Póngase en contacto con su distribuidor local o con J. MORITA OFFICE.
02	Sobrecalentamiento del cabezal de rayos X. No use la unidad durante al menos 30 minutos para que se enfríe.	Espere al menos 30 minutos hasta que la unidad se enfríe. El sobrecalentamiento se debe a emisiones radiológicas excesivamente frecuentes. Esto debe evitarse, ya que, con el tiempo, afectará negativamente al rendimiento del tubo.
03	El eje X del brazo no ha vuelto a su posición inicial en el tiempo indicado.	Pulse la tecla Ready (Preparado) y ponga la unidad en modo Ready (Preparado).
04	El eje Y del brazo no ha vuelto a su posición inicial en el tiempo indicado.	Pulse la tecla Ready (Preparado) y ponga la unidad en modo Ready (Preparado).
05	El brazo no ha vuelto a su posición inicial en el tiempo indicado.	Pulse la tecla Ready (Preparado) y ponga la unidad en modo Ready (Preparado).
06	El haz de enfoque automático no ha vuelto a su posición inicial en el tiempo indicado.	Pulse la tecla Ready (Preparado) y ponga la unidad en modo Ready (Preparado).
07	La ranura horizontal no ha vuelto a su posición inicial en el tiempo indicado.	Pulse la tecla Ready (Preparado) y ponga la unidad en modo Ready (Preparado).
08	El cabezal de rayos X no ha vuelto a su ángulo original en el tiempo indicado.	Apague la unidad, espere 1 minuto, y vuelva a encenderla.
09	Se ha activado la protección frente a sobrecargas de corriente del circuito de baja tensión.	Apáguela, espere 5 segundos, y vuelva a encenderla.


N.º de mensaje	Causa posible	Solución
C1	No se establece comunicación con el servidor.	El error C1 tiene lugar cuando no hay respuesta del software de la aplicación. Asegúrese de que el PC y el hub estén encendidos, y de que la aplicación se esté ejecutando. A continuación, apague la unidad radiológica y vuelva a encenderla.
C2	La velocidad de transmisión del hub no es la adecuada.	Compruebe las conexiones entre el hub y la unidad radiológica principal.
C3	El hub no responde.	Compruebe las conexiones entre el hub y la unidad radiológica principal.
C4	El PC no responde.	Compruebe las conexiones entre el hub y el PC. Asegúrese de que el PC esté encendido.
C6	El software de la aplicación no se está ejecutando.	Asegúrese de que el software de la aplicación se esté ejecutando.
C7	La tarjeta de interfaz de red del ordenador no es compatible con tramas jumbo.	Cambie la configuración de la tarjeta de interfaz de red para compatibilizarla con las tramas jumbo.
C0	El software de la aplicación no responde.	Reinicie el software de la aplicación.
10	El mecanismo de exposiciones cefalométricas no se mueve.	Vuelva a realizar la exposición desde el principio.
11	El posicionamiento no es el correcto para el modo de adquisición de imágenes seleccionado.	Compruebe el modo exposición y la dirección de la cabeza del paciente, lateral o posteroanterior.
13	El módulo de adquisición de imágenes está ocupado, no es posible realizar una captura.	Apáguela, espere 5 segundos, y vuelva a encenderla.
14	Error de comunicación entre el módulo de adquisición de imágenes y el control principal.	Apáguela, espere 5 segundos, y vuelva a encenderla.
15	<p>La función de enfoque automático no está disponible en el modo Double-Ready*¹ (Preparado doble) o durante alguna otra operación.</p> <p>*¹ La función Double-Ready no está habilitada por defecto. Para habilitar la función Double-Ready, póngase en contacto con su distribuidor local o con J. MORITA OFFICE.</p>	Ajuste la función de enfoque automático solo cuando la unidad esté en modo Ready (Preparado) y no se esté moviendo.
16	La unidad de posicionamiento del paciente y la unidad de cefalometría no responden. El posicionamiento del paciente no está disponible pero es posible que puedan adquirirse imágenes.	Apague la unidad, espere alrededor de un minuto y vuelva a encenderla.

N.º de mensaje	Causa posible	Solución
18	Computer is not ready to capture images. (El PC no está preparado para tomar imágenes.)	Asegúrese de que la aplicación se esté ejecutando. Compruebe que no haya mensajes de error. Compruebe las conexiones del cableado LAN.
19	Error en la unidad de posicionamiento del paciente y la unidad de cefalometría. La función de posicionamiento del paciente se ha suspendido por motivos de seguridad.	Acompañe al paciente fuera de la unidad. Apague la unidad, espere alrededor de un minuto y vuelva a encenderla.
22	El módulo de adquisición de imágenes no recibe alimentación analógica.	Póngase en contacto con su distribuidor local o con J. MORITA OFFICE.
23	El haz del plano horizontal no ha vuelto a su posición original.	Pulse la tecla Ready (Preparado) de nuevo y ponga la unidad en modo Ready (Preparado).
26	El haz de izquierda-derecha no ha vuelto a su posición inicial en el tiempo indicado.	Pulse la tecla Ready (Preparado) de nuevo y ponga la unidad en modo Ready (Preparado).
27	La ranura para cefalometría no ha vuelto a su posición inicial en el tiempo indicado.	Pulse la tecla Ready (Preparado) de nuevo y ponga la unidad en modo Ready (Preparado).
29	El módulo de adquisición de imágenes cefalométricas no ha vuelto a su posición inicial en el tiempo indicado.	Pulse la tecla Ready (Preparado) de nuevo y ponga la unidad en modo Ready (Preparado).
30	No se puede establecer comunicación con el software controlador. Es posible que el software de la aplicación no esté preparado o esté ocupado procesando datos.	Inicie el software de la aplicación si no se está ejecutando. Si el software de la aplicación está ocupado reconstruyendo alguna imagen o con algún otra tarea de procesamiento, espere a que termine.
32	La ranura vertical no ha vuelto a su posición inicial en el tiempo indicado.	Pulse la tecla Ready (Preparado) de nuevo y ponga la unidad en modo Ready (Preparado).
33	El temporizador de la copia de seguridad del hardware se ha activado.	Apague la unidad, espere 1 minuto, y vuelva a encenderla.
35	The computer is not receiving the image. X-ray is terminated. (El PC no recibe la imagen. La radiación ha terminado.)	Asegúrese de que la aplicación se esté ejecutando correctamente. Si no está seguro, reiníciela. Compruebe que no haya errores en el PC. Compruebe las conexiones del cableado LAN. Si con las medidas anteriores no se soluciona el problema, reinicie el PC.
36	El módulo del panel táctil no responde.	Apague la unidad, espere 1 minuto, y vuelva a encenderla.

N.º de mensaje	Causa posible	Solución
37	El panel táctil no está conectado a su controlador.	Apague la unidad, espere 1 minuto, y vuelva a encenderla.
39	El circuito de alta tensión no funciona. X-ray is terminated. (El PC no recibe la imagen. La radiación ha terminado.)	Apague la unidad, espere 1 minuto, y vuelva a encenderla.
42	Antes de pulsar la tecla Ready (Preparado), pida al paciente que salga de la unidad y cierre totalmente el estabilizador de sien. Si no lo hace, el brazo puede golpear al paciente o el estabilizador de sien durante la rotación."	Cuando haya terminado la exposición, acompañe al paciente fuera de la unidad y cierre totalmente el estabilizador de sien antes de pulsar la tecla Ready (Preparado) o el botón de emisión.
43	Se ha superado el rango operativo de la unidad. Ajuste el haz de la capa de imagen (haz de atrás-adelante) hacia atrás para que se encuentre dentro del rango operativo.	Mueva el haz del plano coronal hacia atrás.
44	Se ha superado el rango operativo de la unidad. Ajuste el haz de la capa de imagen (haz de atrás-adelante) hacia delante para que se encuentre dentro del rango operativo."	Mueva el haz del plano coronal hacia delante.
45	Error de LAN no claro.	Apague la unidad, espere un minuto y vuelva a encenderla. Reinicie el software de la aplicación. Compruebe si hay errores en el PC. Asegúrese de que los cables LAN estén conectados correctamente. Si con las medidas anteriores no se soluciona el problema, reinicie el PC.
46	No se puede establecer la conexión con el PC. El sistema no puede recibir imágenes correctamente. No siga utilizando la unidad en ese estado.	Póngase en contacto con su distribuidor local o con J. MORITA OFFICE.
54	El motor del brazo no se mueve.	Póngase en contacto con su distribuidor local de J. MORITA OFFICE. para que inspeccione y repare la unidad.
56	Se ha cambiado la posición del explorador. Para volver a posicionar el explorador, seleccione la posición y vuelva a hacer clic en la tecla SetPos (Fijación de la posición) del PC.	<ul style="list-style-type: none"> • Si desea utilizar la nueva posición, ignore este mensaje y prosiga con la emisión radiológica. • Puede restablecer el FOV mediante el software de la aplicación. • Pulse la tecla Ready (Preparado). A continuación, seleccione el explorador panorámico o el explorador bidireccional para volver a realizar el posicionamiento.

N.º de mensaje	Causa posible (aparece en la pantalla LCD)	Solución
57	<p>Se ha cancelado la segunda imagen.</p> <p>* El mensaje que se muestra más abajo aparece cuando se produce este error.</p> 	<p>Pulse la tecla Ready (Preparado) y repita el procedimiento con el explorador bidireccional.</p> <p>No suelte el botón de emisión hasta que haya terminado la segunda exposición del explorador bidireccional.</p>
58	<p>Se ha interrumpido la segunda imagen.</p> <p>* El mensaje que se muestra más abajo aparece cuando se produce este error.</p> 	<p>Pulse la tecla Ready (Preparado) y repita el procedimiento con el explorador bidireccional.</p> <p>No suelte el botón de emisión hasta que haya terminado la segunda exposición del explorador bidireccional.</p>
99	<p>Se ha producido un error entre el equipo y el software de la aplicación.</p> <p>Reinicie el equipo y el software de la aplicación.</p>	<p>Apague la unidad, espere 1 minuto, y vuelva a encenderla.</p>

<Diagrama de distribución del cableado>



Precauciones sobre la visualización de imágenes


Errores debidos a las diferencias de sensibilidad del detector de panel plano (FPD)

El detector de paneles planos (FPD) es un conjunto de fotodiodos (píxeles) extremadamente denso y preciso. Si se compensa la diferencia de sensibilidad de los píxeles, la imagen puede ser mucho más detallada que la de una fluoroscopia ordinaria. Sin embargo, esta diferencia no puede eliminarse del todo cuando se reconstruye una imagen de TC.

Para visualizar una imagen de TC, el haz de rayos X rota alrededor del objeto y produce una imagen fluoroscópica. Alejándose del centro del área de visualización en la superficie de visualización, dependiendo del ángulo de proyección. Esto tiende a igualar las fluctuaciones en la sensibilidad, pero no las elimina por completo. (Véase ilustración 1.)

Por lo tanto, los artefactos pueden aparecer cerca del centro del área de visualización, tal como se muestra en la ilustración 2. La aparición de estos artefactos depende en parte de las condiciones de exposición y de la transparencia a los rayos X del objeto.

Para hacer un análisis detallado y un diagnóstico preciso, el radiólogo ha de considerar la posibilidad y naturaleza de los artefactos con detenimiento.



Nota: Vista del plano de rotación desde arriba

Ilustración 1 Principio de exposición de TC




Ilustración 2 Ejemplo de artefacto

Artefactos causados por diferencias de sensibilidad del detector de panel plano (FPD)

El detector de panel plano (FPD) consiste en un denso conjunto de fotodiodos (píxeles) de alta sensibilidad. Aunque el panel se monta en una habitación limpia, el depósito de pequeñas partículas de polvo u otros residuos pueden producir diferencias en la sensibilidad de los fotodiodos. El software de procesamiento de imagen compensa estas diferencias y las hace casi invisibles. Sin embargo, el procesamiento logarítmico y de filtro de la reconstrucción de la imagen de TC pueden acentuar las diferencias de sensibilidad y producir artefactos en la imagen de TC. Estas diferencias tendrán forma curva en las imágenes axiales (plano Z) y aparecerán como líneas verticales en las imágenes coronal y sagital (planos X e Y). La fotografía 3 que aparece a continuación muestra ejemplos de estos artefactos. Se puede identificar los artefactos comparando las imágenes de los tres planos. Si una línea vertical de los planos coronal y sagital está unida por una línea curva en el plano axial, puede suponer que se trata de artefactos.




Ilustración 3 Ejemplo de artefacto

Artefactos causados por el ángulo de penetración de los rayos X

Características de los artefactos de visualización de TC de haz cónico

Los artefactos dependen de la distancia que media entre el objeto y el plano de rotación del haz de rayos X.

Las imágenes de TC son un tipo de tomografía. Se reconstruyen después de recoger las imágenes producidas por el paso de la radiación que emite el haz rotatorio. (Ilustración 4.1)

Cuando la información sea insuficiente en la visualización de TC de haz cónico, aparecerán artefactos sobre o bajo el plano de rotación del haz. Estos artefactos aparecen en una línea recta que va desde el objeto a la fuente del haz de rayos X. Los artefactos se aprecian más cuanto mayor es la distancia entre el objeto y el plano de rotación del haz.



Ilustración 4.1




Ilustración 4.2


La ilustración 4.1 muestra los recorridos de la fuente del haz de rayos X y del detector durante la emisión radiológica. Las flechas indican la dirección de los rayos X.

Ya que tanto la fuente del haz como el detector se desplazan en el mismo plano, la imagen tomográfica de ese plano puede reconstruirse totalmente.

La ilustración 4.2 muestra que también se recogen algunos datos de algunas áreas fuera del plano de rotación del haz. Sin embargo, dado que el haz no irradia estas áreas de forma uniforme desde todas direcciones, aparecen artefactos en la imagen tomográfica.

Las fotografías 5.1 y 5.2 comparan dos imágenes del mismo diente capturadas desde posiciones verticales distintas. Aparece un artefacto en la punta del diente debido a que el valor de TC es elevado en esta área. En la fotografía 5.1 el artefacto es casi horizontal porque está aproximadamente a la misma altura que la fuente del haz de rayos X. En la foto 5.2 el artefacto está inclinado porque está más lejos del plano de rotación de la fuente del haz. También es más amplio.

El radiólogo debe considerar detalladamente la naturaleza de los artefactos en la periferia del área de interés.



Fotografía 5.1



Fotografía 5.2

En la fotografía 5.1 el artefacto se produce cerca del plano de rotación del haz.

En la fotografía 5.2, el área del artefacto está más alejada, haciéndola más visible y cambiando su dirección.


Medición precisa del espesor

De acuerdo con el principio establecido anteriormente, cuanto mayor es la distancia entre el área y el plano de rotación del haz, tanto menor es la precisión de la imagen. Se puede comprobar si se mide el espesor de un objeto plano colocado de forma horizontal.

La fotografía 6 muestra las imágenes de discos de aluminio con un espesor de 1,0 mm colocados a 20 mm de distancia en paralelo al plano de rotación del haz. El disco inferior está a 10 mm del borde inferior de la imagen, lo que es lo mismo que el plano de rotación del haz. Por lo tanto, su espesor puede medirse con precisión. No obstante, la medición del disco intermedio, que está 20 mm por encima del inferior, es menos precisa, siendo la medición del disco superior la menos precisa de todas. Cuanto más lejos está un disco del plano de rotación del haz, tan mayor se mostrará su espesor.

Esto se debe a un artefacto de solapamiento que se extiende en un ángulo y desdibuja el borde del disco.

Siempre ha de tenerse en cuenta este fenómeno para hacer un análisis y un diagnóstico precisos. Cuando necesite una medición de espesor precisa, ajuste la aleta de mordida para colocar el área a la misma altura que la fuente de rayos X.




Fotografía 6 Imagen de TC de tres discos de aluminio, de 1,0 mm de espesor cada uno, situados a distintas alturas y paralelos al plano de rotación del haz.

El disco inferior puede medirse con precisión porque está a la misma altura que el plano de rotación del haz. Cuanto mayor es la distancia entre los discos y el plano de rotación del haz, tanto mayor parecerá su espesor en la imagen.



Artefactos causados por prótesis metálicas

Las imágenes pueden anularse si el paciente tiene empastes o prótesis metálicas. Normalmente es imposible capturar una imagen útil de una corona si está justo al lado de una prótesis metálica. Asimismo, a veces no se pueden capturar imágenes útiles de una raíz o del hueso mandibular si hay un gancho, corona o cualquier otra prótesis de metal junto a ellos.



Las fotografías 7 a 13 se tomaron de un modelo de mandíbula con varias prótesis, ganchos y empastes de metal para mostrar que ha de tenerse en cuenta para hacer un análisis y un diagnóstico precisos.





Fotografía 7 Modelo de corona metálica completa.
(Se extrajo la parte superior de la corona y se substituyó por una pieza de plomo).



Fotografía 8 (Superior: modelo y Área de visualización. Inferior: imágenes).





Fotografía 9 a corona de metal completa está en lado contrario del área de visualización (Superior: modelo y Área de visualización. Inferior: imágenes).





Fotografía 10 Área de visualización en el mismo lado que la corona metálica (Superior: modelo y Área de visualización. Inferior: imágenes).



Fotografía 11 Gancho y corona
(Izquierda: gancho y corona después de rellenar el canal radicular con gutapercha y punta. Centro: gancho y corona pegada al diente. Derecha: toma radiológica dental simple).



Fotografía 12 Área de visualización en el lado contrario (Superior: modelo y Área de visualización. Inferior: imágenes).



Fotografía 13 Área de visualización en el mismo lado (Superior: modelo y Área de visualización. Inferior: imágenes).

Artefactos para exposiciones de 180°

En las exposiciones de 180°, cuando el haz de rayos X pasa a través del plano inferior (a) de la ilustración 14, el resultado que se obtiene es la forma plana que puede verse en la ilustración 14, donde el inicio del recorrido de 180° se encuentra con el final del recorrido.

Sin embargo, cuando el haz de rayos X pasa a través de plano superior (b) de la ilustración 15, se obtiene como resultado la forma cónica que puede verse en la ilustración 16, donde existe una discontinuidad entre el inicio y el final del recorrido.

Por ello, aparecerán unas marcas claras en una exposición de 180° que no se verán en una exposición de 360° (ilustración 17). Estas marcas se presentará en la dirección de la rotación. Como resultado, aparecerán artefactos semicirculares en la imagen del plano Z que han de reconocerse y tenerse en cuenta para hacer un análisis y un diagnóstico precisos.




Ilustración 14




Ilustración 15




Ilustración 16





Ilustración 17

Proceso de verificación de la exposición automática directa digital

1. Verificación de la exposición automática directa digital
Mediante el siguiente proceso se verifica la exposición automática directa digital.

- 1) Organigrama de la verificación de la exposición automática directa digital



- 2) Advertencias y precauciones

Si se produce algún error durante el proceso de verificación, apague Veraviewepocs inmediatamente.

Después de comprobar las condiciones, vuelva a comenzar el proceso a partir del punto "Inicio".


2. Instalación

1) Pieza de prueba (opcional)


Para la verificación de la exposición automática directa digital se utilizan placas de cobre conectadas a Veraviewepocs. La pieza de prueba de cobre consiste en tres placas de cobre: (1), (2) y (3).

2) Colocar las piezas de prueba

2)-1 Quite el reposabrazos y cierre los estabilizadores de sien.




2)-2 Coloque la pieza de prueba como se muestra en la siguiente imagen.



3) Configurar i-Dixel


3)-1 Ejecute i-Dixel.

3)-2 En caso de que no se muestre, para añadir información adicional con la opción “Additional Information” del panel de herramientas (Tool Panel), vaya al menú de inicio y abra la ventana de configuración haciendo clic en el botón de llave de tuercas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.



3)-3 Abra la pestaña “Tool Panel” (Panel de herramientas) y seleccione “Additional information” (Información adicional) en el cuadro “Available buttons” (Botones disponibles) de la izquierda.

A continuación, haga clic en “Add>>” (Añadir).



3)-4 Haga clic en “OK” (Aceptar) y reinicie i-Dixel para que se apliquen los cambios.

3. Realizar una exposición

1) Inicio

1)-1 Abra la carpeta de un paciente para la prueba.

1)-2 Encienda Veraviewepocs.


2) Realice una exposición panorámica.

2)-1 Coloque la placa de cobre (1) + (2). Debe haber dos placas en el campo de rayos X.

2)-2 Realice una exposición panorámica con el nivel de exposición automática "0".

2)-3 Compruebe el valor del producto dosis-área.

Después de la exposición, compruebe la información adicional. La información adicional se muestra en el panel derecho que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Recorra la ventana hacia abajo hasta encontrar el valor del producto dosis-área.



2)-4 Memorice el valor del producto dosis-área.

3) Realice otro escaneo.


3)-1 Quite la placa de cobre (2). Utilice solo una placa en el campo de rayos x.

3)-2 Realice una exposición panorámica con el nivel de exposición automática "0".

3)-3 Compruebe el valor del producto dosis-área del modo descrito anteriormente.

4. Proceso de verificación

- 1) Compare los valores del producto dosis-área de los dos escaneos anteriores: el escaneo con la placa de cobre (1) y el escaneo con la placa de cobre (1) + (2).
- 2) Compruebe si el valor obtenido con la placa de cobre (1) + (2) es mayor que el obtenido con la placa de cobre (1).
- 3) Utilice el siguiente organigrama para verificar la exposición automática directa digital.



4) Resultados

CORRECTO : la exposición automática directa digital funciona correctamente.

INCORRECTO : repita el proceso con cuidado.

Si no se obtienen unos resultados más satisfactorios,
póngase en contacto con su representante de ventas local.

Especificaciones técnicas

1. Especificaciones

Nombre	Veraviewepocs
Modelo	X550
Tipo	EX-1 /EX-2

Clasificación

Protección frente a descargas eléctricas	Clase I, Tipo B
Piezas de contacto con el paciente de tipo B	Estabilizadores de sien, varillas para oído, reposabarrillas, aleta de mordida, placa de mordida, placa del nasión, placa para radiografías de la mano, apoyo de nariz y labios, agarres para paciente (sin parte conductora conectada al paciente)
Protección frente a la entrada de líquidos	IPX 0
Altura máxima de funcionamiento	3000 m (máx.)
Grado de contaminación	2
Categoría de sobretensión	II

Métodos de desinfección:

- Después de cada paciente, desinfecte las piezas de contacto con el paciente de tipo B con un paño empapado en etanol (al 70 vol% u 80 vol%).
Si no le es posible obtener etanol (al 70 vol% u 80 vol%), use uno de los desinfectantes que se enumeran a continuación. No use otro tipo de desinfectante.
 - Preparado para la desinfección rápida FD 322 de DÜRR DENTAL
 - Preparado para la desinfección rápida FD 333 de DÜRR DENTAL
 - FD 360 Limpieza y cuidado del cuero artificial de DÜRR DENTAL
 - FD 366 Preparado para la desinfección rápida delicada de DÜRR DENTAL
- Una vez al día, limpie el panel de mando con un paño empapado en etanol (al 70 vol% u 80 vol%) y la pantalla con un paño seco.
- Elemento desechable: boquilla y aleta de mordida.

Modo de funcionamiento	Funcionamiento discontinuo
------------------------	----------------------------

Descripción del producto

Unidad de radiografía panorámica dental con un generador de rayos X Además de la exposición panorámica, la unidad puede realizar escanografías. También dispone de un aparato cefalométrico que utiliza la fuente de radiación panorámica.

A ello hay que añadir la tomografía computarizada tridimensional de haz cónico (CBCT), que utiliza un haz de rayos X con forma cónica proyectado en un detector de panel plano.

Uso previsto

X550 se utiliza para el diagnóstico en odontología mediante la exposición de un receptor de radiografía y para la práctica de la odontología y la medicina por personal autorizado, así como para distintos procedimientos asociados a estos.

Se ha diseñado para el examen y el diagnóstico radiográfico dental de toda la región dental y maxilofacial, como los dientes, los tejidos periodontales, el hueso del mentón, etc.

Conjunto del cabezal del tubo de rayos X con generador de alta tensión

Tubo	D-051
Punto focal	0,5
Ángulo de incidencia	5°
Material de destino	Tungsteno
Filtración	Filtración mínima inherente de 2,5 mm de aluminio a 75 kV/HVL 3,5 mm de aluminio (Filtración del tubo de rayos X: 0,8 mm de aluminio + filtro de aluminio: 1,7mm) Filtración adicional: 0,2 mm de cobre para TC (9,6 mm de aluminio a 75 kV/HVL 3,5 mm de aluminio)
Calidad del haz	Capa hemirreductora (HVL) mínima: 3,2 mm de aluminio a 90 kV
Potencia de salida máxima	De 0,9 kW nominal a 90 kV, 10 mA De 0,72 kW nominal a 90 kV, 8 mA para TC
Rectificación	Corriente continua
Filamento	Precautado
Ciclo de trabajo	1:59, 90 kV/10 mA Por ejemplo, 20,3 segundos de irradiación como máximo con un intervalo de 1198 segundos (20 minutos)
Temperatura de carcasa exterior	45 °C como máximo
Refrigeración	Refrigeración por aceite
Unidad de calor (HU) máxima del cabezal del tubo de rayos X	194,45 kJ (1 HU = 1,35 julios)
Disipación de calor máxima del cabezal del tubo de rayos X	2 kJ/minuto
Pantalla de protección principal	Mínimo 1,5 mm de plomo o equivalente
Pérdida de radiación	Máx. 1,0 mGy/h a 1 m
Peso del cabezal de rayos X	13,8 kg (con colimadores)

Control

Tensión del tubo en funcionamiento	Panorámica: de 60 a 80 kV (± 1 kV, 21 pasos); visualización digital Cefalométrica: de 60 a 90 kV (± 1 kV, 31 pasos); visualización digital Casete: de 75 a 90 kV (± 5 kV, 4 pasos); visualización digital Exactitud de los valores visualizados: ± 10 %
Corriente del tubo en funcionamiento (incrementada 1 mA o R20)	1 a 10 mA 1 a 8 mA (TC a 85 ó 90 kV) Exactitud de los valores visualizados: ± 10 %

Tiempo de exposición TC: 9,4 segundos/explorador bidireccional: 1 segundos (0,5 segundos × 2)

Panorámica de la arcada dental:

Tamaño del paciente	Amplificación	Órbita tomográfica	Modo de alta velocidad	Modo de alta definición
Adulto	1,3	Estándar	7,4 s	14,9 s
		Sin sombras	7,9 s	15,8 s
		Ortorradial	8,1 s	16,2 s
	1,6	Estándar	8,1 s	16,2 s
		Sin sombras	8,3 s	16,5 s
		Ortorradial	8,1 s	16,2 s
Pediátrico	1,3	Estándar	6,5 s	13,0 s
		Sin sombras	6,5 s	13,0 s
		Ortorradial	6,5 s	13,0 s
	1,6	Estándar	6,0 s	12,0 s
		Sin sombras	6,0 s	12,0 s
		Ortorradial	6,0 s	12,0 s

* En los modelos 40P y 40CP, solo está disponible la configuración de alta velocidad. La panorámica parcial forma parte de la panorámica de la arcada dental.
Tempo di esposizione: fare riferimento al display LCD

Panorámica del seno maxilar:

Tamaño del paciente	Modo de alta velocidad	Modo de alta definición
-	10,1 s	20,3 s

* En los modelos 40P y 40CP, solo está disponible la configuración de alta velocidad.

Exposición cuádruple de la articulación temporomandibular (2/4 imágenes):

Tamaño del paciente	Modo de alta velocidad	Modo de alta definición
Adulto/pediátrico	4,3 s	8,6 s

* En los modelos 40P y 40CP, solo está disponible la configuración de alta velocidad.

Cefalométrica:

Dirección	Lateral		Posteroanterior
	Completa	Parcial	
Dens Comp (Compensación de la densidad) Encendido	5,8 s	4,2 s	4,1 s
Dens Comp (Compensación de la densidad) Apagado	3,5 s	2,6 s	5,0 s

Exactitud de los valores visualizados: ± (5% + 50 ms)
(* Valor registrado para la FDA: ± 10%)

Instrucciones de prueba de la tensión del tubo para rayos X, la corriente y el tiempo de exposición

Reproducibilidad del kerma en aire mAs mínimos
 Botón de emisión

Modo de exposición constante (manual)
 Coeficiente de variación máx. 0,05
 Panorámica de la arcada dental: 6,0 mAs
 Cefalométrica: 3,5 mAs
 Casete: 9,4 mAs
 Tipo hombre muerto

Exposición automática (no puede utilizarse en las exploraciones cefalométricas ni en las TC)

Parámetros de configuración
 Excursión máxima posible
 Tiempo mínimo de exposición
 Reproducibilidad del kerma en aire
 Método de verificación

+4 a -4 (9 pasos); pantalla digital
 60 a 80 kV
 1 a 10 mA
 4,3 s (el tiempo de exposición es un valor fijo, no un factor de la exposición automática)
 Coeficiente de variación máx. 0,05
 Mediante pieza de prueba

Especificaciones eléctricas

	EX-1	EX-2
Tensión de entrada	120 Vca 60 Hz monofásica	220/230/240 Vca 50 - 60 Hz monofásica
Regulación de la tensión de línea* ¹	Máx. 8 %	Máx. 8 %
Rango de tensión de línea	108 V – 132 V (incluida la regulación de la tensión de línea)	220/230/240 Vca ± 10% (incluida la regulación de la tensión de línea)
Corriente de línea (Funcionamiento) <i>Panorámica, TC:</i> <i>Con unidad de cefalometría:</i> (Modo de espera)	Máx. 19 A Máx. 21,3 A Máx. 1,2 A	10,4/10/9,5 A 10,4/10/9,5 A 1,0 A
Factor de técnica para la corriente de línea máxima <i>Panorámica, TC:</i> <i>Con unidad de cefalometría:</i>	80 kV, 10 mA 90 kV, 10 mA	80 kV, 10 mA 90 kV, 10 mA
Consumo de energía <i>Panorámica, TC:</i> <i>Con unidad de cefalometría:</i> <i>Modo de espera</i>	Máx. 2 KVA Máx. 2,3 kVA 0,3 kVA	2,3 kVA 2,3 kVA 0,3 kVA
Fusible del cuadro eléctrico	20 A, 120 V, lento * La corriente nominal máxima de esta unidad radiológica es momentánea. La corriente máxima recomendada del conductor del circuito de alimentación y la corriente nominal del dispositivo de protección frente a sobretensiones se basan en el artículo 517 V (Instalación de aparatos de radiografía) del National Electric Code de 2017 de EE. UU.	16 A, 220/230/240 V, lento
Resistencia de la línea de suministro eléctrico	Máx. 0.5 ohmio	Máx. 1 ohmio

Aislamiento de la corriente de alimentación EX-1: Enchufe de corriente, EX-2: Interruptor principal
Debe colocarse en el cuadro eléctrico el disyuntor. Se recomienda conectar un disyuntor únicamente en esta unidad.

*¹ Regulación línea-tensión = $100 (V_n - V_i) / V_i$

V_n = Tensión de línea sin carga, V_i = Tensión de línea con carga

Parámetros mecánicos

Panorámica y TC	Distancia entre la fuente y la imagen: 518,5 mm (± 20 mm)
Cefalometría	Distancia entre la fuente y la imagen: 1650 mm (± 20 mm)
Amplificación	Panorámica estándar: x1,3, x1,6 Panorámica del seno maxilar: x1,5 Panorámica pediátrica: x1,3, x1,6 Panorámica con reducción de sombras: x1,3, x1,6 Panorámica ortorradial: x1,3, x1,6 Escanografías: x1,3 Cefalométrica: x1,1
Campo de rayos X	Panorámica: 6 mm (largo) × 143 mm (alto) (largo: +1 mm o menos a cada lado; alto: dentro del área de recepción de imágenes) Cefalométrica: 6 mm (largo) × 220 mm (alto) (largo: +1 mm o menos a cada lado; alto: dentro del área de recepción de imágenes) Casete: Documento de información para el usuario

Peso	Panorámica: aprox. 190 kg Cefalométrica: aprox. 260 kg	
Dimensiones externas		
Unidad principal	1020 (largo) × 1330 (ancho) × 2355 (alto) mm (opcional: 2185 mm de alto) 2000 (largo) × 1330 (ancho) × 2355 (alto) mm (opcional: 2185 mm de alto) (con cefalometría)	
Caja de control	70 (largo) × 40 (ancho) × 115 (alto) mm	
Altura vertical de punto focal	1055 – 1775 mm (panorámica) 970 – 1605 mm (opcional) 1125 – 1775 mm (con cefalometría) 1040 – 1605 mm (opcional)	
Posicionamiento del paciente	Enfoque automático mediante un sensor luminoso para la medición de la distancia y un sistema de posicionamiento eléctrico	
Haz de posicionamiento del paciente	Láser de clase 2. Conforme con la sección 1040.10 de 21 CFR y con CEI 60825-1. Divergencia de haz: 120 mm ± 10% en longitud; 0,8 ± 0,2 mm en anchura a 250 mm Duración del pulso y frecuencia de repetición: continua Emisión máxima de energía: 1 mW	
Equivalente de atenuación del estabilizador de frente del paciente	Panorámica menos de 1,7 mmAl Cefalométrica menos de 1,7 mmAl	

Factores de técnica de fuga

80 kV, 600 mAs/h

(80 kV; 10 mA; ciclo de trabajo 1:59, por ejemplo, 7,4 segundos de exposición por cada 7 minutos y 17 segundos de periodo de enfriamiento)

90 kV, 600 mAs/h

(90 kV; 10 mA; ciclo de trabajo 1:59, por ejemplo, 4,9 segundos de exposición por cada 4 minutos y 49 segundos de periodo de enfriamiento)

Bases de medición

Tensión del tubo: La radiación radiológica se controla mediante un evaluador no invasivo de la emisión de radiación.

Corriente del tubo: La intensidad de corriente se mide mediante el control de la corriente en la línea de retorno de alta tensión, que equivale a la corriente del tubo.

Tiempo de exposición: El tiempo de exposición se mide como el tiempo de apertura del circuito de puerta que distribuye alta tensión al cabezal del tubo de rayos X, por contador (TP8 – TP GND en placa de circuito impreso de CPU1)

Colimador

Ranura para panorámica, ranura para cefalometría (solo cefalometría), ranura para TC-A, ranura en V, ranura para TC-C (solo en R100).

Calidad de imagen

Panorámica:

Resolución (pares de líneas) 2,5 lp/mm

Resolución de bajo contraste 2,0mm de diámetro

Cefalométrica:

Resolución (pares de líneas) 2,5 lp/mm

Resolución de bajo contraste 2,5 mm de diámetro

Casete:

Resolución (MTF) Más de 2 lp/mm

Otro índice Documento de información para el usuario

Información sobre la dosis radiológica

Se registra la siguiente información de imagen en cada exposición.

- Producto dosis-área (DAP) ($\text{mGy} \cdot \text{cm}^2$)
- Tensión media del tubo (kV)
- Corriente media del tubo (mA)

Consulte el manual del software de la aplicación, ya que los datos de imagen mostrados dependen del software de la aplicación.

Es posible que el producto dosis-área (DAP) ($\text{mGy} \cdot \text{cm}^2$) no se muestre dependiendo del software de aplicación.

El producto dosis-área mostrado consiste en la tensión del tubo (kV) dividida por la corriente (mA) en cada exposición.

El producto dosis-área se calcula en función de los resultados de mediciones típicas.

El producto dosis-área mostrado es el producto de la multiplicación de la kerma en aire y el tamaño del campo de radiación. Estos valores son valores típicos y no los productos dosis-área medidos para cada exposición radiológica.

La kerma en aire se calcula dividiendo el producto dosis-área por el tamaño del campo de rayos X.

La precisión de la kerma en aire y del producto dosis-área no supera $\pm 50\%$.

El dosímetro utilizado para comprobar y mantener la precisión de las indicaciones del producto dosis-área debe calibrarse con la energía adecuada.

Método utilizado para calcular el producto dosis área: Medido mediante el medidor DAP (producto dosis área). El medidor DAP está calibrado según las instrucciones y el manual del usuario que las acompaña. Il misuratore DAP è fissato alla parte anteriore della testata radiogena per panoramica e CBCT e nella parte posteriore del collimatore secondario per la cefalometrica. Asegúrese de que no se cae y de que los cables estén colocados correctamente.

Declaración de piezas de entrada y salida de la señal

Conexión LAN: Cable de par trenzado sin aislante y con conectores RJ-45
Longitud inferior a 3 m

Requisitos del PC y otros dispositivos conectados al PC

1. El Veraviewepocs ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos médicos según la norma IEC 60601-1-2:2014 relativa a las perturbaciones electromagnéticas. Estos límites se establecen para ofrecer protección razonable frente a interferencias perjudiciales en las instalaciones médicas típicas. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para otros dispositivos que estén cerca. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causara interferencias perjudiciales para otros dispositivos, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se solicita al usuario que intente corregir la interferencia realizando alguno(s) de los siguientes pasos:
 - Reoriente o reubique el dispositivo receptor.
 - Aumente la separación con el equipo.
 - Conecte el equipo a una toma de un circuito en el que no estén conectados los otros dispositivos.
 - Comuníquese con la oficina más cercana de J. MORITA OFFICE, su representante, o distribuidor para obtener ayuda.
 2. El siguiente equipo conectado a las interfases digital y analógica debe estar certificado de acuerdo con las normas IEC correspondientes (es decir, IEC 60950-1 o IEC 62368-1 para equipos de procesamiento de datos e IEC 60601-1 para equipos de uso médico). Toda persona que conecte un equipo adicional a la entrada de señal o a la salida de señal configura un sistema médico, y es por lo tanto responsable de que el sistema cumpla con los requisitos de IEC 60601-1. Ante cualquier duda, póngase en contacto con la J. MORITA OFFICE más cercana, su representante, o distribuidor, para obtener ayuda.
- * Algunos de los siguientes dispositivos pueden provocar algunos problemas técnicos con Veraviewepocs. Pida en su oficina de J. MORITA más cercana una selección adecuada de equipos y conexiones.

PRECAUCIÓN

- *Los dispositivos mencionados no deben estar ubicados en el área protegida de la radiación ni cerca del paciente, salvo el hub, siempre que cumpla la norma IEC 60601-1, IEC 60950-1 o IEC 62368-1 y la corriente de dispersión de la carcasa cumpla la norma IEC 60601-1.*

- * El área próxima al paciente es la zona donde puede haber un contacto intencionado o no entre el paciente o su asistente y dichos dispositivos, o entre el paciente o su asistente y las otras personas que toquen dichos dispositivos. Esta área se extiende 1,83 m más allá del perímetro de la cama (mesa de exploración, sillón dental, cabina de tratamiento y demás) en su ubicación correcta, y verticalmente a 2,29 m por encima del suelo.

ADVERTENCIA

- *Conecte únicamente dispositivos en los que se especifique que son parte del sistema eléctrico médico o en los que se especifique que son compatibles con el sistema eléctrico médico.*
- *No utilice tomacorrientes múltiples portátiles ni cables de alargue para el suministro de energía del sistema.*

- * Los ordenadores o cualquier otro dispositivo externo deben conectarse conforme a IEC 60601-1.
- * Los ordenadores o cualquier otro dispositivo externo deben limpiarse conforme a las instrucciones del fabricante.
- * Los ordenadores o cualquier otro dispositivo externo deben transportarse, almacenarse y usarse conforme a las instrucciones del fabricante.

Otros requisitos del sistema

Hardware

PC con Windows (especificaciones mínimas)

Sistema operativo:	Microsoft Windows 7 de 32 bit con Service Pack 2
CPU:	Intel Xeon o superior, o CPU compatible
Memoria:	RAM de 4 GB como mínimo
HDD (disco duro):	Se recomienda HDD de 100 GB o más
Tarjeta gráfica:	Tarjeta de captura de vídeo Resolución de 1024 × 768 y calidad del color de 24 bits
Protocolo de red:	TCP/IP con dirección IP estática
Interfaz de red:	Tarjeta de red Universal 10BASE-T Ethernet para la conexión interna
Otros:	Tarjeta de red, unidad de DVD
Monitor:	TFT LCD de 17 pulgadas 16 millones de colores 1024 x 768 píxeles o mejor
Norma:	IEC60950-1, IEC62368-1 o IEC60601-1 Normativa en materia de perturbaciones electromagnéticas Norma UL correspondiente (añadido para EE. UU.) Norma C-UL correspondiente (añadido para Canadá) Normativa local

Hub

Especificaciones	Compatible con 1000BASE-T 5 puertos o más
Norma:	Compatibilidad con tramas (paquetes) gigantes (Jumbo) IEC60950-1 o IEC62368-1 si no se utiliza cerca del paciente IEC60601-1 o IEC60950-1 o IEC62368-1 con corriente de fuga conforme a IEC 60601-1 Normativa en materia de perturbaciones electromagnéticas Norma UL correspondiente (añadido para EE. UU.) Norma C-UL correspondiente (añadido para Canadá) IEEE802.3x Normativa local
Se recomienda, por ejemplo:	Buffalo LSW3-GT-5EP/CW

Tarjeta de red

Modelo:	Intel PRO/1000 GT Desktop Adapter Ningún otro modelo es compatible
---------	---

Dispositivos de almacenamiento

Norma:	Se recomienda una unidad de DVD-R IEC60950-1 o IEC62368-1 si no se utiliza cerca del paciente Normativa en materia de compatibilidad electromagnética Norma UL correspondiente (añadido para EE. UU.) Norma C-UL correspondiente (añadido para Canadá) Normativa local
--------	---

Otros equipos conectados al PC

Norma:	IEC60950-1 o IEC62368-1 si no se utiliza cerca del paciente Normativa en materia de perturbaciones electromagnéticas Norma UL correspondiente (añadido para EE. UU.) Norma C-UL correspondiente (añadido para Canadá) Normativa local
--------	---

Software de la aplicación J. MORITA CORP. suministra el software de aplicación para el procesamiento de imágenes o la base de datos. Debe utilizarse con las especificaciones anteriores relativas a un PC con Windows. Cumple la directiva 93/42/CEE (en la UE), las normas IEC62304 y 21 CFR (en EE. UU.), y la normativa sobre dispositivos médicos (en Canadá). Si se utiliza algún otro software de aplicación, debe cumplir las normas anteriores y ser compatible con el controlador Dixel de J. MORITA MFG. CORP. Busque asesoramiento sobre la interfaz apropiada en la oficina de J. MORITA.

Datos ambientales

Condiciones de uso	
Temperatura ambiente	+10 °C y +35 °C
Humedad	30 % a 70 % (sin condensación)
Presión atmosférica	70 kPa y 106 kPa
Condiciones de transporte y almacenamiento	
Temperatura ambiente	-10 °C y +50 °C
Humedad	20 % a 70% (sin condensación)
Presión atmosférica	70 kPa y 106 kPa

Idioma original

Inglés


Eliminación de las piezas

El envase se debe reciclar. Las partes metálicas del instrumento deben eliminarse como chatarra metálica. Los materiales sintéticos, los componentes eléctricos y las placas de circuito impreso se eliminan como residuos eléctricos. Los materiales deben eliminarse según la normativa nacional aplicable. Para ello, consulte a las empresas especializadas de eliminación de residuos. Consulte con los centros administrativos de su ciudad/comunidad para obtener información sobre las empresas locales de eliminación de residuos.



Este símbolo indica que los residuos de equipos eléctricos y electrónicos no se deben desechar junto con los residuos urbanos sin clasificar y se deben recoger por separado. Póngase en contacto con su distribuidor local o con la oficina de J. MORITA para obtener más información.

Curva de calentamiento de la coraza del tubo



Curva de enfriamiento de la coraza del tubo





Tabla de régimen del tubo

Tabla de régimen del tubo
 Tabla de potencia máxima
 (tablas de regímenes máximos absolutos)

D-051


CC

Punto focal: 0,5mm




Características térmicas del ánodo

Características térmicas del ánodo
D-051




Eje de referencia


Panorámicas




Cefalométricas



TC
FOV : 40×40, 40×80



TC
FOV: 80×50, 80×80, 100×50, 100×80



2. Símbolos y marcados

* Puede que algunos símbolos no se usen.



Radiación láser



Etiqueta de precaución por radiación láser (solo para EX-1)



Etiqueta de precaución por radiación láser (solo para EX-1)



Etiqueta de precaución por radiación láser (solo para EX-2)

Atención Label (EX-1)



Before operating the panel, make sure the patient's hand or fingers are not inserted into any gaps between moving parts to avoid injury.

Antes de operar el panel, asegúrese de que la mano o los dedos del paciente no están insertos en ninguna ranura de manera que evite heridas.

Avant d'utiliser le tableau et afin de prévenir tout risque de blessure, assurez-vous que les mains et les doigts du patient ne se trouvent pas dans les espaces situés entre les pièces mobiles.

Atención Label (EX-1)



Before operating the panel, make sure the patient's hand or fingers are not inserted into any gaps between moving parts to avoid injury.

Atención Label (EX-1)



CAUTION
ATENCIÓN
ATTENTION

- Do not let the patient touch the patient guard. They could pinch their fingers between the patient guard and the cassette holder and be injured.

- No permita que los pacientes toquen la barra de protección. Sus dedos podrían quedar atrapados entre la barra de protección y la base de la placa.

- Ne laissez pas les patients toucher le dispositif de protection. Ses doigts pourraient rester coincés entre le porte-cassette, entraînant ainsi des risques de blessure.

Atención Label (EX-2)

CAUTION



Do not let the patient touch the patient guard. They could pinch their fingers between the patient guard and the cassette holder and be injured.



Parte aplicada tipo B

Etiqueta de potencia

Type 3DfA
Type 3DfB
Type 3DfC


Etiqueta de tipo (solo para EX-1)

Etiqueta del conjunto del cabezal del tubo de rayos X

Equipotencialidad (solo para EX-2)



Use este terminal cuando se requiera el uso de conductores de equipotencialización, no lo use para la conexión a tierra de protección.



X-ray
Botón de emisión

CAUTION: X-RAYS
ATTENTION: RAYONS X
WARNING—MISE EN GARDE:

- Any unauthorized use is prohibited.
- Hazardous X-rays are emitted when the equipment is in operation.
- Toute utilisation non autorisée est interdite.
- Lorsque l'équipement est en service, il émet des rayons X dangereux.

- CAUTION LASER, TO AVOID EYE DAMAGE DO NOT LOOK INTO BEAM
- ATTENTION LASER, POUR ÉVITER DES DOMMAGES AUX YEUX NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU

XX10-959602-501

WARNING
 This X-ray unit may be dangerous to patient and operator unless safe exposure factors, operating instructions and maintenance schedules are observed.

Explosion hazard: Do not use in presence of flammable anesthetics.

ADVERTENCIA
 Este aparato radiográfico puede ser peligroso para el paciente y el operador si no se siguen los factores de exposición de seguridad, las instrucciones de operación y el horario de mantenimiento.

Peligro de explosión: No lo utilice cerca de sustancias anestésicas inflamables.

MISE EN GARDE
 Cet appareil à rayons X peut présenter un danger pour le patient et l'opérateur, si les facteurs d'exposition qui ne présentent pas de danger, les instructions d'emploi et les programmes d'entretien ne sont pas respectés.

Risque d'explosion : ne pas utiliser en présence d'anesthésiques inflammables.

NOTICE
 The audible signal, which is installed in Control Box, is active when X-ray is emitted and is deactivated when X-ray is terminated.

Tube Voltage
 Range: 60 - 80 kV (For Panoramic or CT)
 Range: 60 - 90 kV (For Cephalometric)
 Accuracy: ±10% of Selected Value

Tube Current
 Range: 1 - 10 mA
 Accuracy: ±10% of Selected Value
 Cephalometric LA with density mode and CT with DR MODE apply ±10% of Programmed Value

Exposure Timer
 Accuracy: ±10% of Selected Value

Automatic Exposure Setting
 The factory default setting of the Auto Level is zero. Exposure Levels are shown in the table below.

Auto Level Selection	Exposure Level (%)
+4	286
+3	220
+2	169
+1	130
0	100
-1	77
-2	59
-3	46
-4	35


Símbolo y mensaje de precaución por láser, advertencia por radiación (solo para EX-1)

I Interruptor principal
| : Encendido
O : Apagado

Perilla de parada de emergencia

Etiqueta de advertencia (solo para EX-1)

Etiqueta de señal acústica y precisión (solo para EX-1)



Punto focal (marca)

Atención Label (EX-1)

Before operating the panel, make sure the patient's hand or fingers are not inserted into any gaps between moving parts to avoid injury.

Antes de operar el panel, asegúrese de que la mano o los dedos del paciente no están insertos en ninguna ranura de manera que evite heridas.

Avant d'utiliser le tableau et afin de prévenir tout risque de blessure, assurez-vous que les mains et les doigts du patient ne se trouvent pas dans les espacements situés entre les pièces mobiles.

Atención Label (EX-2)

Before operating the panel, make sure the patient's hand or fingers are not inserted into any gaps between moving parts to avoid injury.

Radiación láser

LASER RADIATION
 DO NOT STARE INTO BEAM
 CLASS 2 LASER PRODUCT

レーザー光
 コーヒーのぞき込まないこと
 クラス2レーザー製品
 出力 Max.1mW レーザダイオード 655nm
 IEC 60825-1:2007

Etiqueta de precaución por radiación láser (solo para EX-2)

CAUTION
 LASER RADIATION
 DO NOT STARE INTO BEAM

CW: 600 - 700nm, Max 1mW
 CLASS II LASER PRODUCT

Etiqueta de precaución por radiación láser (solo para EX-1)

LASER RADIATION RADIACIÓN LASER
 DO NOT STARE INTO BEAM NO MIRAR DIRECTAMENTE
 CLASS 2 AL HAZ PRODUCTO
 LASER PRODUCT LASER CLASE 2
 Max 1mW Máxima 1mW
 Diode 655nm Diode 655nm

RAYONNEMENT LASER
 NE PAS FIXER LE FAISCEAU DU LASER
 CLASSE 2
 PRODUIT LASER IEC 60825-1:2007
 Max. 1 mW XX10-95960-501
 Diode 655 nm

Etiqueta de precaución por radiación láser (solo para EX-1)



Etiqueta de precaución por radiación láser (EX-1)




Etiqueta de precaución por radiación láser (EX-1)



Etiqueta de precaución por radiación láser (EX-2)

RADIACIÓN LÁSER
NO MIRE HACIA EL HAZ DE LUZ
PRODUCTO LÁSER CLASE 2
mÁX. 1 mW 655 nm




Etiqueta de advertencia (EX-1)



Atención Label (EX-1)

Cuidado
No deje que el paciente toque la pantalla de protección del paciente. Podría pillarse los dedos entre la pantalla de protección del paciente y el portacassetes y lesionarse.




Atención Label (EX-2)

Cuidado
No deje que el paciente toque la pantalla de protección del paciente. Podría pillarse los dedos entre la pantalla de protección del paciente y el portacassetes y lesionarse.




Atención Label (EX-1)

Antes de utilizar el panel, asegúrese de que la mano o los dedos del paciente no estén metidos en ningún hueco entre piezas móviles para evitar lesiones.



Atención Label (EX-2)

Antes de utilizar el panel, asegúrese de que la mano o los dedos del paciente no estén metidos en ningún hueco entre piezas móviles para evitar lesiones.



Etiqueta de señal acústica y precisión (EX-1)

ATENCIÓN
La señal acústica instalada en la caja de control se activa cuando se emite radiación y deja de sonar cuando cesa la radiación.

Tensión del tubo
- Para panorámicas: 60-80 kV
- Para cefalométricas: 60-90 kV
- Para TC: 75/80/85/90 kV
Precisión: ±10% del valor seleccionado

Corriente del tubo
- Para panorámicas y cefalométricas: 1-10 mA
- Para TC (75/80 kV): 1-10 mA
- Para TC (85/90 kV): 1-8 mA
- Para TC con modo de RD: 3 mA
Precisión: ±10% del valor seleccionado
En cefalométrica lateral con modo de densidad y TC con modo de RD, aplicar ±10% de varianza preprogramada

Tiempo de exposición
Precisión: ±10% del valor seleccionado

Configuración de exposición automática
La configuración predeterminada del nivel automático es cero.
Los niveles de exposición se muestran en el siguiente cuadro.
Selección de nivel automático Nivel de exposición



Símbolo y mensaje de precaución por láser, advertencia por radiación (EX-1)

CUIDADO: RAYOS X
ADVERTENCIA:
- Se prohíbe cualquier uso no autorizado.
- Cuando el equipo se encuentra en funcionamiento emite una radiación peligrosa.

CUIDADO LÁSER, PARA EVITAR DAÑOS EN LOS OJOS, NO MIRAR DIRECTAMENTE AL HAZ

Embalaje



Hacia arriba



Mantener alejado de la lluvia



Límite de humedad



Atención, consulte la documentación adjunta



Frágil



Límite de temperatura



Límite de presión atmosférica



No reutilizar

Dispositivo disponible con receta médica

Rx Only

PRECAUCIÓN: La ley federal exige la venta de este producto únicamente a odontólogos o profesionales de salud con licencia, o por orden de dichos profesionales.
(Solo válido para EE.UU.)

Etiqueta de potencia, etiqueta del conjunto del cabezal del tubo de rayos X e instrucciones de uso



Número de serie



Fabricante



Fecha de fabricación



GS1 DataMatrix



Identificador único del dispositivo



Dispositivo médico



Corriente alterna



Consulte las instrucciones de uso



(Examples)

País o región

(Nombres de países: Conforme a los códigos ISO 3166-1 alpha-3)
La descripción anotada junto al código es una indicación que cumple con las normativas aplicables solo en el país o región pertinente.



Marcado CE (0197)
(Solo válido para la UE)

Cumple la Directiva europea 93/42/CEE.

Marcado CE (Solo válido para la UE)

Cumple la Directiva europea 2011/65/UE.



Representante autorizado en la UE bajo la Directiva 93/42/CEE
(Solo válido para la UE)



Marcado del equipo eléctrico conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE (RAEE)
(Solo válido para la UE)



Marca de certificado cTUVus
(Solo válido para EE.UU. y Canadá)



Consulte las instrucciones de uso

Elementos indicados en la etiqueta de potencia y etiqueta del conjunto del cabezal del tubo de rayos X

- * Para ver detalles, consulte “Especificaciones técnicas” (p.146).
- * Pueden incluirse algunos símbolos descritos en la página anterior.

Etiqueta de potencia

Model: Modelo del sistema de rayos X

Type: Tipo

Input: Tensión de entrada nominal, frecuencia y potencia en funcionamiento

Standby: Potencia de entrada en reposo

Duty Cycle: Ciclo de trabajo del sistema de rayos X

Código de barras 2D en la parte inferior derecha: Código de etiqueta

Etiqueta del conjunto del cabezal del tubo de rayos X

MODEL: Modelo de la coraza del tubo

RATING: Salida nominal de la coraza del tubo

HEAD NO.: Número de serie de la coraza del tubo

DATE OF MFG.: Fecha de fabricación

TOTAL FILTRATION: Filtración inherente mínima

ADDITIONAL FILTRATION FOR CT: Filtración añadida para TC

TUBE MODEL: Modelo del tubo de rayos X

TUBE ANODE NO.: Número de serie del tubo de rayos X

NOMINAL FOCAL SPOT: Valor del punto focal nominal

MFD. BY: Fabricante del tubo de rayos X

Perturbaciones electromagnéticas

El Veraviewepocs 3D (en adelante, «este dispositivo») cumple con CEI 60601-1-2:2014 Ed.4,0, la norma internacional pertinente en materia de perturbaciones electromagnéticas.

Las siguientes son las «Directrices y declaración del fabricante» requeridas por CEI 60601-1-2:2014 Ed.4,0, la norma internacional pertinente en materia de perturbaciones electromagnéticas.

Este es un producto del grupo 1 y clase B conforme a EN 55011 (CISPR 11).

Esto significa que este dispositivo no genera ni usa energía de radiofrecuencia internacionalmente, en forma de radiación electromagnética, acoplamiento inductivo y/o capacitivo, para el tratamiento de materiales o con fines de inspección/análisis y que es adecuado para usarlo en establecimientos domésticos y en establecimientos directamente conectados a una red energética de baja tensión que suministra a edificios con fines de vivienda.

Directrices y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas		
Este dispositivo ha sido diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario de este dispositivo deberá garantizar que se utilice en dicho entorno.		
Ensayo de emisión	Cumplimiento normativo	Entorno electromagnético: directrices
Perturbación conducida CISPR 11	Grupo 1 Clase B	Este dispositivo utiliza energía de radiofrecuencia únicamente para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas, y es poco probable que cause interferencias en equipos electrónicos cercanos. Este dispositivo se puede utilizar en todo tipo de establecimientos, incluidos los establecimientos de vivienda y los directamente conectados al suministro eléctrico público de baja tensión que suministra energía a los edificios utilizados con fines de vivienda.
Perturbación radiada CISPR 11	Grupo 1 Clase B	
Corriente armónica CEI 61000-3-2	Clase A	
Fluctuaciones de tensión y flicker CEI 61000-3-3	Cláusula 5	

ADVERTENCIA

- *El ámbito de uso de este dispositivo es un entorno sanitario profesional.*
- *Este dispositivo requiere unas precauciones especiales en relación con las perturbaciones electromagnéticas y debe ser instalado y puesto en funcionamiento de acuerdo con la información sobre perturbaciones electromagnéticas incluida en la DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.*
- *El uso de piezas distintas a las suministradas o especificadas por J. MORITA podría causar un incremento de las emisiones electromagnéticas o una disminución de la inmunidad electromagnética de este dispositivo y producir un funcionamiento inadecuado.*
- *No utilice este dispositivo pegado o apilado con otro.
Si lo tiene que pegar o apilar, antes de utilizarlo observe si este equipo o el otro funcionan adecuadamente.*
- *Los equipos portátiles y móviles de comunicación por radiofrecuencia (incluidos los periféricos como los cables de antena y antenas externas) deben usarse al menos a 30 cm de distancia de cualquier parte del X550, incluidos los cables especificados por el fabricante.*

Directrices y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética			
Este dispositivo ha sido diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario de este dispositivo deberá garantizar que se utilice en dicho entorno.			
Ensayo de inmunidad	CEI 60601 Nivel de prueba	Nivel de cumplimiento normativo	Entorno electromagnético: directrices
Descarga electrostática CEI 61000-4-2	±8 kV al contacto ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV en el aire	±2 kV, ±4 kV, ±6 kV, ±8 kV al contacto ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV en el aire	Los suelos deben ser de madera, hormigón o losa cerámica. Si el suelo se reviste con material sintético, la humedad relativa debe ser de, al menos, el 30%.
Transitorios eléctricos rápidos/ráfagas CEI 61000-4-4	±2 kV para las líneas de suministro eléctrico ±1 kV para las líneas de entrada y salida	±2 kV para las líneas de suministro eléctrico ±1 kV para línea de entrada/salida	La calidad del suministro eléctrico debe ajustarse a la de un típico entorno comercial u hospitalario.
Sobretensión transitoria CEI 61000-4-5	<u>Alimentación CA/CC</u> ±0,5 kV, ±1 kV línea(s) a línea(s) ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV línea(s) a línea(s) <u>Entrada/salida de señal</u> ±2 kV línea(s) a tierra	<u>Alimentación CA/CC</u> ±0,5 kV, ±1 kV línea(s) a línea(s) ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV línea(s) a línea(s) <u>Entrada/salida de señal</u> *1 ±2 kV línea(s) a tierra	La calidad del suministro eléctrico debe ajustarse a la de un típico entorno comercial u hospitalario.
Caídas de tensión, breves interrupciones y variaciones de tensión en las líneas de suministro eléctrico CEI 61000-4-11	<u>caídas</u> 0 % U_T : 0,5 ciclo (a 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315°) 0 % U_T : 1 ciclo (a 0°) 70 % U_T : 25/30 ciclos (a 0°) 25 (50 Hz)/30 (60 Hz) <u>interrupciones breves</u> 0 % U_T : 250/300 ciclos 250 (50 Hz)/300 (60 Hz)	<u>caídas</u> 0 % U_T : 0,5 ciclo (a 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315°) 0 % U_T : 1 ciclo (a 0°) 70 % U_T : 25/30 ciclos (a 0°) 25 (50 Hz)/30 (60 Hz) <u>interrupciones breves</u> 0 % U_T : 250/300 ciclos 250 (50 Hz)/300 (60 Hz)	La calidad del suministro eléctrico debe ajustarse a la de un típico entorno comercial u hospitalario. Si el usuario de este dispositivo requiere que continúe la utilización cuando se produzcan interrupciones en el suministro de energía, se recomienda el uso de un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) o una batería.
Campo magnético de la frecuencia de la red eléctrica (50/60 Hz) CEI 61000-4-8:	30 A/m (r.m.s.) 50 Hz o 60 Hz	30 A/m (r.m.s.) 50 Hz o 60 Hz	El campo magnético de la frecuencia de la red eléctrica debe encontrarse en los niveles característicos de las ubicaciones habituales en los entornos comerciales u hospitalarios típicos.
NOTA 1: U_T es el voltaje de corriente alterna previo a la aplicación del nivel de prueba. NOTA 2: r.m.s.: root mean square (media cuadrática)			

*1: No aplicable porque no se conecta directamente a un cable exterior.

Directrices y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

Este dispositivo ha sido diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario de este dispositivo deberá garantizar que se utilice en dicho entorno.

Ensayo de inmunidad	CEI 60601 Nivel de prueba	Nivel de cumplimiento normativo	Entorno electromagnético: directrices
Radiofrecuencia conducida CEI 61000-4-6	3 V Banda ISM ^(c) / radioaficionado: 6 V 150 kHz a 80 MHz	3 V Banda ISM ^(c) / radioaficionado: 6 V 150 kHz a 80 MHz	<p>El equipo de comunicaciones por radiofrecuencia portátil y móvil no debe utilizarse a una distancia de cualquier componente de este dispositivo, incluyendo los cables, menor que la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.</p> <p>Distancias de separación recomendadas</p> $d = 1.2 \sqrt{P}$ $d = 1.2 \sqrt{P}$ $d = 2.3 \sqrt{P}$ $d = \frac{6}{E} \sqrt{P}$ <p>150 kHz a 80 MHz 80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2,7 GHz</p> <p>Equipo portátil de comunicación por radiofrecuencia inalámbrico</p> <p>Donde P es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor, E es el nivel de cumplimiento en V/m y d es la distancia de separación recomendada en metros (m).</p> <p>De acuerdo con un estudio electromagnético realizado in situ^(a), las intensidades de campo de los transmisores de RF de campo deben ser inferiores al nivel de conformidad en toda la gama de frecuencias^(b).</p> <p>Pueden producirse interferencias en las proximidades del equipo marcado con el siguiente símbolo:</p> 
Radiofrecuencia radiada CEI 61000-4-3	3 V/m 80 MHz a 2,7 GHz	3 V/m 80 MHz a 2,7 GHz	
	27 V/m 385 MHz	27 V/m 385 MHz	
	28 V/m 450 MHz	28 V/m 450 MHz	
	9 V/m 710, 745, 780 MHz	9 V/m 710, 745, 780 MHz	
	28 V/m 810, 870, 930, MHz	28 V/m 810, 870, 930, MHz	
	28 V/m 1720, 1845, 1970 MHz	28 V/m 1720, 1845, 1970 MHz	
	28 V/m 2450 MHz	28 V/m 2450 MHz	
	9 V/m 5240, 5500, 5785 MHz	9 V/m 5240, 5500, 5785 MHz	

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el mayor intervalo de frecuencia.

NOTA 2: Es posible que estas directrices no resulten aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de las estructuras, los objetos y las personas.

^(a) Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base para teléfonos por radiofrecuencia (móviles e inalámbricos) y las radios móviles terrestres, las radios de aficionados, las emisiones de radio en AM y FM y las emisiones de televisión, no pueden calcularse de forma teórica con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a transmisores de radiofrecuencia fijos, debe realizarse un ensayo electromagnético in situ. Si la intensidad de campo medida en el lugar en que se utiliza este dispositivo supera el nivel límite de la normativa aplicable a las radiofrecuencias antes mencionado, debe comprobarse que este dispositivo funcione correctamente. Si se observa un funcionamiento anómalo, puede ser necesario adoptar medidas adicionales (por ejemplo, cambiar la orientación o el emplazamiento de este dispositivo).

^(b) En el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m.

^(c) Las bandas ISM (área industrial, científica y médica) entre 0,15 MHz y 80 MHz son de 6,765 MHz a 6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957 MHz a 27,283 MHz; y 40,66 MHz a 40,70 MHz.

Funcionamiento esencial

- No se emite radiación si no se activa el botón de emisión.
- Se corta la radiación cuando se suelta el botón de emisión.
- Sin movimiento inesperado del equipo.

NOTA:

Si el funcionamiento esencial se pierde o se ve afectado a causa de perturbaciones electromagnéticas, se podría producir un movimiento inesperado sin ninguna utilización activa o la emisión de rayos X no terminaría soltando el botón o la tecla de emisión, ni se irradiarían rayos X sin un funcionamiento activo del botón de emisión.



Development and Manufacturing

J. MORITA MFG. CORP.

680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8533, Japan
T +81. (0)75. 611 2141, F +81. (0)75. 622 4595

Morita Global Website
www.morita.com

Distribution

J. MORITA CORP.

3-33-18 Tarumi-cho, Suita-shi, Osaka 564-8650, Japan
T +81. (0)6. 6380 1521, F +81. (0)6. 6380 0585

J. MORITA USA, INC.

9 Mason, Irvine CA 92618, USA
T +1. 949. 581 9600, F +1. 949. 581 8811

J. MORITA EUROPE GMBH

Justus-von-Liebig-Strasse 27b, 63128 Dietzenbach, Germany
T +49. (0)6074. 836 0, F +49. (0)6074. 836 299

MORITA DENTAL ASIA PTE. LTD.

150 Kampong Ampat #06-01A KA Centre, Singapore 368324
T +65. 6779. 4795, F +65. 6777. 2279

J. MORITA CORP. AUSTRALIA & NEW ZEALAND

Suite 2.05, 247 Coward Street, Mascot NSW 2020, Australia
T +61. (0)2. 9667 3555, F +61. (0)2. 9667 3577

J. MORITA CORP. MIDDLE EAST

4 Tag Al Roasaa, Apartment 902, Saba Pacha 21311 Alexandria, Egypt
T +20. (0)3. 58 222 94, F +20. (0)3. 58 222 96

J. MORITA CORP. INDIA

Filix Office No.908, L.B.S. Marg, Opp. Asian Paints, Bhandup (West), Mumbai 400078, India
T +91-22-2595-3482

J. MORITA MFG. CORP. INDONESIA

28F, DBS Bank Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940, Indonesia
T +62-21-2988-8332, F + 62-21-2988-8201

SIAMDENT CO., LTD.

71/10 Mu 5, Thakham, Bangpakong, Chachuengsao 24130, Thailand
T +66. 38. 573042, F +66. 38. 573043
www.siamdent.com

EU Authorized Representative under the European Directive 93/42/EEC



MEDICAL TECHNOLOGY PROMEDT CONSULTING GmbH

Altenhofstraße 80, 66386 St. Ingbert, Germany T +49. 6894 581020, F +49. 6894 581021

The authority granted to the authorized representative, MEDICAL TECHNOLOGY PROMEDT Consulting GmbH, by J. MORITA MFG. CORP. is solely limited to the work of the authorized representative with the requirements of the European Directive 93/42/EEC for product registration and incident report.

Diagnostic and Imaging Equipment



Treatment Units



Handpieces and Instruments



Endodontic System



Laser Equipment



Laboratory Devices



Educational and Training Systems



Auxiliaries

