

Pressemitteilung

Morita garantiert eine brillante Bildqualität für höchste Planungssicherheit

Veraviewepocs 3D R100 überzeugt mit innovativem und patienten-schonendem Abbildungsformat

Dietzenbach, 30. August 2013. Hochauflösende Röntgenbilder für exakte Diagnosen kennzeichnen schon immer die vielseitigen Kombinationsgeräte der Veraviewepocs-Linie von Morita. Als Leistungsführer in der digitalen Bildgebung hat der Dentalanbieter mit dem Veraviewepocs 3D R100 ein vielseitiges Gerät auf den Markt gebracht, das eine einfache Handhabung sowie dosisreduziertes Arbeiten ermöglicht: Das einzigartige Sichtfeld in der Form eines Reuleaux-Dreiecks blendet dabei nur das Wesentliche ein und sorgt für das Arbeiten mit einer minimalen Strahlendosis.

Das Kombinationssystem aus Panorama-, Cephalometrie- und 3D-Aufnahmen, Veraviewepocs 3D R100, lässt sich extrem vielseitig verwenden: Von der Beurteilung von internen und externen Resorptionen und der Lokalisation von im Wurzelkanal befindlicher Fremdkörper für endontische Behandlungen über die präimplantologische Diagnostik, zur genauen Bestimmung des Knochenangebots, bis hin zur Durchführung von implantologischen Eingriffen – auch im Rahmen der guided surgery. Für die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten bietet Veraviewepocs 3D R100 sechs Aufnahmebereiche mit unterschiedlichen Volumina (von Ø 40 x 40 mm bis zu Ø R100 x 80 mm).

Eine wesentliche Neuerung des Veraviewepocs 3D R100 stellt ein innovatives Sichtfeld in Form eines Reuleaux-Dreiecks dar. Das bislang völlig einzigartige Sichtfeld ersetzt dabei die typische zylindrische durch eine dreieckige Form, steigert die Deckungsgleichheit mit der natürlichen Zahnreihe und blendet nur den relevanten Untersuchungsbereich ein.

Kontakt:

J. Morita Europe GmbH

Julia Meyn

Justus-von-Liebig-Straße 27a

63128 Dietzenbach

Germany

T +49. 6074. 836 110

F +49. 6074. 836 299

jmeyn@morita.de

www.morita.com/europe

Über Morita:

Die Morita-Gruppe zählt zu den bedeutendsten Herstellern von medizinisch-technischen Produkten. Das japanische Traditionsunternehmen mit Vertriebsgesellschaften in Europa, USA, Brasilien, Australien und Afrika weist ein breites Sortiment auf. Führend in der Röntgendiagnostik und der Endodontie bietet das Produktportfolio leistungsstarke bildgebende Systeme bis hin zur 3-D-Volumen-tomographie, Behandlungseinheiten, Turbinen, Hand- und Winkelstücke, Instrumente sowie endodontische Mess- und Präparationssysteme. Mit ausgeprägtem Qualitätsdenken und kontinuierlicher Forschung orientieren sich weltweit mehr als 2.000 Mitarbeitern an den Bedürfnissen von Anwendern und Ärzten. So lebt der Geist von Junichi Morita weiter, der das Unternehmen im Jahr 1916 gründete. Morita befindet sich mittlerweile in dritter Generation in Familienbesitz unter Leitung von Haruo Morita.