

ポリ塩化ビフェニル（PCB）を含有する弊社製品について

弊社製品（X線撮影装置／X線照射装置）における、PCB（ポリ塩化ビフェニル）含有の有無について、以下のとおり、貴医院様において該当する製品をご確認のうえ、廃棄処分を要する製品については、環境省が定める期日までにご対応をお願い申し上げます。

弊社製品（X線撮影装置／X線照射装置）のうち、

1. 歯科向けの製品のうち、低濃度 PCB が含有されている可能性があるのは、以下の3器種の絶縁油のみです。この3器種以外の弊社製品には、PCB は含有されておりません。
 - 1) パネックス（型式：X100）・・・但し、1973年9月末日までに生産されたもの。
 - 2) パネックス E（型式：X100E）・・・但し、1973年9月末日までに生産されたもの。
 - 3) ソーラー（Solar）

上記3器種のいずれかをお使いの医院様におかれましては、環境省が定める期限までに処分して頂くこととなりますが、PCB含有の調査方法等について、ご不明な点があれば、弊社テクニカルセンター（専用フリーダイヤル：0120-802-036）までお問合せください。

2. 耳鼻咽喉科、獣医科向けの製品に、PCB は含有されておりません。

製造販売 株式会社 **モリタ製作所**

2019. 11. Pub. No.: X9416 Printed in Japan