

**IDS  
2025**



**Choose Serenity.  
Rooted in Realibility.**

Signo T100 OTP  
Design by **STUDIO F·A·PORSCHE**



Listenverkaufspreis: 49.673,25 €\*  
**Angebotspreis: 34.900,00 €\*  
Angebotsnummer: T100\_IDS\_2025**

**+ 2.000 €\*  
IDS-Rabatt sichern!**

## Ausstattung

Lackfarbe: Weiss  
Polsterfarbe: Polster der T-Linie  
Mundspülbeckenfarbe: Weiss

## Arztelement

- Arztelement mit 5 Instrumentenköchern
- Erster Anschluss für pneumatisch angetriebene Instrumente (z. B. Turbinen, Luftscaler, Luftmotor)
- Erster Mikromotoranschluss inkl. Mikromotor
- Multifunktionsspritze WS-201 inkl. Schlauchheizung
- Ultraschallscaler Solfy SC-7000-F-O mit LED-Licht

## Patientenstuhl

- Ölhydraulik für sanfte Patientenstuhlbewegungen, 4 programmierbare Programme
- Multifunktionaler Fußschalter
- 2-Gelenk Kopfstütze „TPS“
- LED-Operationsleuchte LunaVue TS
- Luxuspolster
- Armlehne auf Assistenzseite
- Kleine Ablage an Leuchtaufbaustange

## Assistenzelement

- Multifunktionsspritze WS-201 inkl. Schlauchheizung
- Spraynebelsauger mit Kugelgelenk und Schnellstopp für 16 mm Kanülen
- Speichelsauger SE110 mit Schnellstopp für Standardkanülen

## Wassereinheit

- Schnellkupplung für die Wasserversorgung und Druckluft externer Zusatzgeräte
- Schlauchspülsystem (Flushing)
- Warmwasserboiler
- Integriertes Bottle Care System mit Bajonette-Kupplung (optional mit integrierter Wasserentkeimungsanlage)

## Sonstiges

- Vorbereitet für den Anschluss an eine zentrale Nassabsauganlage inkl. Mundspülbeckenventil inkl. Platzwahlventil

\* zzgl. MwSt. Angebote nur gültig in Kooperation mit autorisierten Morita Händlern in Deutschland oder direkt bei Morita bis zum 30.04.2025, inkl. 1 Jahr Extragarantie, inkl. 1. Wartungskit. Zusätzlich 2.000,- € IDS-Voucher sichern. Alle Informationen unter [www.morita.de/ids](http://www.morita.de/ids).  
Abbildung ähnlich zur angebotenen Einheit.