

**IDS
2025**



**Choose Serenity.
Rooted in Realibility.**

Signo T500 OTP Pearl White Edition
Design by **STUDIO F·A·PORSCHE**



Listenverkaufspreis: 77.176,75 €*
**Angebotspreis: 49.900,00 €*
Angebotsnummer: T500 Pearl OTP_IDS_2025**

**+ 2.000 €*
IDS-Rabatt sichern!**

Ausstattung

Lackfarbe: Pearlmut Weiß
Polsterfarbe: Bordeaux, Dark Sky, Black
Mundspülbeckenfarbe: Weiß

Patientenstuhl mit synchronem Kippmechanismus

- Ölhydraulik für sanfte Patientenstuhlbewegungen, 4 programmierbare Programme und SlowSpeed Modus
- Multifunktionaler Fußschalter mit Zusatzfunktionen, schnurlos
- 2-Gelenkkopfstütze
- LED-Operationsleuchte LunaVue TL, inkl. drehbarem Patientenspiegel
- Ausziehbare Rückenlehne (5 cm)
- Softpolster „Lexus Premium“
- Abklappbares Fußteil
- Kleine Ablage an Leuchtaufbaustange

Wassereinheit

- Manuell schwenkbares Mundspülbecken
- Schnellkupplung für die Wasserversorgung und Druckluft externer Zusatzgeräte
- Schlauchspülsystem (Flushing)
- Warmwasserboiler
- Bottle Care System, 2 Liter, inkl. Schlauchheizung

Arztelement

- Arztelement mit 6 Instrumentenköchern
- Erster Anschluss für pneumatisch angetriebene Instrumente (z. B. Turbinen, Luftscaler, Luftmotor) mit Druckregler, inkl. automatischer Schlauchzugentlastung
- Erster Mikromotoranschluss inkl. Mikromotor, inkl. Schlauchzugentlastung
- Zweiter Mikromotoranschluss inkl. Mikromotor, inkl. Schlauchzugentlastung
- Multifunktionsspritze WS-97
- Ultraschallscaler SC-7000F-O mit LED-Licht4 für Acteon Spitzen
- Zusatztray für 2 Normtrays inkl. Silikonauflage
- Halterung für Pad/Tablet
- USB-Vorbereitung

Assistenzelement

- Multifunktionsspritze WS-97
- Spraynebelsauger mit Kugelgelenk und Schnellstopp für 16 mm Kanülen
- Speichelsauger SE110 mit Schnellstopp für Standard-Kanülen

Sonstiges

- Vorbereitet für den Anschluss an eine zentrale Nassabsauganlage, inkl. Mundspülbeckenventil, inkl. Platzwahlventil

* zzgl. MwSt. Angebote nur gültig in Kooperation mit autorisierten Morita Händlern in Deutschland oder direkt bei Morita bis zum 30.04.2025, inkl. 1 Jahr Extragarantie, inkl. 1. Wartungskit. Zusätzlich 2.000,- € IDS-Voucher sichern. Alle Informationen unter www.morita.de/ids.
Abbildung ähnlich zur angebotenen Einheit.