

Kanso - Frühlingspecial 2026

Signo Z300



Listenverkaufspreis: 30.854,00 €*

Angebotspreis: 22.800,00 €*

Angebotsnummer: Z300_Frühling_2026 (P03_26)

Ausstattung

Lackfarbe: Weiss, bicolor
 Polsterfarbe: wählbar

Patientenstuhl

- Elektromotorisch betriebene Patientenliege
- Kopfstütze mit Neigungsverstellung
- LED-Operationslampe „Luna Vue EL II“
inkl. Auto-Light-Funktion
inkl. drehbarem Patientenspiegel
inkl. Touchless-Sensor
- Multifunktionaler Fußschalter zur Steuerung der Liege und Instrumente (individuelle Turbinengeschwindigkeit), kabelgebunden
- Kleine Ablage an Leuchtaufbaustange
- Polsterschutz für Fußbereich

Wassereinheit

- Integriertes Bottle Care System
- Schlauchspülsystem (Flushing)

Arztelement

- Instrumentenhalter „Multi Slot“
- Erster Anschluss für pneumatisch angetriebene Instrumente (z. B. Turbinen, Luftscaler, Luftmotor)
- Erster Mikromotoranschluss inkl. Mikromotor
inkl. Druckregler
- Multifunktionsspritze WS-201
- Halter für iPad/Tablet

Assistenzelement

- Multifunktionsspritze WS-201
- Spraynebelsauger mit Schnellstopp für 11 mm Kanülen

Sonstiges

- Vorbereitet für den Anschluss an eine Nassabsauganlage, inkl. Platzwahlventil