

**MEHR
SEHEN!**





Veraviewepocs 3D R100

(R)100 MÖGLICHKEITEN

Dieses 2D-/3D-Kombinationssystem bietet einzigartige Bildqualität für jede Praxis und vereint zuverlässige Technologie, breite Einsatzmöglichkeiten und größtmögliche Detailgenauigkeit.

[Mehr Details zum Veraviewepocs 3D R100 erhalten Sie hier.](#)

- Alles in einem: Panorama-, 3D- sowie Ceph-Aufnahmen
- Die Patientenpositionierung geht dank Lichtstrahlsensor unkompliziert von der Hand
- 6 wählbare FOVs von von Ø40 x H40 mm bis ØR100 x H80 mm



Veraview X800

RÖNTGENPOWER HOCH^X

Dank fortschrittlichster Technik vereint das neueste 2D-/3D-Kombisystem minimale Strahlenbelastung mit einzigartiger Bildqualität durch innovative Features.

[Mehr zum Veraview X800 erfahren Sie hier.](#)

- Spitzenwert: beim FOV Ø40 x H40 mm beträgt die Voxelgröße 80 µm - mit einer Auflösung von 2,5 LP/mm MTF 10%
- Dank Scout-Funktion lassen sich im Vorfeld die abzubildenden 3D-Aufnahmen exakt bestimmen
- je nach Modell bis zu 11 FOVs von Ø40 x H40 mm bis Ø150 x H140 mm




ZWEI GERÄTE. EINE MISSION.

BILDQUALITÄT,
DIE ÜBERZEUGT!

Wurzelkanalfüllung-Kontrollaufnahme




Sinuslift-Kontrollaufnahme



Implantatcase Veraview X800



Endocase Veraview X800



Aufnahmen mit freundlicher Genehmigung von der Endodontie
am Venusberg/Dr. Appel, Bonn, Germany.

R100 DER ALLROUNDER



X800 DAS NONPLUSULTRA



| Model | Veraviewepocs 3D R100 | Veraview X800 M |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufnahmebereiche (FOV) in mm (Ø x H) | 6 FOVs von 40x40 bis R100x80 | 8 FOVs von 40x40 bis R100x80 (optional Modell L: 11 FOVs von 40x40 bis 150x140) |
| Röhrenspannung in kV | 60-90 | 60-100 |
| Stromstärke in mA | 1-10 (in 1 mA-Schritten) | 2-10 (in 1 mA-Schritten) |
| Bildqualität | > 2 LP/mm | > 2,5 LP/mm |
| Voxelgröße (µm) | 125/160 | 80/125 |
| Strahlungswinkel 2D/3D | 2D und 3D: 5° | 2D: 5° 3D: 0° (horizontaler Röntgenstrahl) weltweit einzigartige Umschaltung des Strahlungswinkels |
| Rotationswinkel | 180° | 180° und 360° |
| Mechanik C-Bogen | gekoppelt mit Aufbiss/ Patientenpositionierung | unabhängig von Aufbiss/ Patientenpositionierung |
| Face-to-Face Positionierung | | x |
| Dose-Reduction Programm | x | x |
| Endo-Programm | x | xx |

VIelfalt Die Überzeugt

Erleben Sie unsere Produkte live vor Ort im Morita Showroom, in einer mit Morita ausgestatteten Praxis in Ihrer Nähe oder online.



LIVE VOR ORT
IM SHOWROOM



LIVE IN
REFERENZPRAXEN ODER
HÄNDLERSHOWROOMS



VERAVIEW X800

Time for Perfection.
Mehr Details. Präzisere Diagnosen.

- EXTRA Angebot** – Einstiegspreis nur **78.900 €***
- EXTRA Software*** – i-Dixel WEB für mobile Endgerät (z.B. iPad) inklusive
- EXTRA Up-to-Date*** – Lifetime i-Dixel Software Update inklusive
- EXTRA Zubehör*** – Konstanzprüfkörper inklusive

Ihr **EXTRA** bei der **Registrierung Ihres Neusystems:**
EXTRA Sicherheit – 5 Jahre Garantie* ohne Aufpreis

JETZT ANGEBOT SICHERN!
MIT NUR EINEM KLICK!



BRILLANTE BILDQUALITÄT OHNE SPEZIALISTENWÜNSCHE?

Dann ist unser Allrounder
Veraviewepocs 3D R100
genau das richtige für Sie.

Klicken und Alternativ-
Angebot sichern!




NON PLUS 2 ULTRA



morita.de/nonplusultra

* Zzgl. gesetzl. MwSt. Angebote nur gültig in Kooperation mit autorisierten Morita Excellence Partnern und bei Registrierung des Neugerätes innerhalb Deutschlands bis zum 15.12.2023. Umfang und Bedingungen des Angebots zum Veraview X800 M P Nonplusultra auf www.morita.de/nonplusultra

DAS SAGEN DIE EXPERTEN!



**DR. MED. DR. MED. DENT.
NIELS BRÜGGEMANN,**
PRAXIS FÜR
MUND-, KIEFER-, GESICHTSCHIRURGIE,
BRAUNSCHWEIG

**PRIV.-DOZ. DR. DR.
ROBERT CORDESMAYER**
KIEFERCHIRURGIE AM RING,
BRAUNSCHWEIG

DR. KARSTEN NIEMANN,
PRAXIS ZAHN & MENSCH,
RONNENBERG

KATHARINA SARNETZKI,
PRAXIS ZAHNUNDWEISS,
HOHENTENGEN AM HOCHRHEIN

Wollen Sie
mehr erfahren?



MELDEN SIE SICH
DIREKT BEI UNS!

J. MORITA EUROPE GMBH

Justus-von-Liebig-Straße 27b
63128 Dietzenbach, Germany
T +49. 6074. 836 0, F +49. 6074. 836 299
www.morita.de