



NON PLUS ULTRA



Veraviewepocs 3D R100

(R)100 LES POSSIBILITES

Ce système combiné 2D/3D offre une qualité d'image unique pour chaque pratique et permet une technologie fiable, un large champ d'applications et le plus haut niveau de détail possible.

[Plus d'informations sur Veraviewepocs 3D R100 ici.](#)

- Tout en un : Pano, 3D et cephalo (en option)
- Positionnement du patient simple grâce au capteur de faisceau lumineux
- 6 champs allant de Ø40 x H40 mm à ØR100 x H80 mm

Veraview X800

PUISSANCE ELEVEE DES RAYONS X


Grâce à une technologie avancée et des fonctionnalités innovantes, le X800 permet une exposition minimale aux radiations avec une qualité d'image unique.

[Plus d'informations sur Veraview X800 ici.](#)

- Valeur maximale : avec le champ Ø40 x H40 mm la taille du voxel est de 80 µm - avec une résolution de 2,8 pl/mm- FMT de 10.
- La fonction Scout permet de définir de manière exacte, précise et sans erreur une zone pour un examen ciblé.
- Jusqu'à 11 FOVs de Ø40 x H40 mm à Ø150 x H140 mm selon le modèle

2 APPAREILS. UNE MISSION.


UNE QUALITÉ D'IMAGE
QUI CONVAINC!



Contrôle des canaux radiculaires




Contrôle d'un soulèvement de sinus



Implants Veraview X800



Endodontie Veraview X800



Clichés publiés avec l'accord du Dr Appel (Bonn, Allemagne)

R100 LA POLYVALENTE



X800 LA NONPLUSULTRA



Modèle	Veraviewepocs 3D R100	Veraview X800 M
Champs (FOV) en mm (Ø x H)	6 FOVs de 40x40 à R100x80	8 FOVs de 40x40 à R100x80 (modèle L : 11 FOVs de 40x40 à 150x140)
Tension en kV	60-90	60-100
Intensité en mA	1-10 (en pas de 1 mA)	2-10 (en pas de 1 mA)
Qualité d'image	> 2 pl/mm	> 2,5 pl/mm
Taille de voxel (µm)	125/160	80/125
Angle de rayonnement 2D/3D	2D et 3D : faisceau horizontal	2D et 3D : 5° commutation de l'angle de rayonnement unique au monde
Rotation	180°	180° et 360°
Mécanique coudée C	dépendant de la pièce à mordre / positionnement du patient	indépendant de la pièce à mordre / positionnement du patient
Positionnement face à face		x
Programme réduction de dose	x	x
Programme endo	x	xx

VERAVIEW X800 MP

Time for Perfection.
Plus de détails. Des diagnostics plus précis.

OFFRE Speciale – À partir de **98 900 €***
avec PC dédié/Switch, i-Dixel Serveur,
10 Licences utilisateurs, i-Dixel WEB,
lifetime update logiciel i-Dixel

Les **PLUS** :

EXTENSION de garantie*–

Garantie 5 (3+2) ans offerte

**NEC
PLUS
ULTRA**



QUALITÉ D'IMAGE BRILLANTE SANS BESOIN SPÉCIFIQUE?

Alors notre Veraviewepocs 3D
R100 est peut-être plus adaptée
à vos besoins.

[Cliquez ici pour la découvrir!](#)

* Offre valable uniquement chez nos partenaires agréés jusqu'au 31.07.2024
Conditions de l'offre X800 M Nonplusultra sur www.morita.fr

[En savoir plus?](#)

J. MORITA EUROPE GMBH
France Representative Office

3 rue du Colonel Moll
75017 PARIS, France
T 07 69 18 32 62
www.morita.fr