

Hitomebore Signo G10 II OTP



Listenverkaufspreis: 44.116,40 €*
Angebotspreis: 27.400,00 €*
 Angebotsnummer: G10II_Bottle_Onyx Black_A05T



Ausstattung

Lackfarbe: Weiss, bicolor
 Polsterfarbe: Onyx Black, schwarz
 Mundspülbeckenfarbe: Weiss

Patientenstuhl

- Ölhydraulik für sanfte Patientenstuhlbewegungen, 4 programmierbare Programme
- Mehrgelenkkopfstütze mit Neigungs- und Längeneinstellung
- LED-Operationsleuchte LunaVue EL II inkl. drehbarem Patientenspiegel
- Armlehne auf Assistenzseite
- Kleine Ablage an Leuchtaufbaustange

Wassereinheit

- Integriertes Bottle Care System (optional mit integrierter Wasserentkeimungsanlage)
- Sterapore-Mikrofiltersystem für Frischwasserzufuhr
- Schnellkupplung für die Wasserversorgung und Druckluft externer Zusatzgeräte
- Schlauchspülsystem (Flushing)
- Warmwasserboiler

Arztelement

- Arztelement mit 5 Instrumentenköchern
- Erster Anschluss für pneumatisch angetriebene Instrumente (z. B. Turbinen, Luftscaler, Luftmotor)
- Erster Mikromotoranschluss inkl. Mikromotor
- Zweiter Mikromotoranschluss inkl. Mikromotor
- Multifunktionsspritze WS-201 inkl. Schlauchheizung
- Ultraschallscaler Newtron LED mit LED-Licht
- Zusatztray für 2 Normtrays inkl. Silikonauflage

Assistenzelement

- Multifunktionsspritze WS-201 inkl. Schlauchheizung
- Spraynebelsauger mit Schnellstopp für 16 mm Kanülen
- Speichelsauger mit Schnellstopp für Standard-Kanülen

Sonstiges

- Vorbereitet für den Anschluss an eine zentrale Nassabsauganlage, inkl. Mundspülbeckenventil und inkl. Platzwahlventil

* zzgl. MwSt. Angebote nur gültig in Kooperation mit autorisierten Morita Händlern in Deutschland bis zum 31.07.2024. Abbildung ähnlich zur angebotenen Einheit.

** Monatl. Rate am Beispiel der TARGO Leasing GmbH, Stand 19.01.2024. 84 Monate Laufzeit.