

# Hitomebore

Signo T500 FMT Standard

Design by **STUDIO F·A·PORSCHE**



reddot award 2019  
best of the best



Prix public : 72.515,00 €TTC

**Prix de l'offre : 51.900,00 €TTC**

Référence de l'offre : T500 FMT\_Hito 2024\_Stand\_FR

## Équipement

Couleur de la peinture: Gris métal  
Couleur de sellerie: standard couleur

## Fauteuil hydraulique

- Fauteuil à entraînement oléohydraulique pour des déplacements sans à-coups, avec 4 mémoires de position, mode vitesse lente et mouvement synchrone
- **Pédale filaire** pour commande des déplacements du fauteuil
- Tête ergonomique à double articulation avec réglage manuel de l'inclinaison et de la longueur
- Scialytique LED „Luna Vue TS“
- Crachoir non motorisé avec remplissage automatique du gobelet (Possibilité de suppression du crachoir)
- Dossier patient extensible (+ ou- 5cm)

## Unité d'eau

- Raccord d'alimentation rapide pour des appareils externes (air comprimé et eau)
- Réchauffeur d'eau pour l'instrumentation
- Filtre antibactérien STERAPORE pour l'eau

## Élément praticien

- Tablette côté praticien (6 emplacements) avec panneau de contrôle à touches (non tactile)
- **Cordon fibré pour la 1ère turbine** (sans pièce à main et sans raccord)
- **Cordon fibré pour le 1er micromoteur** avec un micromoteur et option délestage du poids du cordon avec Tube catching et une pièce à main bleue
- **Cordon fibré pour 2ème micromoteur** avec un micromoteur et option délestage du poids du cordon avec Tube catching et un contre-angle bleu
- Seringue multifonction WS-97
- Détartreur à ultrasons LED Satelec „Newtron“
- Port USB

## Élément assistante

- Élément assistante orientable et ajustable en hauteur, avec 3 portes-instruments et panneau de commandes
- Seringue multifonction WS-97
- Aspiration chirurgicale avec fonction „quick stop“ pour canules 16mm
- Pompe à salive „SE110“ avec ajustement du débit et fonction „quick stop“

## Autres

- Préparé pour un raccordement à une unité centrale d'aspiration humide incluant une vanne crachoir Dürr