

# Hitomebore

Signo T500 OTP Stand

Design by **STUDIO F·A·PORSCHE**



Listenverkaufspreis: 65.171,50 €\*

**Angebotspreis: 44.800,00 €\***

Angebotsnummer: T500 OTP\_Caribou\_A13T\_2024



reddot award 2019  
best of the best



Leasing  
680,- €/\*\*  
Monat

## Ausstattung

Lackfarbe: Silber Metallic  
Polsterfarbe: Caribou (T-BR), braun  
Mundspülbeckenfarbe: Weiss

## Patientenstuhl mit synchronem Kippmechanismus

- Ölhydraulik für sanfte Patientenstuhlbewegungen, 4 programmierbare Programme und SlowSpeed Modus
- Multifunktionaler Fußschalter, schnurlos
- 2-Gelenkkopfstütze
- LED-Operationsleuchte LunaVue TL, inkl. drehbarem Patientenspiegel
- Ausziehbare Rückenlehne (5 cm)
- Kleine Ablage an Leuchtaufbaustange

## Wassereinheit

- Schnellkupplung für die Wasserversorgung und Druckluft externer Zusatzgeräte
- Schlauchspülsystem (Flushing)
- Warmwasserboiler
- Integriertes Bottle Care System
- Bodenmontiertes Wasserelement

## Arztelement

- Arztelement mit 6 Instrumentenköchern
- Erster Anschluss für pneumatisch angetriebene Instrumente (z. B. Turbinen, Luftscaler, Luftmotor) inkl. Schlauchzugentlastung
- Erster Mikromotoranschluss inkl. Mikromotor, inkl. Schlauchzugentlastung
- Zweiter Mikromotoranschluss inkl. Mikromotor, inkl. Schlauchzugentlastung
- Multifunktionsspritze WS-97 inkl. Schlauchheizung
- Ultraschallscaler SC-7000F-O mit LED-Licht
- Zusatztray für 2 Normtrays inkl. Silikonauflage
- Halterung für Tablets
- USB-Vorbereitung

## Assistenzelement

- Multifunktionsspritze WS-97 inkl. Schlauchheizung
- Spraynebelsauger mit Kugelgelenk und Schnellstopp für 16 mm Kanülen
- Speichelsauger SE110 mit Schnellstopp für Standard-Kanülen

## Sonstiges

- Vorbereitet für den Anschluss an eine zentrale Nassabsauganlage, inkl. Mundspülbeckenventil, inkl. Platzwahlventil

\* zzgl. MwSt. Angebote nur gültig in Kooperation mit autorisierten Morita Händlern in Deutschland bis zum 31.07.2024. Abbildung ähnlich zur angebotenen Einheit.

\*\* Monatl. Rate am Beispiel der TARGO Leasing GmbH, Stand 19.01.2024. 84 Monate Laufzeit.