

Nota de prensa

## Root ZX mini: manejable, inteligente y preciso.

**Dietzenbach, Diciembre de 2021. El Root ZX mini de Morita es uno de los localizadores de ápices más potentes del mercado. A pesar de su gran pantalla a color, este dispositivo es especialmente manejable y ofrece resultados completamente fiables y precisos. Como consecuencia del desarrollo de su predecesor ganador de múltiples premios, el Root ZX mini se presenta ahora con un atractivo diseño.**

### **Pequeño, ligero y flexible**

Gracias a su diseño minimalista, el localizador de ápices Root ZX mini, luce especialmente elegante. Su cuerpo manejable es ligero y ofrece un lenguaje de diseño simple y claro. La pantalla LCD a color se lee fácilmente con su claro indicador de barras y su elevado contraste. Aquí la forma sigue a la función y todos los detalles son importantes. Su reducido formato permite utilizar el localizador de ápices donde se necesita. Junto con el motor de endodoncia TriAuto mini, se pueden combinar medida y preparación del conducto radicular.

### **Gran precisión y seguridad**

Una determinación exacta de la longitud de trabajo es uno de los requisitos previos para una correcta preparación del conducto radicular. El método de cociente en el que se basa la endometría, garantiza la alta precisión en la medición con el Root ZX mini. Esto significa que es independiente de las condiciones eléctricas en el conducto, por lo que no pueden darse errores de medición por electrolitos conductores en los fluidos (sangre, colutorios). El resultado es una medición fiable y precisa.

### **Inmediato y fácil de usar**

Root ZX mini se calibra automáticamente. Durante el tratamiento esta función bloquea cualquier deterioro, p. ej: producido por cambios de temperatura o humedad

en el canal. Dado que no es necesario ponerlo a cero, el dispositivo se puede utilizar de forma inmediata y puede medir todos los conductos existentes de forma continuada sin necesidad de hacer un reinicio.

### **Morita: Innovador en endodoncia**

J. Morita ha marcado un hito en la historia de la endodoncia con el galardonado "Root ZX". En 1991, esta innovación fue el primer localizador de ápices del mundo con medición de impedancia patentada: no había afectación por líquidos y era particularmente fácil y seguro de usar. Los localizadores de ápices modernos de Moritas siguen esta tradición innovadora.

**Para más información acerca del Root ZX mini puede consultar en**  
<https://www.imoritaeuropa.de/de/produkte/endodontie-systeme/apex-lokatoren/root-zx-mini/>

**Para más información acerca J. MORITA EUROPE GMBH puede consultar en**  
[www.morita.de](http://www.morita.de)

### **Imagen**



**Imagen 1:** Manejable, inteligente y preciso: el localizador de ápices Root ZX mini de Morita.

**Contacto:**

J. MORITA EUROPE GMBH  
Carmen Schwarz  
Justus-von-Liebig-Straße 27b  
63128 Dietzenbach  
Alemania  
T +49. 6074. 836 0  
F +49. 6074. 836 299  
info@morita.de  
www.morita.de

**Acerca de Morita:**

El grupo Morita es uno de los fabricantes más importantes de productos médico-técnicos en el mundo. La tradicional compañía japonesa cuenta con departamento de ventas en Europa, EEUU, Brasil, Australia y África, y presenta una amplia gama de productos. Líder en diagnóstico con rayos x y endodoncia, ofrece sistemas de imagen de alto rendimiento que incluyen la tomografía volumétrica 3D, unidades de tratamiento, láser, turbinas, piezas de mano y contraángulos, instrumentos y sistemas de medida y preparación para endodoncia.

Con un fuerte enfoque en la calidad y la investigación continuada, sus más de 2000 empleados en todo el mundo se centran en las necesidades de los usuarios y médicos. De este modo, el espíritu de Junichi Morita que fundó la empresa en 1916, se encuentra ahora en la tercera generación de la compañía familiar bajo la dirección de Haruo Morita.